


TB-Flex

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

 Email : commande@quantum-rehab.fr

 Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



Photo non contractuelle

Q4 AA1 TB FLEX

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95 €

LPPR : 3 487.95 €

Code LPPR : 4130136

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 7.60 cm
- Passage de trottoir : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.17 cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61 cm
- Rayon de giration : 50.80 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier toile, réglable en tension
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues arrière et avant bandage 6"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 55 Amp
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Chargeur 8 Amp

COLORIS CHASSIS	PP TTC
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Rouge 	Standard
COLORIS SPECIAL	
<input type="checkbox"/> Coloris personnalisé RAL n° : <i>(Sous réserve de faisabilité)</i>	450€

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i>	120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2 **PP TTC**

<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM (1) <i>(indispensable pour commande spéciale)</i>	511€

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandage 14"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière 6"	Standard

APPUI TETE

<input type="checkbox"/> Stealth TB FLEX <i>(comprend la barre d'accessoires)</i>	325€
---	------

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté :	
<input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise :	Standard
<input type="checkbox"/> 42cm	
<input type="checkbox"/> 44cm <i>(réduit la bascule de -5° à 25°)</i>	
<input type="checkbox"/> 45.70cm <i>(réduit la bascule de -10° à 20°)</i>	
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise :	1845€
<input type="checkbox"/> 45.70cm	
<input type="checkbox"/> 46.40cm <i>(réduit la bascule de -5° à 25°)</i>	
<input type="checkbox"/> 50cm <i>(réduit la bascule de -10° à 20°)</i>	

ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> coussin STEALTH Sitrite Première, en cm	Standard
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50	
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30°	420€
<input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm	125€
<input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48	

Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm	
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45	390€
<i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618)</i>	

Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm	
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50	390€
<i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)</i>	

Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm	
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50	390€
<i>(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)</i>	

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension	Standard
<i>Non compatible avec accoudoirs relevables</i>	
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°	350€
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	125€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc Stealth (la paire)	540€
<input type="checkbox"/> 7.5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	

DOSSIER (suite) **PP TTC**

<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series	690€
Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm)	
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) <i>(ALBR16XD4)</i>	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) <i>(ALBR18XD4)</i>
<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) <i>(ALBR20XD4)</i>	



<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series.	690€
Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm)	
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) <i>(ALBR16X64)</i>	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) <i>(ALBR18X64)</i>
<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) <i>(ALBR20X64)</i>	

**REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES**

<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation	1600€
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm	
<i>(Palette/plaque d'assise) (1)(3)</i>	
Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation	1950€
Et réglable électriquement en hauteur	
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm	
<i>(Palette/plaque d'assise) (1)(3)</i>	
Appui-molle <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	
<input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX	160€
<input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	

PROGRAMMATION

<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	550€

ANNEXES

<input type="checkbox"/> Commandes spéciales
<input type="checkbox"/> Instructions de montage
<input type="checkbox"/> Positionnement



- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :.....cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles de programmation et le SAV

LPPR 4130136 soit 3487.95€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées

LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.

LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.