



Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 SAINT PRIEST
Tel : 04 81 65 94 70
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr




Pride[®]
Mobility Products France



Photo non contractuelle

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm
(identique taille d'assise)
- Garde au sol : 7.60 cm
- Passage de trottoir : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.17 cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61 cm
- Rayon de giration : 50.80 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

COLORIS CHASSIS	PP TTC
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Rouge   	Standard
COLORIS SPECIAL	450€
<input type="checkbox"/> Coloris personnalisé RAL n° : <i>(Sous réserve de faisabilité)</i>	

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :

Q4 AA2 TB FLEX

Prix Public HT : 3 732.71 €
 Prix Public TTC : 3 938.01 €
 LPPR : 3 938.01 €
 Code LPPR : 4122757

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues arrière et avant bandage 6"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 55 Amp
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Chargeur 8 Amp

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard 680€
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€	120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM (1) (indispensable pour commande spéciale)	511€

ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandage 14"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière 6"	Standard

APPUI TETE	
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth TB FLEX	Standard

ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 45.70cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 50cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	1845€

ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€

<input checked="" type="checkbox"/> Coussin Stealth Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
--	----------

<input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm <input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48	125€
--	------

Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618)	390€
---	------

Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)	390€
---	------

Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)	390€
--	------

DOSSIER	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (nc avec accoudoirs relevables) barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cales-tronc Stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€

DOSSIER (suite)	PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	690€



<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series. Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16X64) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18X64) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20X64)	690€
--	------



REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES

<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
---	----------

<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
--	------

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
--	------

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€
--	------

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)	1600€
--	-------

Appui-mollet Medium Large

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)	1950€
---	-------

Appui-mollet Medium Large

<input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	160€
---	------




PROGRAMMATION

<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	400€
---	------

<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	550€
---	------

ANNEXES

- Commandes spéciales
- Positionnement
- Instructions de montage



- (1) Utilisable uniquement avec la QLogic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles de programmation et le SAV

LPPR 4122757 soit 3938.01€/€// vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique

LPPR 408597 soit 35.71€/€// vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.

LPPR 4339681 soit 714.26€/€// vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.