



BLACK EDITION

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 SAINT PRIEST
Tel : 04 81 65 94 70
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr

Pride[®]
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



Photo non contractuelle

Q4 AA2 TB FLEX BLACK EDITION

Prix Public HT : 4 680.58€

Prix Public TTC : 4 938.01€

LPPR : 3 938.01€

Code LPPR : 4122757

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm
(identique taille d'assise)
- Garde au sol : 7.60 cm
- Passage de trottoir : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.17 cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61 cm
- Rayon de giration : 50.80 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues arrière et avant bandage 6"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 55 Amp
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Chargeur 8 Amp
- **Electronique Q LOGIC 2**
- **Relève-jambes électriques séparés**

COLORIS CHASSIS PP TTC Noir**MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE PP TTC** Q LOGIC 2 (3) Droit Gauche Standard Tierce personne Q LOGIC 2 715€ Déplacement du boîtier principal au dossier 120€

LPPR 4308597 : Déplacement du boîtier de commande standard, 35.91€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2 PP TTC Contrôle d'environnement 1380€ Flexible support contrôle d'environnement 100€ Boîtier SCIM (indispensable pour commande spéciale) 511€**ROUES** Roues centrales pneumatiques 14" Standard Roues centrales bandage 14" 100€ Roues avant et arrière 6" Standard**APPUI TETE** Stealth TB FLEX Standard**ACCESSOIRES** Equipement route 490€ ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1) 850€ Tablette escamotable sur le côté :
 Droit Gauche 373€ Accoudoirs relevables (nc tablette escamotable) 400€**HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT** Sans lift, hauteur d'assise : Standard 42cm 44cm (réduit la bascule de -5° à 25°) 45.70cm (réduit la bascule de -5° à 25°) Lift 30cm, hauteur d'assise (dossier non rabattable) 1845€ 45.70cm 46.40cm (réduit la bascule de -5° à 25°) 50cm (réduit la bascule de -5° à 25°)**ASSISE** Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° Standard
(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible) Profondeur modulable de 38 à 50cm Standard Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur Standard Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) 90€ Coussins Stealth Sitrite Première, en cm Standard
 40x40 40x45 45x45 45 x 50 50 x 50 Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm 290€
 40x45 45x45 45x50 50x50
(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020) Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm 390€
 40x45 45x45 45x50 50x50
(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020) Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm 390€
 40x45 45x45 45x50 50x50
(SPCFSP1618) (SPCFSP1818) (SPCFSP1820) (SPCFSP2020)**DOSSIER** Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135° Standard Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie) Standard Dossier réglable en tension 100€
(nc avec accoudoirs relevables)
Barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse Dossier ajustable en largeur 150€ Cale tronc Stealth (la paire) 540€
 7,5x10cm 10x15cm**DOSSIER (suite) PP TTC** Dossier ADI Aluminium Series 690€

Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm)

 largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4) Dossier ADI Aluminium Series 690€

Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm)

 largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)**REPOSE-PIEDS ET RELEV-JAMBES** Relève-jambes électriques séparés Standard Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (2)(4) Appui-mollet Medium Large 800€ Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (2)(4) Appui-mollet Medium Large 1050€**PROGRAMMATION** Câble de programmation Q LOGIC 2 550€**ANNEXES** Commandes spéciales
 Instructions de montage
 Positionnement

(1) Uniquement commande non proportionnelle

(2) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise

(3) Nécessite l'utilisation de câble de programmation et le SAV

(4) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4122757 soit 3938.01€/vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique

LPPR 408597 soit 35.71€/vhp, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard.

LPPR 4339681 soit 714.26€/vhp, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé.