


Pride Mobility France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45  <b>Commande à transmettre par email</b> Email : <a href="mailto:commande@quantum-rehab.fr">commande@quantum-rehab.fr</a>		Fauteuil roulant électrique d'intérieur et de voyage	Date et cachet du distributeur :
		Prix public HT : 2561.90€ Prix public TTC : 2702.81€ LPPR : 2702.81€ Code LPP : 9178225	Référence :

## DESIGNATION

GO.CHAIR

Coloris châssis :  Bleu  Blanc  Rouge  
 Coté de la commande :  Droit  Gauche

Assise : Largeur 46 cm x Profondeur 43 cm  
 Dossier rabattable hauteur 35cm  
 Accoudoirs relevables réglables en largeur et hauteur  
 Siège pivotant à 180°  
 Bac de rangement sous assise  
 Palette repose pieds monobloc relevable  
 Roues arrière motrices bandages 8"  
 Roues avant pivotantes bandages 5"  
 Batteries 17 Ah

## PP TTC

2702.81€

Standard  
 Standard  
 Standard  
 Standard  
 Standard  
 Standard  
 Standard  
 Standard

## REFERENCE



## OPTIONS

<input type="checkbox"/> Bloc batteries supplémentaire 17Ah	329€	BATLIQ1000 + ELE155864
<input type="checkbox"/> Sacoches de rangement sous accoudoir	49€	DWR1020D010
<input type="checkbox"/> Porte gobelet	29€	ACCASMB2288

**Démontage facile et rapide !**

