




Pride Mobility France  26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par email Email : commande@quantum-rehab.fr	Fautueil roulant électrique de Voyage	Date et cachet du distributeur :
	Prix public HT : 2 561.90€ Prix public TTC : 2 702.81€ LPPR : 2 702.81€ Code LPP : 9178225	Référence :

DESIGNATION

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> I.GO	2702.81€
Coloris châssis : <input checked="" type="checkbox"/> Gris argent	
Coté de la commande : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	
Assise : Largeur 42 cm x Profondeur 42 cm (Largeur entre accoudoirs : 46cm)	Standard
Châssis pliable	Standard
Accoudoirs relevables	Standard
Dossier toile	Standard
Toile d'assise et coussin mousse	Standard
Compartiment de rangement sous assise	Standard
Palette repose pieds monobloc	Standard
Roues arrière motrices bandages 8"	Standard
Roues avant pivotantes bandages 6"	Standard
Absorbeur de choc roue avant	Standard
Moteurs 120w	Standard
Batteries lithium 24v 6Ah x2	Standard



DIMENSIONS

Déplié : 900x590x880 (en mm)

Plié : 580x310x755 (en mm)



1
Débrancher et retirer le joystick



2
Placer le joystick dans la pochette du dossier et retirer le coussin d'assise



3
Rabattre le dossier, ensuite relever les accoudoirs



4
Presser les 2 boutons poussoirs noir en même temps (situés à l'arrière)



5
Rabattre l'assise vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement plié



6
L'i-Go est maintenant prêt à y aller !