

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France
26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45
Commande à transmettre par email
Email : commande@quantum-rehab.fr



Photo non contractuelle

PARTNER TB-Flex
BLACK EDITION

**PARTNER TB FLEX AA2 VERSION BLACK EDITION**

Prix Public HT : 4 680.58€

Prix Public TTC : 4 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Assise TbFlex
- Electronique QLogic 2
- Relève-jambes électrique séparé
- Batteries 2x 75 Amp
- Roues arrière pneumatiques 14" Noires
- Roues avant bandages 9" Noires
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Largeur hors tout : 62cm
- Longueur hors tout : 85cm (hors RP)
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise : 38-51cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42-45,70cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70-50cm

COLORIS Noir**PP TTC**

Standard

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES Q LOGIC 2 (1) Gauche Droit**PP TTC**

Standard

 Tierce personne Q LOGIC 2

715€

LPPR 4339681 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

 Déplacement du boitier principal au dossier

250€

LPPR 4308597 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC Contrôle d'environnement

1380€

 Flexible support contrôle d'environnement

100€

 Boitier SCIM

511€

(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)

ROUES Roues avant bandages 9" Noires

Standard

 Roues arrière pneumatiques 14" Noires

Standard

 Roues arrière bandages 14" Noires

200€

 Monte trottoir (Non compatible repose-pieds central)

400€

APPUI-TÊTE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth Tb Flex	Standard
ACCESSOIRES	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	450€
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg	Standard
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	180€
ASSISE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)</i>	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50 cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>	90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles	400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>	
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>	
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	Option à 150€ dans DOSSIER
<u>Choix du coussin d'assise :</u>	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift	Standard
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <i>(Proclive de -5° à 25°)</i> <input type="checkbox"/> 45,70cm <i>(Proclive de -10° à 20°)</i>	
<input type="checkbox"/> Avec lift (3)	1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 46,40cm <input type="checkbox"/> 50cm	
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)</i>	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur <i>(En remplacement du dossier Synergy Pro)</i>	150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (2) Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	800€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL) Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (2) Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	1050€
PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	550€
FICHES COMPLÉMENTAIRES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV

(2) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise

(3) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50°