

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]


QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr

PARTNER



Photo non contractuelle

TB-Flex

PARTNER TB FLEX AA2 VERSION FULL POWER

Prix Public HT : 7 465,42€

Prix Public TTC : 7 876,00€

LPPR : 3 938,01€

(LPPR 4122757 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

Caractéristiques standards

- Assise TbFlex
- Dossier Synergy Pro
- Moteurs 350w/4 pôles
- Batteries 75A
- Appui-tête
- Profondeur d'assise modulable de 38 à 51cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Roues avant pneumatiques 10"
- Roues arrières pneumatiques 14"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Coussin d'assise Stealth Simplicity
- Poids max utilisateur : 136kg


Fonctions électriques de série :

- Lift électrique 30cm
- Relève-jambes électrique central à compensation
- Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45°
- Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°

Et également :

- Electronique Q-LOGIC 2
- Kit éclairage
- Bluetooth



 Découvrez également notre version BLACK EDITION !

COLORIS			
<input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue			
<input type="checkbox"/> Blanc - White satin			
<input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette			
TAILLE D'ASSISE (en cm)			
<input checked="" type="checkbox"/> avec dossier galbé Synergy Pro	ou <input type="checkbox"/> avec dossier ajustable en largeur	ou <input type="checkbox"/> avec dossier toile réglable en tension	
Largeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51	Largeur <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	<i>Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>	
Profondeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 <i>(Réglable sur rail)</i>			
HAUTEUR D'ASSISE (en cm)			
<input type="checkbox"/> 45,70 <input type="checkbox"/> 46,40 <input type="checkbox"/> 50			
RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE CENTRAL A COMPENSATION			
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm			
Préciser UL cm			
Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L			
Potences <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"			
MONTAGE MANIPULATEUR			
<input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> à droite			
OPTIONS PAYANTES			
COLORIS EN OPTION		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Orange - Orange crush		450€	
<input type="checkbox"/> Vert - Green machine			
<input type="checkbox"/> Rose - Pretty in pink			
MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q-LOGIC 2 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€	
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€</i>		250€	
INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement		1380€	
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€	
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM <i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM</i>		511€	
ROUES		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Roues avant bandage 9"		200€	
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"		200€	
<input type="checkbox"/> Monte trottoir <i>(Non compatible relève-jambes central)</i>		400€	
ACCESSOIRES		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€	
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur		180€	
<input type="checkbox"/> Poids utilisateur >100kg		- €	
ACCESSOIRES D'ASSISE		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€	
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles		400€	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP <i>(En remplacement du coussin d'assise standard)</i>		290€	
RELEVÉ-JAMBES, REPOSE-PIEDS ET OPTION RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palette/plaque réglable de 36 à 51cm	En remplacement du Relève-jambes électrique central à compensation	- €
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palette/plaque réglable de 31 à 41cm		- €
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes			- €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	Hauteur palette/plaque réglable de 36 à 51cm		- €
<input type="checkbox"/> Réglage électrique en hauteur (ASL) pour le relève-jambes électrique central à compensation de série <i>Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm</i>			400€
PROGRAMMATION		PP TTC	
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC <i>Nécessaire pour les réglages et le SAV</i>			550€
FICHES COMPLEMENTAIRES			
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Instructions de montage <input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex			
<input type="checkbox"/> Pack Stealth Assise modulaire			