

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

**Q**  
**QUANTUM**<sup>®</sup>  
#1 FOR REHAB POWER

**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Photo non contractuelle



**PARTNER TB-FLEX**

**PARTNER TB FLEX AA2**

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

#### CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Assise TbFlex
- Dossier Pro Synergy
- 2 batteries 75ah
- 2 moteurs 350W/ 4 pôles
- Electronique VR2
- Poids max utilisateur : 136kg
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Largeur hors tout : 62cm
- Longueur hors tout : 85cm (hors RP)
- Largeur d'assise : 38 à 51cm
- Profondeur d'assise : 38 à 51cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42 à 45,70cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70 à 50cm

#### COLORIS

Bleu  Blanc  Rouge  Vert



Coloris spéciaux : (Délai additionnel à prévoir)  Orange Crush  Jaune - Yellow blaze

**PP TTC**

Standard

450€

#### MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

VR2 (4)  Gauche  Droit

Q LOGIC 2 (4)  Gauche  Droit

Tierce personne VR2/Q LOGIC2

LPPR 4339681 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

Déplacement du boitier principal au dossier

LPPR 4308597 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

**PP TTC**

Standard

680€

715€

250€

#### INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC

Contrôle d'environnement (1)

Flexible support contrôle d'environnement

Boitier SCIM (1)

(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)

**PP TTC**

1380€

100€

511€

#### ROUES

Roues avant pneumatiques 10"

Roues avant bandage 9"

Roues arrière pneumatiques 14"

Roues arrière bandage 14"

Monte trottoir (Non compatible relève-jambes central)

**PP TTC**

Standard

200€

Standard

200€

400€

APPUI-TÊTE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth Tb Flex	Standard
ACCESSOIRES	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	450€
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg	Standard
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	180€
ASSISE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)</i>	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>	90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles	400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>	
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>	
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	Option à 150€ dans DOSSIER
<u>Choix du coussin d'assise :</u>	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift	Standard
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <i>(Proclive de -5° à 25°)</i> <input type="checkbox"/> 45,70cm <i>(Proclive de -10° à 20°)</i>	
<input type="checkbox"/> Avec lift (1) (5)	1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 46,40cm <input type="checkbox"/> 50cm	
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)</i>	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur <i>(En remplacement du dossier Synergy Pro)</i>	150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (1) (3) Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL) Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (1) (3) Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	1950€
PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Console de programmation VR2	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	550€
FICHES COMPLEMENTAIRES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 2 (2) Conseillé avec commande non proportionnelle (3) Préciser l'UL : ..... cm pour ajustement de la hauteur d'assise (4) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (5) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50°