

**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest  
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle



**PARTNER EVOLUTION**

**Prix public HT : 9 474 €**

**Prix public TTC : 9 995 €**

**LPPR : 3938.01 €**

Code LPPR 4122757 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

**INCLUS :**

- DOSSIER BIOMECHANIQUE A COMPENSATION INCLINABLE MANUELLEMENT A 165°
- ASSISE A TRANSLATION INCLINABLE ELECTRIQUEMENT A 50°
- Q-LOGIC 2 AVEC BLUETOOTH













**DIMENSIONS**

- Largeur d'assise : 30,5 à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 30,5 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25 à 60 cm
- Garde au sol : 10.16 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse maximum\* : 10 km/h
- Autonomie\* : jusqu'à 35 km

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Dossier biomécanique à compensation inclinable manuellement à 165°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2 x 350 W / 4 pôles
- Batteries 73 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 2
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC		
<input checked="" type="checkbox"/> PARTNER EVOLUTION	R44EVO	9 995€		
<b>COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 2 ET DU DOSSIER</b>				
<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> Blanc	Standard
				
<b>MANIPULATEUR PRINCIPAL</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 2 Bluetooth de série		Standard		
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 2 <i>(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)</i>	CTL143980	Standard		
<b>PANTOGRAPHE</b>				
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche		Standard		
<input type="checkbox"/> Montage gauche	ACC142742			
<input type="checkbox"/> Montage droit	ACC142743			
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable intérieur/extérieur, rotation joystick indépendante <i>(nc joystick standalone)</i>	MEC138860	280€		
<input type="checkbox"/> Montage gauche				
<input type="checkbox"/> Montage droit				
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	110€		
<b>INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL</b>				
<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise <i>(NC connecteurs jack fx assise)</i>	CTL123218	165€		
Montage accoudoir <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droit				
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€		
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 2 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL134180	1380€		
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DW1201010D446	100€		
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€		
<b>TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL</b>				
<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 2	ELE125264	715€		
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite				
LPPR : 4339681 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE				
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière		350€		
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite				
Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus LPPR 4308597 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD				
<b>ACCESSOIRES BASE MOTRICE</b>				
<b>KIT ECLAIRAGE</b>				
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise		490€		
<b>ROUES</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14"		200€		
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"		200€		
<b>ELECTRONIQUE</b>				
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€		

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable manuellement à 165° ( <i>Poignées de poussée obligatoire</i> )	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	300€

REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24

Voir tableau de correspondance pouces/cm

TAILLE DU DOSSIER

Hauteur de coque ( <i>Mesure à partir de la plaque d'assise</i> )	<input type="checkbox"/> Coque 11" <input type="checkbox"/> Coque 13"	<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"					<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"							
		<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"					<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"							
		<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"					<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"							
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24				
	Largeur réglable de 14" à 16"		Coque réglable de 16" à 20"					Coque réglable de 20" à 24"						

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

DOSSIER TUBE

<input type="checkbox"/> Dossier tube pour dossier de positionnement	KIT153256	420€
<input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine <input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine		

COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER



Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch  
 Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou  Pas de coussin d'assise

Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP  
 ST-TC2SPPXXYY

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	24						

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP  
 ST-SPCFSPXXYY

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
22											



Standard



290€  
 (Standard pour largeurs d'assises <16")



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP  
ST-SPCFSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	24											
	26											
28												



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP  
ST-SPCGSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								
	26								



### DOSSIERS ADI Q-BACK

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

Hauteur Standard 16"

Deep Contour 4"

Largeur :  16"(ALBR16SDQ)  17"(ALBR17SDQ)

Hauteur Tall 18"

Deep Contour 4"

Largeur :  16"(ALBR16TDQ)  17"(ALBR17TDQ)  18" (ALBR18TDQ)

19"(ALBR19TDQ)  20"(ALBR20TDQ)

Extra Deep Contour 6"

Largeur :  16"(ALBR16T6Q)  17"(ALBR17T6Q)  18" (ALBR18T6Q)

19"(ALBR19T6Q)  20"(ALBR20T6Q)

Hauteur Extra Tall 20"

Deep Contour 4"

Largeur  18"(ALBR18XDQ)  19"(ALBR19XDQ)  20"(ALBR20XDQ)

Extra Deep Contour 6"

Largeur  18"(ALBR18X6Q)  19"(ALBR19X6Q)  20"(ALBR20X6Q)

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

Hauteur Extra Tall 20"

Deep Contour 4"


Largeur  16"(AFTBR16XDQ)  18"(AFTBR18XDQ)  20"(AFTBR20XDQ)

Extra Deep Contour 6"

Largeur  16"(AFTBR16X6Q)  18"(AFTBR18X6Q)  20"(AFTBR20X6Q)



Dossier ADI  
Aluminium  
Series




Dossier ADI  
Aluminium  
Flat Top Series



4" = 10,1cm  
6" = 15,2cm

## ACCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)		Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas		
<input type="checkbox"/> Montage haut		
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	
<input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530	
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir <i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>		
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Gauche	MEC133331	100€



## APPUI-TETE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Confort plus Stealth		Standard
<input type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		Standard

## HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)		Standard
<input type="checkbox"/> 45.5 cm <input type="checkbox"/> 47.5 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input type="checkbox"/> Lift électrique 25 cm (distance sol/plaque)		1950€
<input type="checkbox"/> 47 cm <input type="checkbox"/> 49 cm <input type="checkbox"/> 51 cm		

## RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARES

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (sans palettes) Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :	RIG120062	Standard
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x 8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") <i>(obligatoire assise &gt; 45cm)</i>	FRMASMB10569	-
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatrique	RIG136481	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€



Relève-jambes manuel



Repose-pieds séparés


## RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparées	RIG130091	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm <i>(sans palette)</i> Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm <i>Avec contacteur ASL (sans palette)</i> Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754-ASL	1990€



## POTENCE ET PALETTE RELEVE-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
<input type="checkbox"/> Potence 13"- 19" Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm <i>Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin</i> Distance palettes/plaque d'assise (UL) : .....cm <i>(toutes potences centrales n/c largeur &lt; 35cm)</i>	RIG151508	Standard
Sélectionner une taille de palettes <i>(obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale)</i> :		
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"		Standard
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€





<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€
<i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long</i>		
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)		160€
<input type="checkbox"/> S - RIG133717		
<input type="checkbox"/> L - RIG133719		



## POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth (unité) 270€

*Non compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK*

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*



Cales-tronc uniquement compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK :



Cale-tronc fixe Stealth (à l'unité) 270€

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*



Cale-tronc escamotable Stealth (à l'unité) 270€

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*

S : 7,62cm x 7,62cm    L : 11,43cm x 11,43cm  
M : 7,6cm x 10,2cm    XL : 10,16cm x 15,24cm

Cale-cuisse Stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBADD -L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD -R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie*



Cale-coude Stealth (unité) 220€

Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*







Maintien de coude Stealth (unité) 200€













<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*



<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier (paire)	CUS122169	Standard	
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)	CUS131244	Standard	
<input type="checkbox"/> Cale genoux (l'unité)	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		
<input type="checkbox"/> Droit		225€	
<input type="checkbox"/> Gauche		225€	
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction		500€	
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse			
Taille des coussins : 8x13cm	MTMD-42		
Support réglable en hauteur et profondeur	MTHW-660		
escamotage sur assise ( <i>compatible repose jambe central</i> )			

## CEINTURES ET HARNAIS

<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur boucle auto	ST-IFRB5350	180€																																					
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points <i>(remplace la ceinture standard TB3)</i>		91€																																					
Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5122) <input type="checkbox"/> M (IFPB5123) <input type="checkbox"/> L (IFPB5124)																																							
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points <i>(remplace la ceinture standard TB3)</i>		91€																																					
Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5242) <input type="checkbox"/> M (IFPB5243) <input type="checkbox"/> L (IFPB5244)																																							
<input type="checkbox"/> Harnais classique Textile dynamique		139€																																					
Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS1102) <input type="checkbox"/> M (IFPS1103) <input type="checkbox"/> L (IFPS1104)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															
<input type="checkbox"/> Harnais contour Textile dynamique		139€																																					
Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS2102) <input type="checkbox"/> M (IFPS2103) <input type="checkbox"/> L (IFPS2104)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															
<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique		126€																																					
Taille <input type="checkbox"/> S (IFYS3102) <input type="checkbox"/> M (IFYS3103) <input type="checkbox"/> L (IFYS3104)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																				
S	48	20	5																																				
M	56	23	6																																				
L	63.5	28	6																																				

## EMBOUTS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



## CONTACTEURS


<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		90€
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge	
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert	
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	150€
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		79€
<input type="checkbox"/> Vert P005-79		
<input type="checkbox"/> Noir P005-75		
<input type="checkbox"/> Rouge P005-76		
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	130€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€

Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs



## ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM	ACCINDV1102	100€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC147772	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert (la paire)		
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 2	ELE124122	200€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD10000060 ST-ARM240-T	450€



## PROGRAMMATION

<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC	DWR1111H068	550€
---	-------------	------

*(Obligatoire pour la programmation de la conduite et le SAV)*

## ANNEXES

- Commandes spéciales
- Positionnement
- Instructions de montage

## REMARQUES

.....

.....

.....

.....

.....