

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

**Q**  
**QUANTUM**<sup>®</sup>  
#1 FOR REHAB POWER

**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Photo non contractuelle



**Q4 TB-FLEX**

**Q4 TB FLEX AA1**

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95€

LPPR : 3 487.95€ (LPPR 9178219 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées)

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

#### CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Assise TbFlex
- Dossier toile réglable en tension
- 2 moteurs 350W/ 4 pôles
- 2 batteries 62ah
- Electronique VR2
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Longueur hors tout : 91cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61cm
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Profondeur d'assise : 38 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42 à 45,70cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70 à 50cm

#### COLORIS

Bleu  Blanc  Rouge



Coloris spéciaux (*Délai additionnel à prévoir*)

Orange  Jaune

#### PP TTC

Standard

450€

#### MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

VR2 (4)  Gauche  Droit

Q LOGIC 2 (4)  Gauche  Droit

Tierce personne VR2/Q LOGIC 2

LPPR 4339681 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

Déplacement du boitier principal au dossier

LPPR 4308597 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

#### PP TTC

Standard

680€

715€

250€

#### INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2

Contrôle d'environnement (1)

Flexible support contrôle d'environnement

Boitier SCIM (1)

(*Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM*)

#### PP TTC

1380€

100€

511€

#### ROUES

Roues avant et arrière bandages 6"

Roues centrales pneumatiques 14"

Roues centrales bandages 14"

Roues avant bandages 9"

#### PP TTC

Standard

Standard

200€

200€

<b>APPUI-TÊTE</b>	<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Stealth Tb Flex ( <i>Comprend la barre d'accessoires</i> )	325€
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	180€
<b>ASSISE</b>	<b>PP TTC</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30°	420€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>	90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles	400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>	
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>	
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	Option à 150€ dans DOSSIER
<u>Choix du coussin d'assise :</u>	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€
<b>HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT</b>	<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Sans lift	Standard
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm ( <i>Proclive de -5° à 25°</i> ) <input type="checkbox"/> 45,70cm ( <i>Proclive de -10° à 20°</i> )	
<input type="checkbox"/> Avec lift (1)	1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 46,40cm <input type="checkbox"/> 50cm	
<b>DOSSIER</b>	<b>PP TTC</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension ( <i>Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles</i> )	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise choisie)	125€
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°	350€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur ( <i>En remplacement du dossier Synergy Pro</i> )	150€
<b>REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES</b>	<b>PP TTC</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	280€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€
<b>PROGRAMMATION</b>	<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Console de programmation VR2	400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	550€
<b>FICHES COMPLÉMENTAIRES</b>	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 2 (2) Conseillé avec commande non proportionnelle (3) Préciser l'UL : ..... cm pour ajustement de la hauteur d'assise (4) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV