

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr

Q4



Photo non contractuelle

TB-Flex

Q4 TB FLEX AA2 VERSION FULL POWER

Prix Public HT : 7 465,42€

Prix Public TTC : 7 876,00€

LPPR : 3 938.01€

(LPPR 4122757 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

Caractéristiques standards

- Assise TbFlex
- Dossier Synergy Pro
- Moteurs 350W/ 4 pôles
- Batteries 62A
- Appui-tête
- Profondeur d'assise modulable de 38 à 51cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Roues avant et arrière bandages 6"
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Coussin d'assise Stealth Simplicity
- Poids max utilisateur : 136kg

Fonctions électriques de série :




- Lift électrique 30cm
- Relève-jambes électrique central à compensation
- Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45°
- Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°

Et également :

- Electronique Q-LOGIC 2
- Kit éclairage
- Bluetooth



... Découvrez également notre version BLACK EDITION !

COLORIS		
<input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue		
<input type="checkbox"/> Blanc - White satin		
<input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette		
TAILLE D'ASSISE (en cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> avec dossier galbé Synergy Pro	ou <input type="checkbox"/> avec dossier ajustable en largeur	ou <input type="checkbox"/> avec dossier toile réglable en tension
Largeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51	Largeur <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	<i>Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>
Profondeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 <i>(Réglable sur rail)</i>		
HAUTEUR D'ASSISE (en cm)		
<input type="checkbox"/> 45,70 <input type="checkbox"/> 46,40 <input type="checkbox"/> 50		
RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE CENTRAL A COMPENSATION		
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) Préciser UL cm		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		
Potences <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"		
MONTAGE MANIPULATEUR		
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite		
OPTIONS PAYANTES		
COLORIS EN OPTION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Orange - Orange crush		450€
<input type="checkbox"/> Jaune - Yellow blaze		
MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q-LOGIC 2 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€</i>		250€
INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2		PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement		1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM <i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM</i>		511€
ROUES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"		200€
ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur		180€
ACCESSOIRES D'ASSISE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles		400€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP <i>(En remplacement du coussin d'assise standard)</i>		290€
RELEVÉ-JAMBES, REPOSE-PIEDS ET OPTION RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	<i>En remplacement du Relève-jambes électrique central à compensation</i>	- €
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables		- €
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes		- €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés		- €
<input type="checkbox"/> Réglage électrique en hauteur (ASL) pour le relève-jambes électrique central à compensation de série		400€
PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC <i>Nécessaire pour les réglages et le SAV</i>		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales		
<input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex		
<input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire		