

**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest  
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

Q6 EDGE 3 présenté en coloris Green Machine



**Q6 EDGE 3.0 VERSION KID**

**Prix public HT : 12 128 €**

**Prix public TTC : 12 795 €**

**LPPR : 3938.01 €**

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

**INCLUS :**

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique iLevel 30,5cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

**DIMENSIONS**

- Largeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm\*
- Profondeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm\*
- Hauteur sol/plaque d'assise : 44,5 cm
- Hauteur de dossier modulable
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-35 cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors tout : 76-83 cm
- Largeur hors tout : 62 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h (7,2km/h avec iLevel)
- Autonomie\*\* : jusqu'à 28 km

\*Jusqu'à 50,8cm en version standard

\*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175°
- Bascule d'assise électrique à 50°
- Lift iLevel 30,5cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière bandage 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 62 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Bluetooth
- Accroches-taxi 4 points

## DESIGNATION

## REFERENCE

## PP TTC

 Q6 EDGE 3 KID

Q6 EDGE3.0 3MP-SS

12 795€

## COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

 Red corvette Bleu électrique Blanc satin Noir mat Green machine

DGN1801101-PRD1

DGN1801101-PBU9

DGN1801101-PWH2

DGN1801101-PBK3

DGN1801101-PGN11

En option :

450€

 Evolution Orange Deep Purple Grey street Noir brillant Blue Jean mat

DGN1801101-POR7

DGN1801101-PPR5

DGN1900199-PSL3

DGN1801101-PBK1

DGN1801101-PBU11

 Vert militaire Cherry bomb Raspberry Beret Lemon Crush

DGN1801101-PGN8

DGN1801101-PRD4

DGN1801101-PPK4

DGN1801101-PYL4

## MANIPULATEUR PRINCIPAL

 Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2

Standard

 Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage

Standard

 Infra-rouge sur Joystick standard

280€

 Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3

CTL143980

Standard

*(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)*Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System

## PANTOGRAPHE

 Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche

Standard

 Montage gauche

ACC142742

 Montage droit

ACC142743

 Pantographe escamotable intérieur/extérieur, rotation joystick indépendante *(nc joystick standalone)*

MEC138860

280€

 Montage gauche Montage droit Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250-3/4FM

110€



## iACCESS

 Boîtier de commande 4 fonctions d'assise iAccess

480€

 interrupteurs à bascule

CTL144010

 interrupteurs poussoirs

CTL144009

 Montage accoudoir gauche Montage accoudoir droit

## INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3	CTL143979	1380€
<i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>		
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DW1201010D446	100€
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€



## TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		

LPPR : 4339681 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE



<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière	350€
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	


Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus

LPPR 4308597 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD

## ACCESSOIRES BASE MOTRICE

### KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€
<input type="checkbox"/> Equipement route sur châssis	490€
<i>(Incompatible avec Fender)</i>	
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue	390€
<i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>	



### ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis		Standard

### ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT147881	490€
<i>(Conseillé avec une commande à contact)</i>		

## SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

### FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	Standard

### REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

### TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12	13	14	16	
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12	13	14	16	

Voir tableau de correspondance pouces/cm

### TAILLE DU DOSSIER


Hauteur de coque (en pouces) <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> 11"	Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16"
	<input type="checkbox"/> 13"		Largeur réglable de 14" à 16"

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

### DOSSIER TUBE

<input type="checkbox"/> Dossier tube pour dossier de positionnement	KIT153256	420€
<input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine		
<input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine		



## COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard



Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou  Pas de coussin d'assise

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP  
ST-SPCFSPXXYY

290€  
(Standard pour largeurs d'assises <16")

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
22											



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP  
ST-SPCGSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								
	26								



## DOSSIERS ADI Q-BACK

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

Hauteur Standard 16"

Deep Contour 4"

Largeur :  12"(ALBR12SDQ)  14"(ALBR14SDQ)  16"(ALBR16SDQ)

Hauteur Tall 18"

Deep Contour 4"

Largeur :  12"(ALBR12TDQ)  14"(ALBR14TDQ)  16"(ALBR16TDQ)

Extra Deep Contour 6"

Largeur :  16"(ALBR16T6Q)

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

Hauteur Extra Tall 20"

Deep Contour 4"

Largeur  16"(AFTBR16XDQ)


Extra Deep Contour 6"

Largeur  16"(AFTBR16X6Q)

**ADI**  
A Stealth Product



**Dossier ADI Aluminium Series**




**Dossier ADI Aluminium Flat Top Series**

4" = 10,1cm  
6" = 15,2cm

## ACCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)		Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas		
<input type="checkbox"/> Montage haut		
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir <i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Gauche		



## APPUI-TETE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		Standard
--	--	----------

## HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	PTOINDV3442	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique iLevel de 30 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3773	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		



## RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARES

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques	RIG136481	290€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€



Relève-jambes manuel



Repose-pieds séparés

## RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparées	RIG130091	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (sans palette) Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8") <i>n/c avec largeur d'assise &lt;35cm (14")</i>	PTOINDV3754	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm <u>Avec contacteur ASL (sans palette)</u> Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8") <i>n/c avec largeur d'assise &lt;35cm (14")</i>	PTOINDV3754-ASL	1990€




## POTENCE ET PALETTE RELEVE-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10" - 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
---	-----------	----------



Sélectionner une taille de palettes (*obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale*) :

<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"		Standard
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€
<i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long</i>		
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€



Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)

160€

S - RIG133717

L - RIG133719



**POSITIONNEMENT**

Cale-tronc Stealth (unité)

270€

Non compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6



Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie

Cales-tronc uniquement compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK :



Cale-tronc fixe Stealth (à l'unité)

270€

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cale-tronc escamotable Stealth (à l'unité)

270€

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie

S : 7,62cm x 7,62cm L : 11,43cm x 11,43cm

M : 7,6cm x 10,2cm XL : 10,16cm x 15,24cm

Cale-cuisse Stealth (unité)

270€

Gauche	Support TWBADD -L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD -R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD -3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie



Cale-coude Stealth (unité)

220€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Maintien de coude Stealth (unité)

200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit

225€

Gauche

225€



Plot d'abduction 500€  
 Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse  
 Taille des coussins : 8x13cm  
 Support réglable en hauteur et profondeur  
 escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)

MTMD-42  
 MTHW-660



## CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille  S (IFPB5122)  M (IFPB5123)  L (IFPB5124)



91€



Ceinture de maintien 4 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille  S (IFPB5242)  M (IFPB5243)  L (IFPB5244)



91€




Harnais classique

Textile dynamique

Taille  S (IFPS1102)  M (IFPS1103)  L (IFPS1104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9


Harnais contour

Textile dynamique

Taille  S (IFPS2102)  M (IFPS2103)  L (IFPS2104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9


Ceinture d'épaule Y Straps

Textile dynamique

Taille  S (IFYS3102)  M (IFYS3103)  L (IFYS3104)



126€



cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

## EMBOUS DE JOYSTICK

Champignon B

ACCASMB1860

50€

Cupule menton C

ACCASMB1861

35€

Poignée T D

ACCASMB1858

70€

Boule plastique E

ACCASMB1859

35€

Balle mousse F

ACCASMB1856

50€

Barre G

ACCASMB1857

50€



## CONTACTEURS

Contacteur Eggs

90€

ES-BLK Noir

ES-RED Rouge

ES-BLU Bleu

ES-GRN Vert

Contacteur microlite

ML210

150€

Contacteur Twister câble long 1m5

79€

Vert P005-79

Noir P005-75

Rouge P005-76

Contacteur Mini Cup 24

MC210

130€

Extension câble pour contacteur

ES-EXT

15€



*Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs*

