

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

**Q**  
**QUANTUM**<sup>®</sup>  
#1 FOR REHAB POWER

**Q6 edge**<sup>®</sup>  
**HD**  
**Q-LOGIC 3**  
Advanced Drive Control System

### Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest  
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Visuels non contractuels



### Q6 EDGE HD

**Prix public HT : 12 465 €**

**Prix public TTC : 13 150 €**

**LPPR : 3938.01 €**

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 400€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

### INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique iLevel 30,5cm
- Bluetooth

### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Elévateur électrique d'assise iLevel de 30,5cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales bandages souple noir 14"
- Roues avant et arrière bandages 6"
- Vitesse maximum : jusqu'à 8 km/h\*
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Moteurs : 4 pôles
- Batteries 73 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

### DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 50 à 61 cm réglable
- Profondeur d'assise : 50 à 63.50 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47 cm à 52 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 50 à 61 cm
- Garde au sol : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.45 cm (hors RP)
- Largeur de la base : 66.70 cm
- Passage de trottoir : 7.6 cm
- Rayon de giration : 50.20 cm
- Poids max utilisateur : 204 kg (sans lift)

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q6 EDGE HD	Q6 EDGE HD	13 150€

### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- Red corvette  
 Electric blue  
 White satin  
 Back in black  
 Pretty in pink  
 Lime light



### MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2		Standard	
<input type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage		Standard	
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur Joystick standard		280€	
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3	CTL143980	Standard	
<i>(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)</i>			

### PANTOGRAPHE

<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche		Standard	
<input type="checkbox"/> Montage gauche	ACC142742		
<input type="checkbox"/> Montage droit	ACC142743		
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	149€	

### iACCESS

<input type="checkbox"/> Boîtier de commande 4 fonctions d'assise iAccess		480€	
<input type="checkbox"/> interrupteurs à bascule	CTL144010		
<input type="checkbox"/> interrupteurs poussoirs	CTL144009		
<input type="checkbox"/> Montage accoudoir gauche			
<input type="checkbox"/> Montage accoudoir droit			

### INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM	CTL143988	511€	
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3	CTL143979	1380€	
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€	
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€	
<i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>			

### TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite			
LPPR : 9384670 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE			

<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière		350€
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		
Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus		
LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD		

### ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE		
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	ELE131477	490€
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue	DGN154117	390€
<i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>		

### ROUES

<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL124117	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	WHL124116	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"		Standard
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale identique châssis		300€
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale noire		300€
<input type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis		190€

## ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC <i>(Conseillé avec une commande à contact)</i>	MOT147881	490€

## SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

### FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3643	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV1645	Standard

### REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER LARGEUR D'ASSISE

#### 1 : Choisir les plaques d'assises pour l'amplitude de réglage en largeur :

Réglable de 50.8 à 61 cm     Réglable de 61 à 71 cm     Réglable de 71 à 81 cm

#### 2 : Régler la largeur d'assise à :

50.8 cm     53 cm     56 cm     58 cm     61 cm

*Les largeurs d'assises ci-dessous ne sont pas compatibles avec un LIFT :*

63.5 cm     66 cm     68.5 cm     71 cm     73.5 cm     76 cm     78.5 cm     81 cm

### PROFONDEUR D'ASSISE

#### 3 : Régler la profondeur d'assise à :

53 cm     56 cm     58 cm     61 cm     63.5 cm

### CHOIX DU DOSSIER

#### 1 : Choisir les plaques de dossier pour le réglage en hauteur :

Hauteur réglable de 56 à 63 cm     Hauteur réglable de 61 à 68 cm

*Le coussin de dossier sera en hauteur 43 cm*

*Le coussin de dossier sera en hauteur 48 cm*

#### 2 : Choisir les amplitudes de réglages en largeur du dossier :

Réglable de 50,8 à 61 cm     Réglable de 61 à 71 cm     Réglable de 71 à 81 cm

#### 3 : Régler la largeur du dossier à :

idem largeur d'assise

50.8 cm     53 cm     56 cm     61 cm     66 cm     71 cm     76 cm     81 cm

Ou  Je remplace le dossier standard par un dossier ADI (page suivante)

## COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard

Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou  Pas de coussin d'assise



Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP  
ST-TC2SPPXXYY

Standard

20x20     20x22     22x20     22x22     22x24



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP  
ST-SPCFSPXXYY

Standard

22X22     22X24     24x24     24x26     26x24  
 28X24     28X28     30X28     32X28



290€

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP  
ST-SPCFSPXXYY

290€

20x20     20x22     22x20     22x22     22x24     24x22



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP  
ST-SPCGSPXXYY

24X22     24x24     24x26



*D'autres tailles et modèles sont disponibles sur demande  
(Délai supplémentaire éventuel à prévoir)*

*Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive*

## DOSSIERS ADI Q-BACK

En remplacement du dossier standard

### Dossier ADI Aluminium Series

690€

Hauteur 20" Extra Tall (50 cm)

Profondeur 4" Deep

Largeur 20" (51 cm)

Profondeur 6" Extra Deep

Largeur 20" (51 cm)

### Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

Hauteur 20" Extra Tall (50 cm)

Profondeur 4" Deep

Largeur 20" (51 cm)

Profondeur 6" Extra Deep


Largeur 20" (51 cm)

D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)

Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive



Dossier ADI Aluminium Series



Dossier ADI Aluminium Flat Top Series



## ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)

Standard

Montage bas  Montage haut

Manchettes mousse (à l'unité)

25cm :  droit  gauche

DGN142128

35cm :  droit  gauche

DGN142014

43cm :  droit  gauche

DGN1801530

Standard

Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)

25cm :  droit  gauche

ARM136409

120€

35cm :  droit  gauche

ARM136408

120€

Renfort sous accoudoir

(nc réglage en angle de l'accoudoir)

MEC133331



100€

Droit

MEC133331

100€

Gauche



## APPUI-TETE

Appui-tête Confort plus Stealth

Standard

## HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)

PTOINDV3442

Standard

44.5 cm  47.0 cm  49.5 cm

Lift électrique iLevel de 30 cm (distance sol/plaque)

PTOINDV3773

Standard

47 cm  52 cm



## RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS

Relève-jambes manuels

FRMASMB18000

Standard

Repose-pieds séparés

180€

Repose-pieds séparés réglables en angles de 90° à 60°

415€

Repose-pieds séparés avec palettes ajustables en angles et en profondeurs

250€



Relève-jambes manuel



Repose-pieds séparés

## RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

Repose-pieds central avec palettes séparées

RIG130091

Standard

Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (sans palette)

PTOINDV3754

1600€

Appui-mollets :  S (6"x6")  L (8"x8")

Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm

PTOINDV3754-ASL

1990€

Avec contacteur ASL (sans palette)

Appui-mollets :  S (6"x6")  L (8"x8")



## POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

Potence 10"- 16" RIG150203 Standard

Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm

- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences

centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin

- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin



Potence 13"- 19" RIG151508 Standard

Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm

Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences

centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin

Distance palettes/plaque d'assise (UL) : .....cm

(toutes potences centrales n/c largeur < 35cm)

Sélectionner une taille de palettes (obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale) :

Palettes 5"x 6" Standard

Palettes 5"x 8" Standard

Palettes 5"x 11" Standard


Extensions latérales de palettes (la paire)

Extensions 8" RIG152517 35€

Extensions 11" RIG152518 35€

Extensions de palettes avant (la paire) RIG152519 35€

n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long



Rebords latéraux externes (la paire)

Palettes longueur 8" (rebord 10 cm) RIG152510 35€

Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm) RIG152516 35€

Connecteur de palettes centrales RIGASMB7120023 63€

Housse d'appui mollets DARTEX (la paire) 160€

S - RIG133717  L - RIG133719



## POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth (unité) 270€

Non compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6



Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie

Cale-cuisse Stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBADD -L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD -R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12




Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie

Cale-coude Stealth (unité) 220€



<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L



Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie





<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth (unité)			200€	
<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4		
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4		

*Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie*


<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte (paire)	CUS122169	Standard	
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)	CUS131244	Standard	
<input type="checkbox"/> Cale genoux (l'unité)	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		
<input type="checkbox"/> Droit		225€	
<input type="checkbox"/> Gauche		225€	
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction		500€	

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse  
 Taille des coussins : 8x13cm MTMD-42  
 Support réglable en hauteur et profondeur MTHW-660  
 escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)


## CEINTURES ET HARNAIS

<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur boucle auto	ST-IFRB5350	180€	
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points <i>(remplace la ceinture standard TB3)</i> Taille <input type="checkbox"/> L (IFPB5224)		91€	
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points <i>(remplace la ceinture standard TB3)</i> Taille <input type="checkbox"/> L (IFPB5244)		91€	

## EMBOUTS DE JOYSTICK





<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€	
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€	
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€	
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€	
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€	
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€	

## CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		90€	
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge		
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert		
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	150€	
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		79€	
<input type="checkbox"/> Vert P005-79			
<input type="checkbox"/> Noir P005-75			
<input type="checkbox"/> Rouge P005-76			
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	130€	
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€	

*Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs*

## ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€	
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM	ACCINDV1102	100€	
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€	
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	ACC136791	380€	
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€	