


**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest  
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

**Q6 EDGE Z**

**Prix public HT : 12 275 €**

**Prix public TTC : 12 950 €**

**LPPR : 3938.01 €**

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE,  
DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 200€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

**INCLUS :**

**Bascule d'assise 50°**

**Dossier électrique biomécanique**

**Bluetooth**

**Lift iLevel**

**DIMENSIONS**

- Largeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 49.50 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable : 25 à 60 cm
- Garde au sol : 7.6 cm
- Longueur hors tout : 90.5-112 cm
- Largeur hors tout : 66.7 cm
- Passage de trottoir : 8 cm
- Rayon de giration : 49.40 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175°
- Bascule d'assise électrique à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales bandages souples 14"
- Roues avant/arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 350w/ 4 pôles
- Batteries 73 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q6 EDGE Z - ULTRA	Q6 EDGEZ	12 950€
<b>COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER</b>		

Red corvette



Electric blue



White satin



Back to black



Lime light



En option :

450€

Deep purple



Grey Street



Silver bullet



Midnight blue



Orange crush



Yellow blaze



### MANIPULATEUR PRINCIPAL

Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2

Standard

Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage

Standard

Infra-rouge sur Joystick standard

280€

Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3

CTL143980

Standard

*(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)*



### PANTOGRAPHE

Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche

Standard

Montage gauche

ACC142742

Montage droit

ACC142743

Pantographe escamotable intérieur/extérieur, rotation joystick indépendante *(nc joystick standalone)*

MEC138860

280€

Montage gauche

Montage droit

Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250-3/4FM

149€



### iACCESS

Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess

480€

interrupteurs à bascule

CTL144010

interrupteurs poussoirs

CTL144009

Montage accoudoir gauche

Montage accoudoir droit



## INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL143979	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€



## TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€
---	-----------	------



Montage à gauche  Montage à droite

LPPR : 9384670 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE

### PERSONNALISE

<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière	350€
---	------

Montage à gauche  Montage à droite

Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus

LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD

## ACCESSOIRES BASE MOTRICE

### KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue <i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>	390€

## ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"	Standard
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale identique châssis	300€
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale noire	300€
<input type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis	190€

## ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC <i>(Conseillé avec une commande à contact)</i>	MOT147881	490€

## SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

### FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	Standard

## REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

### TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24

Voir tableau de correspondance pouces/cm

### TAILLE DU DOSSIER

Hauteur de coque <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> Réglable de 18" à 21" Coussin de dossier hauteur 13"	<input type="checkbox"/> Réglable de 22" à 25" Coussin de dossier hauteur 17"					<input type="checkbox"/> Réglable de 22" à 25" Coussin de dossier hauteur 17"					
	<input type="checkbox"/> Réglable de 24" à 27" Coussin de dossier hauteur 19"	<input type="checkbox"/> Réglable de 24" à 27" Coussin de dossier hauteur 19"					<input type="checkbox"/> Réglable de 24" à 27" Coussin de dossier hauteur 19"					
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	17	18	19	20	20	22	24			
	Largeur réglable de 10" à 14"	Largeur réglable de 16" à 20"					Largeur réglable de 20" à 24"					

Voir tableau de correspondance pouces/cm


Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

## DOSSIER TUBE

- Dossier tube pour dossier de positionnement
  - en plus du dossier d'origine
  - à la place du dossier d'origine

KIT153256

420€



## COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

- Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard

Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou  Pas de coussin d'assise



- Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP  
ST-TC2SPPXXYY

Standard

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	22						
24							



- Coussin d'assise STEALTH Solution SPP  
ST-SPCFSPXXYY

290€

*(Standard pour largeurs d'assises < 16" )*

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
	22										



- Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP  
ST-SPCFSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	24											
	26											
	28											



- Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP  
ST-SPCGSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								
26									



D'autres tailles sont disponibles sur demande  
(Délai supplémentaire éventuel à prévoir)  
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

En remplacement du dossier standard

**Dossier ADI Aluminium Series**

690€

HAUTEUR	Standard 16"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q
	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18SAQ	<input type="checkbox"/> 17" ALBR17SDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q
HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16T6Q
		<input type="checkbox"/> 18" ALBR18TDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18T6Q
		<input type="checkbox"/> 20" ALBR20TDQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20T6Q
HAUTEUR	Extra Tall 20"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16X6Q
	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18XAQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18XDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18X6Q
	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20XAQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR19XDQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20X6Q

**ADI**

A Stealth Product



Dossier ADI Aluminium Series

**Dossier ADI Aluminium Flat Top Series**

690€

HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TAQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TDQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16T6Q
		<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TDQ	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18T6Q

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series




D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)

Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

**CCOUDOIRS**

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)			Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas			
<input type="checkbox"/> Montage haut			
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128		Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014		
<input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530		
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€	
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€	
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir			
<i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Gauche			

**APPUI-TETE**

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Confort plus Stealth	Standard
<input type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique	Standard

**HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT**

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	PTOINDV3442	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique iLevel de 30 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3773	Standard
<input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5 cm <input type="checkbox"/> 52 cm		

QUANTUM®  
**iLevel**  
power chairs

## RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (sans palette) Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :	RIG120062	Standard
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x 8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") ( <i>obligatoire assise &gt; 45cm</i> )	FRMASMB10569	-



Relève-jambes manuel



Repose-pieds séparés

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€
--	--------------	------

## RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparées	RIG130091	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (sans palette) Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754	1600€



<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm <u>Avec contacteur ASL</u> (sans palette) Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754-ASL	1990€
---	-----------------	-------

## POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
--	-----------	----------




<input type="checkbox"/> Potence 13"- 19" Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm <i>Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG151508	Standard
--	-----------	----------

Distance palettes/plaque d'assise (UL) : .....cm  
(toutes potences centrales n/c largeur < 35cm)

Sélectionner une taille de palettes (*obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale*) :

<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"	Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"	Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"	Standard

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€



*n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long*

<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€



<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)		160€
<input type="checkbox"/> S - RIG133717		
<input type="checkbox"/> L - RIG133719		





## POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth (unité)

270€

**Non compatibles avec les dossiers ADI Q-BACK**

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cales-tronc compatibles uniquement avec les dossiers ADI Q-BACK

Avec contour ACTIVE (2,5") :

Cale-tronc fixe Stealth (à l'unité)

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSTLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSTXLG

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



270€



Cale-tronc escamotable Stealth (à l'unité)

Gauche	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG
Droit	<input type="checkbox"/> S LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> M LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> L LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> XL LATADJSWXLG

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie

270€



S : 7,62cm x 7,62cm

M : 7,6cm x 10,2cm

L : 11,43cm x 11,43cm

XL : 10,16cm x 15,24cm

Cale-cuisse Stealth (unité)

270€

Gauche	Support TWBADD -L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD -R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie



Cale-coude Stealth (unité)

220€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Maintien de coude Stealth (unité)

200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cales latérales de dossier Adulte (paire)

CUS122169

Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)

CUS131244

Standard



Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit

225€

Gauche

225€



Plot d'abduction

500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse

Taille des coussins : 8x13cm

MTMD-42

Support réglable en hauteur et profondeur

MTHW-660

escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)



## CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

*(remplace la ceinture standard TB3)*

Taille  S (IFPB5122)  M (IFPB5223)  L (IFPB5224)



91€



Ceinture de maintien 4 points

*(remplace la ceinture standard TB3)*

Taille  S (IFPB5242)  M (IFPB5243)  L (IFPB5244)



91€




Harnais classique

Textile dynamique

Taille  S (IFPS1102)  M (IFPS1103)  L (IFPS1104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9


Harnais contour

Textile dynamique

Taille  S (IFPS2102)  M (IFPS2103)  L (IFPS2104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9


Ceinture d'épaule Y Straps

Textile dynamique

Taille  S (IFYS3102)  M (IFYS3103)  L (IFYS3104)



126€



cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

## EMBOUTS DE JOYSTICK

Champignon B

ACCASMB1860

50€

Cupule menton C

ACCASMB1861

35€

Poignée T D

ACCASMB1858

70€

Boule plastique E

ACCASMB1859

35€

Balle mousse F

ACCASMB1856

50€

Barre G

ACCASMB1857

50€



## CONTACTEURS

Contacteur Eggs

90€

ES-BLK Noir

ES-RED Rouge

ES-BLU Bleu

ES-GRN Vert

Contacteur microlite

ML210

150€

Contacteur Twister câble long 1m5

79€

Vert P005-79

Noir P005-75

Rouge P005-76

Contacteur Mini Cup 24

MC210

130€

Extension câble pour contacteur

ES-EXT

15€

*Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs*



## ACCESSOIRES

Rail support d'accessoire dossier

MEC125098

100€

*(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)*

Sac à dos QUANTUM

ACCINDV1102

100€

Support obus oxygène *(rajouter rail)*

ACC125006

165€

