

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER


QUANTUM[®]
QTREK
Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail

Email : commande@quantum-rehab.fr



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

QTREK

Prix public HT : 12 128 €

Prix public TTC : 12 795 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202: VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE,
DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 35,5* à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 35,5 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 44.50 à 49.50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45 à 50 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7.6 cm
- Longueur hors tout : 80 cm
- Largeur hors tout : 61 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse maximum** : jusqu'à 10 km/h
- Autonomie** : jusqu'à 35 km

*à partir de 30,5cm en version Kid

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175 °
- Inclinaison d'assise électrique à 50°
- Lift électrique de 25cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues avant bandages souple noires 14"
- Roues arrière noires 9" bandages
- Moteurs 200W /1200W
- Batteries 75 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Bluetooth

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> QTREK	4FRONT 3MP-SS	12 795€




COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Red corvette	<input type="checkbox"/> Electric blue	<input type="checkbox"/> White satin	<input type="checkbox"/> Back in black	<input type="checkbox"/> Pretty in pink	<input type="checkbox"/> Lime light	<input type="checkbox"/> Silver Grey
						
DGN1700109-PRD1	DGN1700109-PBU9	DGN1700109-PWT2	DGN1700109-PBK1	DGN1700109-PPK3	DGN1700109-PGN7	DGN1700109-PSL3

En option : 450€





<input type="checkbox"/> Yellow blaze	<input type="checkbox"/> Deep purple	<input type="checkbox"/> Orange crush	<input type="checkbox"/> Midnight Blue	<input type="checkbox"/> Night train	<input type="checkbox"/> Grey street	<input type="checkbox"/> Military green
						
DGN1700109-PYL3	DGN1700109-PPR5	DGN1700109-POR6	DGN1700109-PBU10	DGN1700109-PBK3	DGN1700109-PSL3	DGN1700109-PGN8

MANIPULATEUR PRINCIPAL




<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2		Standard	  <p>Q-LOGIC 3 Advanced Drive Control System</p>
<input type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage		Standard	
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur Joystick standard		280€	
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3	CTL1143980	Standard	

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)



PANTOGRAPHE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche		Standard	
<input type="checkbox"/> Montage gauche	ACC142742		
<input type="checkbox"/> Montage droit	ACC142743		
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable intérieur/extérieur, rotation joystick indépendante <i>(nc joystick standalone)</i>	MEC138860	280€	 
<input type="checkbox"/> Montage gauche			
<input type="checkbox"/> Montage droit			
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	110€	

iACCESS

<input type="checkbox"/> Boitier d'actions directes, écran LED		480€	  
<input type="checkbox"/> interrupteurs à bascule	CTL144010		
<input type="checkbox"/> interrupteurs poussoirs	CTL144009		
Montage accoudeur :			
<input type="checkbox"/> Gauche			
<input type="checkbox"/> Droit			

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€	
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL143979	1380€	
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€	
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€	

TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

- Commande tierce personne Q-LOGIC 3 ELE167862 715€
 Montage à gauche Montage à droite
 LPPR : 4339681 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE
-
- Déplacement du boîtier principal à l'arrière 350€
 Montage à gauche Montage à droite
 Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus
 LPPR 4308597 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD



ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE

- Equipement route sur rail d'assise 490€
-
- Equipement route sur châssis 490€
(Incompatible avec Fender)
-
- Eclairage FENDER sur garde-boue 390€
(n/c clignotant, contrôle par contacteur)



ROUES

- Roues avant pneumatiques noires 14" WHL1704059 Standard
-
- Roues avant bandages souples noires 14" PTOINDV3525 Standard
-
- Roues arrière bandages noires 9" Standard
-
- Couleur insert roue avant identique châssis Standard

ELECTRONIQUE

- Prise de charge externe HAR144001 + 160€
(Obligatoire si joystick standalone seul) FRMASMB11156

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

FONCTIONS D'ASSISE

- Bascule d'assise 50° à translation électrique PTOINDV3443 Standard
-
- Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 175° PTOINDV3444 Standard

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

REGLAGE DE L'ASSISE

LARGEUR (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	
PROFONDEUR (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	

REGLAGE DU DOSSIER


Hauteur coque (Mesure à partir de la plaque d'assise)	<input type="checkbox"/> Coque 11"	<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"						<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"						
		<input type="checkbox"/> Coque 13"	<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"						<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"					
			<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"						<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"					
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14	16	16	17	18	19	20	20	22	24	Coque réglable de 20" à 24"			
<input type="checkbox"/> Coque réglable de 14" à 16" ou <input type="checkbox"/> Coque réglable de 16" à 20"														

Voir tableau de correspondance pouces/cm

- Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

DOSSIER TUBE

- Dossier tube pour dossier de positionnement KIT153256 420€
- en plus du dossier d'origine
 à la place du dossier d'origine



Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard



Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou Pas de coussin d'assise

Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP

ST-TC2SPPXXYY

Standard

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	22						



Coussin d'assise STEALTH Solution SPP

ST-SPCFSPXXYY

290€

(Standard pour largeurs d'assises <16")

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	22										



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP

ST-SPCFSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	24											
	26											



Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP

ST-SPCGSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								



DOSSIERS ADI


En remplacement du dossier standard

- Dossier ADI Aluminium Series 690€
- Hauteur Standard 16"
 - Deep Contour 4"
 - Largeur : 16"(ALBR16SDQ) 17"(ALBR17SDQ)
 - Hauteur Tall 18"
 - Deep Contour 4"
 - Largeur : 16"(ALBR16TDQ) 17"(ALBR17TDQ) 18" (ALBR18TDQ) 19"(ALBR19TDQ) 20"(ALBR20TDQ)
 - Extra Deep Contour 6"
 - Largeur : 16"(ALBR16T6Q) 17"(ALBR17T6Q) 18" (ALBR18T6Q) 19"(ALBR19T6Q) 20"(ALBR20T6Q)
 - Hauteur Extra Tall 20"
 - Deep Contour 4"
 - Largeur 18"(ALBR18XDQ) 19"(ALBR19XDQ) 20"(ALBR20XDQ)
 - Extra Deep Contour 6"
 - Largeur 18"(ALBR18X6Q) 19"(ALBR19X6Q) 20"(ALBR20X6Q)
 - Dossier ADI Aluminium Flat Top Series 690€
 - Hauteur Extra Tall 20"
 - Deep Contour 4"
 - Largeur 16"(AFTBR16XDQ) 18"(AFTBR18XDQ) 20"(AFTBR20XDQ)
 - Extra Deep Contour 6"
 - Largeur 16"(AFTBR16X6Q) 18"(AFTBR18X6Q) 20"(AFTBR20X6Q)



ACCOUDOIRS

- Accoudoires parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles. (La paire) Standard
- Montage bas
 - Montage haut
-
- Manchettes mousse Standard
- 25cm : droit gauche DGN142128
 - 35cm : droit gauche DGN142014
 - 43cm : droit gauche DGN1801530
-
- Manchettes d'accoudoires gel (à l'unité)
- 25cm : droit gauche ARM136409 120€
 - 35cm : droit gauche ARM136408 120€
-
- Renfort sous accoudoir (nc réglage en angle de l'accoudoir)
- Droit MEC133331 100€
 - Gauche MEC133331 100€



APPUI-TETE

- Appui-tête Confort plus Stealth Standard

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT


- Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque) (Sans lift) Standard
- 45 cm
 - 49.5cm
-
- Lift électrique de 25 cm (distance sol/plaque) PTOINDV3775 Standard
- 45 cm
 - 47.6 cm
 - 50 cm

RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (<i>sans palette</i>)	RIG120062	Standard
Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :		
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x 8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") (<i>obligatoire assise > 45cm</i>)	FRMASMB10569	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€



Relève-jambes manuels



Repose-pieds séparés


RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparées	RIG130091	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (<i>sans palette</i>)	PTOINDV3754	1600€
Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm	PTOINDV3754-ASL	1990€
<u>Avec contacteur ASL</u> (<i>sans palette</i>)		
Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")		



POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm	RIG150203	Standard
- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin		
- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin	RIG151508	



<input type="checkbox"/> Potence 13"- 19" Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm		
Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin		
Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm		
(Toutes potences centrales n/c largeur < 35cm)		

Sélectionner une taille de palettes : (Obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale)	Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"	
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"	
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"	

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€



n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long

<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€



<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)		160€
<input type="checkbox"/> S - RIG133717		
<input type="checkbox"/> L - RIG133719		



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6

**Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cale-cuisse Stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBADD -L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD -R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12

**Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie



Cale-coude Stealth (unité) 220€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L

** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Maintien de coude Stealth (unité) 200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS- ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS- ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cales latérales de dossier Adulte (paire) CUS122169 Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire) CUS131244 Standard

Cale genoux (l'unité) KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit 225€

Gauche 225€



Plot d'abduction 500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse
Taille des coussins : 8x13cm
Support réglable en hauteur et profondeur, escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)

MTMD-42
MTHW-660



Ceinture à enrouleur boucle auto ST-IFRB5350 180€

Ceinture de maintien 2 points Stealth Positioning
(Remplace la ceinture standard TB3)
Taille S (IFPB5122) M (IFPB5123) L (IFPB5124)



91€



Ceinture de maintien 4 points Stealth Positioning
(Remplace la ceinture standard TB3)
Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)




91€



Harnais classique Stealth Positioning
Textile dynamique
Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€




cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9

- Harnais contour Stealth Positioning
Textile dynamique
Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9



139€




- Ceinture d'épaule Y Straps Stealth Positioning
Textile dynamique
Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6



126€



EMBOUTS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		90€
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge	
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert	
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	150€
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		79€
<input type="checkbox"/> Vert P005-79		
<input type="checkbox"/> Noir P005-75		
<input type="checkbox"/> Rouge P005-76		
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	130€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€



Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM	ACCINDV1102	100€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC147772	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert (la paire)		
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE124122	200€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD1000060 ST-ARM240-T	450€



PROGRAMMATION

Câble de programmation Q-LOGIC 3 DWR1111H068 550€
(Obligatoire pour la programmation de la conduite et le service après-vente)

ANNEXES

- Commandes spéciales
- Positionnement
- Instructions de montage

REMARQUES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....