



**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)



# Stretto



Photo non contractuelle

## TB-Flex

### STRETTO TB FLEX AA2 VERSION FULL POWER

Prix Public HT : 7 465,42€

Prix Public TTC : 7 876,00€

LPPR : 3 938.01€

(LPPR 9178202: vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur : .....

Référence de commande : .....

Date de commande : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

#### Caractéristiques standards

- Assise TbFlex
- Dossier Synergy Pro
- Moteurs 200/1200W/ 2 pôles
- Batteries 62A
- Appui-tête
- Profondeur d'assise modulable de 38 à 51cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Roues centrales pneumatiques 12,5"
- Roues avant bandages 5"
- Roues arrière bandages 6"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Coussin d'assise Stealth Simplicity
- Poids max utilisateur : 136kg

#### Fonctions électriques de série :

- Lift électrique 30cm
- Relève-jambes électrique central à compensation
- Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45°
- Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°

#### Et également :

- Electronique Q-LOGIC 3
- Kit éclairage Fender sur garde-boue
- Bluetooth



COLORIS		
<input type="checkbox"/> Noir - Back in black <input type="checkbox"/> Vert - Green machine <input type="checkbox"/> Blanc - White satin <input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue <input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette		
TAILLE D'ASSISE (en cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> avec dossier galbé Synergy Pro	ou <input type="checkbox"/> avec dossier ajustable en largeur	ou <input type="checkbox"/> avec dossier toile réglable en tension
Largeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 Profondeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 <i>(Réglable sur rail)</i>	Largeur <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	<i>Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>
HAUTEUR D'ASSISE (en cm)		
<input type="checkbox"/> 45,70 <input type="checkbox"/> 46,40 <input type="checkbox"/> 50		
RELEVÉ-JAMBES ELECTRIQUE CENTRAL A COMPENSATION		
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) Préciser UL ..... cm Sélectionner : <u>Appui-mollet</u> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <span style="float: right;"><u>Potences</u> <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"</span>		
MONTAGE MANIPULATEUR		
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite		
OPTIONS PAYANTES		
COLORIS EN OPTION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Noir - Night train <input type="checkbox"/> Gris - Grey sreet <input type="checkbox"/> Rose - Raspberry beret <input type="checkbox"/> Bleu - Blue jean	<input type="checkbox"/> Orange - Evolution orange <input type="checkbox"/> Violet - Deep purple <input type="checkbox"/> Jaune - Lemon crush <input type="checkbox"/> Vert - Military green	
		450€
MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q-LOGIC 3 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 9384551: VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€</i>		250€
INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3		PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement	<i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM</i>	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM		511€
ROUES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"		-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandage 12,5"		-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"		200€
ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route ( <i>à la place du Fender</i> ) <input type="checkbox"/> sur châssis <input type="checkbox"/> sur garde-boue		490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur		180€
ACCESSOIRES D'ASSISE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles		400€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP <i>(En remplacement du coussin d'assise standard)</i>		290€
REPOSE-PIEDS ET OPTION RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		PP TTC
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes	<i>En remplacement du Relève-jambes électrique central à compensation</i>	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz		-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparé escamotable		-€
<input type="checkbox"/> Repose-pied séparé escamotable		-€
<input type="checkbox"/> Réglage électrique en hauteur (ASL) pour le relève-jambes électrique central à compensation de série		400€
PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC <i>Nécessaire pour les réglages et le SAV</i>		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex <input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise Modulaire		