

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*



Photo non contractuelle

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER



Stretto TB-Flex

STRETTO TB FLEX AA2

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail

Email : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARDS

<ul style="list-style-type: none"> • Assise TbFlex • Dossier Pro Synergy • 2 moteurs 200/1200W/ 2 pôles • 2 batteries 40 Ah (62Ah avec lift) • Electronique NE+ • Vitesse* : jusqu'à 10 km/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Proclive • Garde-boue • Longueur (sans RP) : 82,6cm • Largeur (av. roues motrices 12,5") : 51,9cm • Poids max utilisateur : 136kg • Autonomie : jusqu'à 25,6km* 	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur d'assise : 38 à 51 cm • Dégagement au sol : 7,4cm • Rayon de braquage : 53,3cm • Roues motrices 12,5" pneumatiques • Roues avant 5" bandages • Roues arrière 6" bandages
--	--	---

COLORIS

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) <input type="checkbox"/> Blanc White satin <input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette <input type="checkbox"/> Vert Green machine <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	Standard
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) <input type="checkbox"/> Gris Grey street <input type="checkbox"/> Rose Raspberry Beret <input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean <input type="checkbox"/> Orange Evolution <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple <input type="checkbox"/> Jaune Lemon Crush <input type="checkbox"/> Vert Militaire	450€

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> NE+ (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 3 Lite (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	550€
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 3 (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	980€
<input type="checkbox"/> Tierce personne NE+/Q LOGIC 3 Lite / QLOGIC 3 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35.71€</i>	250€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (Non compatibles Q-Logic 3 Lite et NE+)

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM (1) (Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM)	511€

ROUES

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages 5"	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière bandages 6"	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 12,5"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 12,5"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	200€

APPUI-TÊTE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth Tb Flex	Standard	
ACCESSOIRES	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€	
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue	390€	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	450€	
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	180€	
ASSISE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (45° avec lift) <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)</i>	Standard	
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 60 cm	Standard	
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard	
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>	90€	
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles	400€	
<u>Taille d'assise (en cm)</u>		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 SELECTION OBLIGATOIRE		
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>		
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	Option à 150€ dans DOSSIER	
<u>Choix du coussin d'assise :</u>		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	Standard	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€	
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Sans lift	Standard	
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <i>(Proclive de -5° à 25°)</i> <input type="checkbox"/> 45,70cm <i>(Proclive de -10° à 20°)</i>		
<input type="checkbox"/> Avec lift (1) (4) (5)	1845€	
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 46,40cm <input type="checkbox"/> 50cm		
DOSSIER	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard	
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)	Standard	
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(Non compatible accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)</i>	100€	
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur <i>(En remplacement du dossier Synergy Pro)</i>	150€	
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes	Standard	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	Standard	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	940€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (1) (2)	Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL) Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40cm (palette/plaque d'assise) (1) (2)		1950€
PROGRAMMATION	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+/Q LOGIC	550€	
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex <input type="checkbox"/> Fiche Pack Stealth - Assise modulaire		

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 3 (2) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise (3) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (4) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 45° (5) Batteries 62Ah au lieu de 40Ah avec le lift

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.