



Pride Mobility France
 26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
 Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45
 Commande à transmettre par e-mail
 Email : commande@quantum-rehab.fr

ASPEN TB-flex

ASPEN TB FLEX AA1
 Prix Public HT : 3 306.11€
 Prix Public TTC : 3 487.95€
 LPPR : 3 487.95€



(LPPR 9178219 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées)



Photo non contractuelle

Nom du distributeur : _____
 Commercial agence + e-mail : _____
 Référence de commande : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Assise TbFlex
- Dossier toile réglable en tension
- 2 moteurs 350W/ 4 pôles
- 2 batteries 62ah
- Electronique VR2
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Longueur hors tout : 91 cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 58cm
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Profondeur d'assise : 38 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque sans lift : 42-45,70cm
- Hauteur sol/plaque avec lift : 45,70-50,7cm

COLORIS

- Gris Noir
-

PP TTC

-

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

- VR2 (4) Gauche Droit

PP TTC

-€

- Q LOGIC 2 (4) Gauche Droit

680€

- Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 Gauche Droit

715€

LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714.26€

- Déplacement du boîtier principal au dossier Gauche Droit

250€

LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35.71€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2

PP TTC

- Contrôle d'environnement (1)

1380€

- Flexible support contrôle d'environnement

100€

- Boîtier SCIM (1)

511€

(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM)

ROUES

PP TTC

- Roues arrière pneumatiques 14"

-€

- Roues avant bandages 9" (Non compatible repose-pieds central)

-€

- Roues arrière bandages 14"

200€

- Roues avant bandages 8"

200€

- Monte trottoir (Non compatible repose-pieds central)

400€

APPUI-TÊTE

PP TTC

- Stealth Tb Flex (Comprend la barre d'accessoires)










325€

ACCESSOIRES	PP TTC	
<input type="checkbox"/> ACCU-TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	450€	
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur (Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)	180€	
ASSISE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement	-€	
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	-€	
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	-€	
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30°	420€	
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)	90€	
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (Non compatibles ceinture à enrouleur)	400€	
<u>Taille d'assise (en cm)</u>		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	SELECTION	
Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	OBLIGATOIRE	
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>		
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8	Option à 150€ dans DOSSIER	
Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : cm		
<u>Choix du coussin d'assise :</u>		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	-€	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€	
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Sans lift	-€	
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Proclive de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 47cm (Proclive de -10° à 20°)		
<input type="checkbox"/> Avec lift (1)	1845€	
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
DOSSIER	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle	-€	
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)	-€	
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise choisie)	125€	
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°	350€	
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur (En remplacement du dossier toile)	150€	
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES (3)	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palette/plaque réglable de 31 à 41cm	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palette/plaque réglable de 36 à 51cm	280€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes		450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	Hauteur palette/plaque réglable de 36 à 51cm	940€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (5)	-€	
<input type="checkbox"/> Console de programmation VR2	400€	
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	550€	
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales		
<input type="checkbox"/> Positionnement		
<input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex		
<input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire		

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 2 (2) Conseillé avec commande non proportionnelle (3) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise (4) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (5) non montés.

Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC	
<input type="checkbox"/> S				CP450		280€
<input type="checkbox"/> M				CP250		
<input type="checkbox"/> L				CP150		
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)						
en cm	A	B	C	D		
S	14	20	6	-		
M	15	25	6	-		
L	15	36	6	23		
CONTACTEURS					PP TTC	
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						99€
<input type="checkbox"/> Microlite				ML210		170€
<input type="checkbox"/> Mini cup 24				MC210		150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur				ES-EXT		15€
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire				ARM136408		240€
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC	
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100						
<input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100						
Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q						
Paire de cales-tronc Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320						
<input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320						
Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100 + ST-UIMBK1090						
CHARGEUR USB					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur				ACC1704791		49€
Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex						