

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France
26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45
Commande à transmettre par e-mail
Email : commande@quantum-rehab.fr

ASPEN TB-flex



Photo non contractuelle



(LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

ASPEN TB FLEX AA2

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€

Nom du distributeur : _____

Commercial agence + e-mail : _____

Référence de commande : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Assise TbFlex
- Dossier Pro Synergy
- 2 moteurs 350W/ 4 pôles
- 2 batteries 62ah
- Electronique VR2
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Longueur hors tout : 91cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 58cm
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38-51 cm
- Profondeur d'assise : 38-51 cm
- Hauteur sol/plaque sans lift : 42-45,70cm
- Hauteur sol/plaque avec lift : 45,70-50,7cm

COLORIS

Gris Noir



PP TTC

-€

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

VR2 (4) Gauche Droit

Q LOGIC 2 (4) Gauche Droit

Tierce personne Gauche Droit

LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

Déplacement du boitier principal au dossier Gauche Droit

LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

PP TTC

-€

680€

715€

250€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2

Contrôle d'environnement (1)

Flexible support contrôle d'environnement

Boitier SCIM (1) (Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)

PP TTC

1380€

100€

511€

ROUES

Roues arrière pneumatiques 14"

Roues avant bandages 9" (Non compatible RP et RJ central)

Roues arrière bandages 14"

Roues avant bandages 8"

Monte trottoir (Non compatible repose-pieds central)

PP TTC

-€

-€

200€

200€

400€

APPUI-TÊTE

Stealth Tb Flex

PP TTC

-€

ACCESSOIRES

ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)

PP TTC

850€

<input type="checkbox"/> Equipement route		490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur (Non compatible avec les accoudoirs relevables et amovibles)		180€
ASSISE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0° à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50 cm		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur		-€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (Non compatibles avec la ceinture à enrouleur)		400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	SELECTION	
Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	OBLIGATOIRE	
ou assise avec dossier ajustable en largeur :		
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8		Option à 150€ dans DOSSIER
Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : cm		
<u>Choix du coussin d'assise :</u>		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity		-€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP		290€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT		PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift		-€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Proclive de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 47cm (Proclive de -10° à 20°)		
<input type="checkbox"/> Avec lift (1) (5)		1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
DOSSIER		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)		-€
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur (En remplacement du dossier Synergy Pro)		150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES (3)		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm	-€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	180€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes		450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz		-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation (1) (3) Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm	Appui-mollets <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L Potences : <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL) (1) (3) Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm	Palettes <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x 11" Préciser UL : cm	1950€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (6)		-€
<input type="checkbox"/> Console de programmation VR2		400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement	<input type="checkbox"/> Instructions de montage
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	<input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire	

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 2 (2) Conseillé avec commande non proportionnelle (3) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise
(4) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (5) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50° (6) non montés
Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC	
En remplacement de l'appui-tête standard						280€
<input type="checkbox"/> S		CP450				
<input type="checkbox"/> M		CP250				
<input type="checkbox"/> L		CP150				
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)						
en cm	A	B	C	D		
S	14	20	6	-		
M	15	25	6	-		
L	15	36	6	23		
CONTACTEURS					PP TTC	
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						99€
<input type="checkbox"/> Microlite		ML210				170€
<input type="checkbox"/> Mini cup 24		MC210				150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur		ES-EXT				15€
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire		ARM136408				240€
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC	
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q						
Paire de cales-tronc Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFSI100 + UIMBKI090						
CHARGEUR USB					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur		ACC1704791				49€
Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex						