


**PARTNER TB-Flex**

## BLACK EDITION



Photo non contractuelle

### PARTNER TB FLEX AA2 VERSION BLACK EDITION

Prix Public HT : 4 680.58€

Prix Public TTC : 4 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Commercial agence + e-mail : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

#### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Assise TbFlex
- Electronique QLogic 2
- Relève-jambes électrique séparé
- Batteries 2x 75 Amp
- Roues arrière pneumatiques 14" Noires
- Roues avant bandages 9" Noires
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Largeur hors tout : 62cm
- Longueur hors tout : 85cm (hors RP)
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise : 38-51cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42-45,70cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70-50,7cm

#### COLORIS

 Noir PP TTC -€

#### MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

 Q LOGIC 2 (1)  Gauche  Droit PP TTC -€
 Tierce personne Q LOGIC 2  Gauche  Droit 715€
*LPPR 9384670: VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€*
 Déplacement du boitier principal au dossier  Gauche  Droit 250€
*LPPR 9384551: VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€*

#### INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC

 Contrôle d'environnement PP TTC 1380€
 Flexible support contrôle d'environnement 100€
 Boitier SCIM 511€
*(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)*

#### ROUES

 Roues avant bandages 9" Noires PP TTC -€
 Roues arrière pneumatiques 14" Noires -€
 Roues arrière bandages 14" Noires 200€
 Monte trottoir (Non compatible repose-pieds central) 400€

#### APPUI-TÊTE

 Stealth Tb Flex PP TTC -€

ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (4)		850€
<input type="checkbox"/> Equipement route		490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg		-€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur (Non compatible avec les accoudoirs relevables et amovibles)		180€
ASSISE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50 cm		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur		-€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (Non compatibles avec la ceinture à enrouleur)		400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	SELECTION OBLIGATOIRE POUR LA TAILLE DU COUSSIN	
Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8		
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>		Option à 150€ dans DOSSIER
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : .... cm		
<u>Choix du coussin d'assise :</u>		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity		-€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP		290€
Consultez notre fiche Accessoires et options TBFlex pour découvrir l'intégralité de la gamme coussins		
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT		PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift		-€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Proclive de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 47cm (Proclive de -10° à 20°)		
<input type="checkbox"/> Avec lift (3)		1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
DOSSIER		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)		-€
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur (En remplacement du dossier Synergy Pro)		150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	Hauteur palette/plaque réglable de 36 à 51cm	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm (2)	Préciser : Appui-mollet <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L Palettes <input type="checkbox"/> 5x6" <input type="checkbox"/> 5x8" <input type="checkbox"/> 5x11" Potences : <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"	800€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL) Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm (2)		1050€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (5)		-€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales		
<input type="checkbox"/> Positionnement		
<input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex		
<input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise Modulaire		

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (2) Préciser l'UL : ..... cm pour ajustement de la hauteur d'assise (3) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50° (4) Conseillé avec commande non proportionnelle

Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

## APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC	
En remplacement de l'appui-tête standard						280€
<input type="checkbox"/> S		CP450				
<input type="checkbox"/> M		CP250				
<input type="checkbox"/> L		CP150				
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)						
en cm	A	B	C	D		
S	14	20	6	-		
M	15	25	6	-		
L	15	36	6	23		
CONTACTEURS					PP TTC	
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						99€
<input type="checkbox"/> Microlite		ML210				170€
<input type="checkbox"/> Mini cup 24		MC210				150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur		ES-EXT				15€
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire		ARM136408				240€
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC	
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q						
Paire de cales-tronc Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFSI100 + UIMBKI090						
CHARGEUR USB					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur		ACC1704791				49€
<p><u>Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex</u></p>						