

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

PARTNER EVOLUTION

Prix public HT : 9 474 €

Prix public TTC : 9 995 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

DE SERIE :

DOSSIER BIOMECHANIQUE A COMPENSATION INCLINABLE ELECTRIQUEMENT A 180°

ASSISE A TRANSLATION INCLINABLE ELECTRIQUEMENT A 50°

Q-LOGIC 3 AVEC BLUETOOTH











DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 30,5 à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 30,5 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25 à 60 cm
- Garde au sol : 10.16 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse maximum* : 10 km/h
- Autonomie* : jusqu'à 35 km

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 180°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2 x 350 W / 4 pôles
- Batteries 73 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC		
<input checked="" type="checkbox"/> PARTNER EVOLUTION	R44EVO	9 995€		
COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER				
<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> Blanc	Standard
				
MANIPULATEUR PRINCIPAL				
<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 Bluetooth de série		Standard		
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3 <i>(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)</i>	CTL143980	Standard		
PANTOGRAPHE				
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable double sens. Réversible droite/gauche MEC1801698		Standard		
<input type="checkbox"/> Montage gauche <input type="checkbox"/> Montage droit				
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	149€		
INTERFACES DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL				
<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess <input type="checkbox"/> interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> interrupteurs poussoirs Montage accoudoir <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droit	CTL144010 CTL144009	480€		
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€		
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL143979	1380€		
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€		
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€		
TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL				
<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite LPPR : 9384670 soit 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE	ELE125264	715€		
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD		350€		
ACCESSOIRES BASE MOTRICE				
KIT ECLAIRAGE				
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise		490€		
ROUES				
<input checked="" type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14"		200€		
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"		Standard		
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"		200€		
ELECTRONIQUE				
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€		
SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3				
FONCTIONS D'ASSISE				
<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique		Standard		
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°		Standard		

REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Voir tableau de correspondance pouces/cm

TAILLE DU DOSSIER

Hauteur de coque <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> Coque 11" <input type="checkbox"/> Coque 13"	<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"	<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"
		<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"	<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"
		<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"	<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24
	Largeur réglable de 14" à 16"	Coque réglable de 16" à 20"	Coque réglable de 20" à 24"

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page suivante)




INTERFACE D'ADAPTATION DOSSIER - compatible avec la plupart des dossiers du marché -

- Interface d'adaptation dossier SSAPT B4 495€
- en plus du dossier d'origine
 - à la place du dossier d'origine

Ajustement en largeur jusqu'à 51cm

Montage au plus près du châssis. Perte de profondeur minime.



COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

- Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous.

ou Pas de coussin d'assise



- Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP
ST-TC2SPPXXYY

Standard



Epaisseur 11,4cm
Poids du coussin : 1,81kg
Capacité de poids : 204kg

- Coussin d'assise STEALTH Solution SPP
ST-SOLPPXXYY

290€
(Standard pour largeurs d'assises <16")



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 2,45kg
Capacité de poids : 227kg

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	22						

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										

290€

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP
ST-SPCFSPXXYY

		Largeur (en pouces)						
		16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
24								



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,36kg
Capacité de poids : 272kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP
ST-SPCGSPXXYY

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
24									

290€



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,60kg
Capacité de poids : 250kg

DOSSIERS ADI Q-BACK

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

HAUTEUR	Standard 16"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18SAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ <input type="checkbox"/> 17" ALBR17SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q
HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TDQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18TDQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR20TDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16T6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18T6Q <input type="checkbox"/> 20" ALBR20T6Q
HAUTEUR	Extra Tall 20"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XAQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18XAQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR20XAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XDQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18XDQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR19XDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16X6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18X6Q <input type="checkbox"/> 20" ALBR20X6Q

D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

ADI
A Stealth Product



**Dossier ADI
Aluminium
Series**



Délai supplémentaire éventuel à prévoir
pour les dossiers ADI contour Active

ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)

Standard

- Montage bas
 Montage haut

Manchettes mousse (à l'unité)

- 25cm : droit gauche
 35cm : droit gauche
 43cm : droit gauche

DGN142128
DGN142014
DGN1801530

Standard

Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)

- 25cm : droit gauche
 35cm : droit gauche


ARM136409
ARM136408

120€

120€

4" = 10,1cm
6" = 15,2cm

<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir <i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>	MEC133331 MEC133331	100€ 100€
<input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> Gauche		
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> Droit	ST-ASF6X2C-S-Q	120€
<input type="checkbox"/> Gauche	ST-ASF6X2C-S-Q	120€



APPUI-TETE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Confort plus Stealth	Standard
<input type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique	Standard

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	Standard
<input type="checkbox"/> 45.5 cm <input type="checkbox"/> 47.5 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm	
<input type="checkbox"/> Lift électrique 25 cm (distance sol/plaque)	1950€
<input type="checkbox"/> 47 cm <input type="checkbox"/> 49 cm <input type="checkbox"/> 51 cm	

RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARES

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (sans palettes) Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :	RIG120062	Standard
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x 8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") <i>(obligatoire assise > 45cm)</i>	FRMASMB10569	-
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques Avec palettes 5"x6"	FRMASMB8808 + FRMASMB8809 FRMASMB8811	Standard



Repose-pieds séparés

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€
--	--------------	------

RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

Les relève-jambes de cette catégorie sont incompatibles avec les largeurs d'assise < 35cm (14")

<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (sans palette)*	RIG131138	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm Avec contacteur ASL (sans palette)*	RIG131108_AFP	1990€



*Sélectionner obligatoirement :

Appui-mollets : S (6"x6") M (8"x8")

-Et ci-dessous : potences et palettes

POTENCE ET PALETTE RELEVE-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm	RIG150203	Standard
---	-----------	----------

- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin
- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin

<input type="checkbox"/> Potence 13"- 19" Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm	RIG151508	Standard
---	-----------	----------

Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin

Distance palettes/plaque d'assise (UL) :
.....cm (toutes potences centrales n/c largeur < 35cm)

Sélectionner une taille de palettes *(obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale)*

Palettes <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x 11"	Standard
---	----------



<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€

<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€
--	-----------	-----

n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long

<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€

<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
---	----------------	-----



Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)

160€

S - 6"x6" RIG133717

M - 8"x8" RIG133719



Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)

280€

5"x8" 5"x11" 6.5" x 8" 7"x 11"

FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth Unilink (à l'unité)

270€

UniLink


Gauche	SUIMBKI125 UIPFSI100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm
Droit	SUIMBKI125 UIPFSI100 ULS2510F-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm



Cale-cuisse Stealth Unilink (à l'unité)

270€

UniLink

Gauche	<u>Support :</u> UTT6A1260000 7" (17.78cm) + UT800000-Q	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
Droit		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100

Cale-coude Stealth Unilink (à l'unité)

220€

UniLink

Gauche	Support UETB4021FL-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
Droit	Support UETB4021FR-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L



Maintien de coude Stealth (unité)

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

200€



Cales latérales de dossier Adule grand modèle (paire)

SET123465

Standard

Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)

CUS122169

Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)

CUS131244

Standard



Cale genou (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit

Gauche

225€

225€



Plot d'abduction

500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse

Taille des coussins : 8x13cm

MTMD-42

Support réglable en hauteur et profondeur

MTHW-660

escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)



CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5122) M (IFPB5223) L (IFPB5224)



91€



Ceinture de maintien 4 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)



91€




Harnais classique

Textile dynamique

Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9


Harnais contour

Textile dynamique

Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9


Ceinture d'épaule Y Straps

Textile dynamique

Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)



126€



cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

EMBOUTS DE JOYSTICK

Champignon **B**

ACCASMB1860

50€

Cupule menton **C**

ACCASMB1861

35€

Poignée **T D**

ACCASMB1858

70€

Boule plastique **E**

ACCASMB1859

35€

Balle mousse **F**

ACCASMB1856

50€

Barre **G**

ACCASMB1857

50€



CONTACTEURS

Contacteur Eggs

99€

ES-BLK Noir

ES-RED Rouge

ES-BLU Bleu

ES-GRN Vert

Contacteur microlite

ML210

170€

Contacteur Twister câble long 1m5

99€

Vert P005-79

Noir P005-75

Rouge P005-76

Contacteur Mini Cup 24

MC210

150€

Extension câble pour contacteur

ES-EXT

15€

Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs



ACCESSOIRES

Rail support d'accessoire dossier

MEC125098

100€

(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)

Sac à dos QUANTUM

Fin de série !

ACCINDV1102

100€

Support obus oxygène *(rajouter rail)*

ACC125006

165€



