



**Pride Mobility France**

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail

Email : [commande@quantum-rehab.fr](mailto:commande@quantum-rehab.fr)

# Q4 TB-Flex



Photo non contractuelle

## Q4 TB FLEX AA2 **VERSION FULL POWER**

Prix Public HT : 7 465,42€

Prix Public TTC : 7 876,00€

LPPR : 3 938.01€

(LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Commercial agence + e-mail : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

### Caractéristiques standard

- Assise TbFlex
- Dossier Synergy Pro
- Moteurs 350W/ 4 pôles
- Batteries 62A
- Appui-tête
- Profondeur d'assise modulable de 38 à 51cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Roues avant et arrière bandages 6"
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Coussin d'assise Stealth Simplicity
- Poids max utilisateur : 136kg




### Fonctions électriques de série :

- Lift électrique 30cm
- Relève-jambes électrique central à compensation
- Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45°
- Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°

#### Et également :










- Electronique Q-LOGIC 3 lite
- Kit éclairage
- Bluetooth



COLORIS		
<input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue		
<input type="checkbox"/> Blanc - White satin		
<input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette		
TAILLE D'ASSISE (en cm)		
<input checked="" type="checkbox"/> avec dossier galbé Synergy Pro	ou <input type="checkbox"/> avec dossier ajustable en largeur	ou <input type="checkbox"/> dossier toile réglable en tension (préciser largeur et profondeur d'assise pour le coussin : x )
Largeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51	Largeur <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur (pour coussin) : .....cm	<i>Barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>
Profondeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 <i>(Réglable sur rail)</i>		
HAUTEUR D'ASSISE (en cm)		
<input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		
Longueur segment jambier ajustable de 27 à 42 cm (palette/plaque d'assise) Préciser UL ..... cm Sélectionner : <u>Appui-mollet</u> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <u>Potences</u> <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19" <u>Palettes</u> <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x11"		
MONTAGE MANIPULATEUR		
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite		
OPTIONS PAYANTES		
COLORIS EN OPTION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Orange - Orange crush		450€
<input type="checkbox"/> Jaune - Yellow blaze		
ELECTRONIQUE & PANTOGRAPHES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Q-LOGIC 3 (1)		980€
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q-LOGIC <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€</i>		250€
INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3		PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement		1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM <i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM</i>		511€
ROUES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"		200€
ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur <i>(Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)</i>		180€
ACCESSOIRES D'ASSISE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles <i>(Non compatible ceinture à enrouleur)</i>		400€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP <i>(En remplacement du coussin d'assise standard)</i>		290€
RELEVÉ-JAMBES, REPOSE-PIEDS ET OPTION RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm	<i>En remplacement du Relève-jambes électrique central à compensation</i>	- €
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm		- €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes (2)		- €
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm		- €
<input type="checkbox"/> Réglage électrique en hauteur (ASL) pour le relève-jambes électrique central à compensation de série		400€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x2 (3)		-€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC <i>Nécessaire pour les réglages et le SAV</i>		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex <input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire		

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation (2) Sélectionner taille des potences, palettes et appui-mollet (3) Non montés  
Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

## APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC		
En remplacement de l'appui-tête standard						280€	
<input type="checkbox"/> S		CP450					
<input type="checkbox"/> M		CP250					
<input type="checkbox"/> L		CP150					
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)							
en cm	A	B	C	D			
S	14	20	6	-			
M	15	25	6	-			
L	15	36	6	23			
CAMERA DE RECU (compatible Q-Logic uniquement)					PP TTC		
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD						480€	
CONTACTEURS					PP TTC		
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						99€	
<input type="checkbox"/> Microlite		ML210				170€	
<input type="checkbox"/> Mini cup 24		MC210				150€	
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur		ES-EXT				15€	
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC		
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire					ARM136408	240€	
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC		
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"X8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q						540€	
Paire de cales-tronc Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L , ULS2510F-R + 2 x UIPFSI100						540€	
CHARGEUR USB					PP TTC		
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur					ACC1704791		49€
<a href="#">Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex</a>							