

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr



Photo non contractuelle



Q4 TB-FLEX

Q4 TB FLEX AA2

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Assise TbFlex
- Dossier Pro Synergy
- 2 moteurs 350W/ 4 pôles
- 2 batteries 62ah
- Electronique VR2
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Proclive
- Garde-boue
- Longueur hors tout : 90,17cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61cm
- Poids max utilisateur : 136kg
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Profondeur d'assise : 38 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 42 à 45,70cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45,70 à 50cm

COLORIS

Bleu Blanc Rouge



PP TTC

-€

Coloris spéciaux (Délai additionnel à prévoir)

Orange Jaune

450€

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

VR2 (1) Gauche Droit

Q LOGIC 3 lite (1) Gauche Droit

Q LOGIC 3 (1) Gauche Droit

Tierce personne Gauche Droit

LPPR 4339681 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

Déplacement du boitier principal au dossier Gauche Droit

LPPR 4308597 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

PP TTC

-€

550€

980€

715€

250€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3

Contrôle d'environnement (2)

Flexible support contrôle d'environnement

Boitier SCIM (2)

(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)

PP TTC

1380€

100€

511€

ROUES

Roues avant et arrière bandages 6"

Roues centrales pneumatiques 14"

Roues centrales bandages 14"

PP TTC

-€

-€

200€

APPUI-TÊTE

Stealth Tb Flex

PP TTC









-€

ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route		490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur <i>(Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)</i>		180€
ASSISE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)</i>		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur		-€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles <i>(Non compatibles ceinture à enrouleur)</i>		400€
Taille d'assise (en cm)		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	SELECTION OBLIGATOIRE POUR LA TAILLE DU COUSSIN	
Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8		
ou assise avec dossier ajustable en largeur :		Option à 150€ dans DOSSIER
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : cm		
Choix du coussin d'assise :		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity		-€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP		290€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT		PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift		-€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <i>(Proclive de -5° à 25°)</i> <input type="checkbox"/> 45,70cm <i>(Proclive de -10° à 20°)</i>		
<input type="checkbox"/> Avec lift (2) (3)		1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
DOSSIER		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)		-€
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(Barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)</i>		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur <i>(En remplacement du dossier Synergy Pro)</i>		150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm	-€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	180€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds central bi-palettes		450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (2)	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	Appui-mollets <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm (2) (4)	Potences : <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, réglable électriquement en hauteur (ASL) Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm (2) (4)	Palettes <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x 11" Préciser UL : cm	1950€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x2 (5)		-€
<input type="checkbox"/> Console de programmation VR2		400€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-Logic		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage		
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex		
<input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire		

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble ou d'une console de programmation pour les réglages et le SAV (2) Utilisable uniquement avec la QLogic 3
(3) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 50° (4) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise (5) Non montés

Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC	
En remplacement de l'appui-tête standard						280€
<input type="checkbox"/> S			CP450			
<input type="checkbox"/> M			CP250			
<input type="checkbox"/> L			CP150			
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)						
en cm	A	B	C	D		
S	14	20	6	-		
M	15	25	6	-		
L	15	36	6	23		
CAMERA DE RECU (compatible Q-Logic uniquement)					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD						480€
CONTACTEURS					PP TTC	
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						99€
<input type="checkbox"/> Microlite			ML210		170€	
<input type="checkbox"/> Mini cup 24			MC210		150€	
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur			ES-EXT		15€	
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire					ARM136408	240€
CALES-CUISSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC	
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q						
Paire de cales-tronc Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100						
CHARGEUR USB					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur					ACC1704791	49€

Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex