

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :


Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

Q6 EDGE 3 présenté en coloris Green Machine



Q6 EDGE 3.0 VERSION KID

Prix public HT : 12 128 €

Prix public TTC : 12 795 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique iLevel 30,5cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

DIMENSIONS

- Largeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Profondeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Hauteur sol/plaque d'assise : 44,5 cm
- Hauteur de dossier modulable
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-35 cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors tout : 76-83 cm
- Largeur hors tout : 62 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km/h avec iLevel)
- Autonomie** : jusqu'à 28 km

*Jusqu'à 50,8cm en version standard

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175°
- Bascule d'assise électrique à 50°
- Lift iLevel 30,5cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière bandage 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 62 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Bluetooth
- Accroches-taxi 4 points

DESIGNATION

REFERENCE

PP TTC

Q6 EDGE 3 KID

Q6 EDGE3.0 3MP-SS

12 795€

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

Red corvette

Bleu électrique

Blanc satin

Noir mat

Green machine



DGN1801101-PRD1

DGN1801101-PBU9

DGN1801101-PWH2

DGN1801101-PBK3

DGN1801101-PGN11

En option :

450€

Evolution Orange

Deep Purple

Grey street

Noir brillant

Blue Jean mat



DGN1801101-POR7

DGN1801101-PPR5

DGN1900199-PSL3

DGN1801101-PBK1

DGN1801101-PBU11

Vert militaire

Cherry bomb

Raspberry Beret

Lemon Crush



DGN1801101-PGN8

DGN1801101-PRD4

DGN1801101-PPK4

DGN1801101-PYL4

Retard supplémentaire
possible
pour les coloris
en option

MANIPULATEUR PRINCIPAL

Joystick standard Q-LOGIC 3

avec touches 1 et 2

avec touche éclairage

(kit éclairage à sélectionner en page suivante)

Standard

280€

Infra-rouge sur Joystick standard

Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3

CTL143980

Standard

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)



Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System



PANTOGRAPHE


Pantographe escamotable double sens. Réversible droite/gauche

MEC1801698

Standard

Montage gauche

Montage droit



Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250-3/4FM

149€

iACCESS

Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess

480€

interrupteurs à bascule

CTL144010

interrupteurs poussoirs

CTL144009

Montage accoudoir gauche

Montage accoudoir droit



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL143979	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€



TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	ELE167862	715€
--	-----------	------



LPPR : 9384670 soit 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE

<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		350€
--	--	------

Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus

LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD

ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise		490€
<input type="checkbox"/> Equipement route sur châssis <i>(Incompatible avec Fender)</i>		490€
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue <i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>		390€



ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis		Standard

ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC <i>(Conseillé avec une commande à contact)</i>	MOT147881	490€

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	Standard

REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Largeur réglable de 12" à 16" Tailles >16", utiliser la fiche Q6 EDGE 3
	12	13	14	16	
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Largeur réglable de 14" à 16"
	12	13	14	16	


Voir tableau de correspondance pouces/cm

TAILLE DU DOSSIER

Hauteur de coque (en pouces) <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> 11"	Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16"
	<input type="checkbox"/> 13"		Largeur réglable de 14" à 16"

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page suivante)



DOSSIER TUBE

<input type="checkbox"/> Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine <input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine	SSAPT B4	495€
--	----------	------



Ajustement en largeur jusqu'à 51cm

Montage au plus près du châssis. Perte de profondeur minime.

COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard



Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou Pas de coussin d'assise

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP
ST-SOLSPPXXYY

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
22											

290€
(Standard pour largeurs d'assises <16")



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 2,45kg
Capacité de poids : 227kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP
ST-SPCGSPPXXY

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								
	26								

290€



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,60kg
Capacité de poids : 250kg

DOSSIERS ADI Q-BACK

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

HAUTEUR Standard 16"

CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 14" ALBR14SAQ <input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ	<input type="checkbox"/> 14" ALBR14SDQ <input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

HAUTEUR Standard 16"

CONTOUR	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 14" AFTBR14SDQ <input type="checkbox"/> 16" AFTBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16S6Q <input type="checkbox"/> 18" AFTBR18S6Q

HAUTEUR Tall 18"

CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TDQ



Dossier ADI Aluminium Series



Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

Délai supplémentaire à prévoir pour les dossiers ADI contour Active

2,5" = 6,35cm
4" = 10,1cm
6" = 15,2cm

ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)

Standard

Montage bas Montage haut


Manchettes mousse (à l'unité)

<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	

Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)

<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€

<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir <i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Gauche		
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> Droit	ST-ASF6X2C-S-Q	120€
<input type="checkbox"/> Gauche	ST-ASF6X2C-S-Q	120€



APPUI-TETE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		Standard
--	--	----------

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	PTOINDV3442	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique iLevel de 30 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3773	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		



RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARES

<input type="checkbox"/> Repose-jambes séparés pédiatriques		Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6"		290€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€



Repose-pieds séparés



Relève-jambes manuel

RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz * <i>n/c avec largeur d'assise <35cm (14")</i>	MEC166037	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm* <i>n/c avec largeur d'assise <35cm (14")</i>	RIG131138	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm* <u>Avec contacteur ASL</u> <i>n/c avec largeur d'assise <35cm (14")</i>	RIG131108_FR	1990€



*Sélectionner obligatoirement :

- Appui-mollets : S (6"x6") L (8"x8")
- Et ci-dessous : potences et palettes

POTENCE ET PALETTE RELEVE-JAMBES CENTRAL


<input type="checkbox"/> Potence 10" - 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
---	-----------	----------



Sélectionner une taille de palettes (*obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale*) :

<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"		Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"		Standard

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€



n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long

<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€



<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)		160€
<input type="checkbox"/> S - 6"x6" RIG133717		
<input type="checkbox"/> M - 8"x8" RIG133719		



Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) 280€

- 5"x8" 5"x11" 6.5" x 8" 7" x 11"
 FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth Unilink (à l'unité) 270€



Gauche	SUIMBK1125 UIPFSI100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm
Droit	SUIMBK1125 UIPFSI100 ULS2510F-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm



Cale-cuisse Stealth Unilink (à l'unité) 270€



Gauche	Support <i>UTT6A1260000</i> 7" (17.78cm) + <i>UT800000-Q</i>	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) <i>UTP544056100</i>	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) <i>UTP548056100</i>	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) <i>UTP54D056100</i>
Droit		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) <i>UTP544056100</i>	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) <i>UTP548056100</i>	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) <i>UTP54D056100</i>

Cale-coude Stealth Unilink (à l'unité) 220€



<input type="checkbox"/> Gauche	Support UETB4021FL-Q	Coussinet demi-lune <i>ARMSES-3X10L</i>
<input type="checkbox"/> Droit	Support UETB4021FR-Q	Coussinet demi-lune <i>ARMSES-3X10L</i>



Maintien de coude Stealth (unité)

<input type="checkbox"/> Gauche	Support <i>ARMS-ESFTB3-L</i>	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) <i>ARMSES-4x4</i>
<input type="checkbox"/> Droit	Support <i>ARMS-ESFTB3-R</i>	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) <i>ARMSES-4x4</i>



Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

- Droit 225€
 Gauche 225€



Plot d'abduction 500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse
 Taille des coussins : 8x13cm
 Support réglable en hauteur et profondeur
 escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)

MTMD-42
MTHW-660



Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire) CUS122169 Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire) CUS131244 Standard

CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5122) M (IFPB5223) L (IFPB5224)



91€



Ceinture de maintien 4 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)



91€




Harnais classique

Textile dynamique

Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9


Harnais contour

Textile dynamique

Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)



139€



cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9


Ceinture d'épaule Y Straps

Textile dynamique

Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)



126€



cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

EMBOUTS DE JOYSTICK

Champignon B

ACCASMB1860

50€

Cupule menton C

ACCASMB1861

35€

Poignée T D

ACCASMB1858

70€

Boule plastique E

ACCASMB1859

35€

Balle mousse F

ACCASMB1856

50€

Barre G

ACCASMB1857

50€



CONTACTEURS

Contacteur Eggs

99€

ES-BLK Noir

ES-RED Rouge

ES-BLU Bleu

ES-GRN Vert

Contacteur microlite

ML210

170€

Contacteur Twister câble long 1m5

99€

Vert P005-79 Noir P005-75 Rouge P005-76

Contacteur Mini Cup 24

MC210

150€

Extension câble pour contacteur

ES-EXT

15€

Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs



ACCESSOIRES

Rail support d'accessoire dossier

MEC125098

100€

(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)

Sac à dos QUANTUM

Nouveau modèle


ACC1905853

145€

Support obus oxygène *(rajouter rail)*

ACC125006

165€



<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy (<i>rajouter rail</i>)	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet (<i>montage côté opposé manipulateur</i>)	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) (<i>NC respirateur</i>)	ACC1902104	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert (la paire)		
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE124122	200€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD10000060 ST-ARM240-T	450€



PROGRAMMATION

<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC 3 (<i>Obligatoire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>)	DWR1111H068	550€
--	-------------	------

ANNEXES

- Commandes spéciales
- Positionnement
- Instructions de montage

REMARQUES

Toute fiche de mesures incomplète ne pourra être traitée.
 Prix public TTC sous réserve de modification et de faute de frappe