

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle

Q6 EDGE Z

Prix public HT : 12 275 €

Prix public TTC : 12 950 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE,
DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 200€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

Bascule d'assise 50°

Dossier électrique biomécanique

Bluetooth

Lift iLevel

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 49.50 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable : 25 à 60 cm
- Garde au sol : 7.6 cm
- Longueur hors tout : 90.5-112 cm
- Largeur hors tout : 66.7 cm
- Passage de trottoir : 8 cm
- Rayon de giration : 49.40 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175°
- Bascule d'assise électrique à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales bandages souples 14"
- Roues avant/arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 350w/ 4 pôles
- Batteries 73 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Q6 EDGE Z - ULTRA	Q6 EDGEZ	12 950€
COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER		

- Red corvette
 Bleu électrique
 Night train (Noir mat)
 Green machine
 Evolution Orange



DGN169178-PRD1



DGN169178-PBU9



DGN169178-PBK3



DGN169178-PGN11



DGN169178-POR6

En option :

450€

- Back in Black (brillant)
 Midnight blue
 Grey street
 Pretty in Pink
 Deep purple



DGN169178-PBK1



DGN169178-PBU10



DGN169178-PSL3



DGN169178-PPK3



DGN169178-PPR5

MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2		Standard
<input type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage		Standard
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur Joystick standard		280€
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3	CTL143980	Standard

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)



PANTOGRAPHE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe escamotable double sens. Réversible droite/gauche		Standard
<input type="checkbox"/> Montage gauche	MEC1801698	
<input type="checkbox"/> Montage droit		
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable intérieur/extérieur, rotation joystick indépendante <i>(nc joystick standalone)</i>	MEC138860	280€
<input type="checkbox"/> Montage gauche		
<input type="checkbox"/> Montage droit		
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	149€



iACCESS

<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess		480€
<input type="checkbox"/> interrupteurs à bascule	CTL144010	
<input type="checkbox"/> interrupteurs poussoirs	CTL144009	
<input type="checkbox"/> Montage accoudoir gauche		
<input type="checkbox"/> Montage accoudoir droit		



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3	CTL143979	1380€
<i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>		
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€



TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		



LPPR : 9384670 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE

<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière		350€
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		

Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus

LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD

ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue <i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>	390€

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales bandages souples noires 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques noires 14"	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière bandages noires 6"	Standard
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale identique châssis	300€
<input type="checkbox"/> Couleur jante roue centrale noire	300€
<input type="checkbox"/> Couleur insert roue centrale identique châssis	190€

ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC <i>(Conseillé avec une commande à contact)</i>	MOT147881	490€

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	Standard

REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24

Voir tableau de correspondance pouces/cm

TAILLE DU DOSSIER


Hauteur de coque <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> Réglable de 18" à 21" Coussin de dossier hauteur 13"	<input type="checkbox"/> Réglable de 22' à 25" Coussin de dossier hauteur 17"					<input type="checkbox"/> Réglable de 22' à 25" Coussin de dossier hauteur 17"		
	<input type="checkbox"/> Réglable de 18" à 21" Coussin de dossier hauteur 13"	<input type="checkbox"/> Réglable de 24" à 27" Coussin de dossier hauteur 19"					<input type="checkbox"/> Réglable de 24" à 27" Coussin de dossier hauteur 19"		
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24
	Largeur réglable de 10" à 14"	Largeur réglable de 16" à 20"					Largeur réglable de 20" à 24"		

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

DOSSIER TUBE

<input type="checkbox"/> Dossier tube pour dossier de positionnement	KIT153256	420€
<input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine		
<input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine		



Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard

COUSSIN D'ASSISE, à sélectionner ci-dessous,

ou Pas de coussin d'assise



Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP

ST-TC2SPPXXYY

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	22						
24							

Standard



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,60kg
Capacité de poids : 250kg

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP

ST-SPCFSPXXYY

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
22											

290€

(Standard pour largeurs d'assises <16")



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 2,45kg
Capacité de poids : 227kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP

ST-SPCFSPXXYY

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	24											
	26											
28												

290€



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,36kg
Capacité de poids : 272kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP

ST-SPCGSPXXYY

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								
26									

290€



Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,60kg
Capacité de poids : 250kg

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

HAUTEUR	Standard 16"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q
	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18SAQ	<input type="checkbox"/> 17" ALBR17SDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q
HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16T6Q
		<input type="checkbox"/> 18" ALBR18TDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18T6Q
		<input type="checkbox"/> 20" ALBR20TDQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20T6Q
HAUTEUR	Extra Tall 20"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16X6Q
	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18XAQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18XDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18X6Q
	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20XAQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR19XDQ	<input type="checkbox"/> 20" ALBR20X6Q



A Stealth Product


Dossier ADI Aluminium Series

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TAQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TDQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16T6Q
		<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TDQ	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18T6Q


Dossier ADI
Aluminium
Flat Top Series

D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)

Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

CCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoires parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)			Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas			
<input type="checkbox"/> Montage haut			
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128		Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014		
<input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530		
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoires gel (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€	
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€	
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir			
<i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Gauche			

**APPUI-TETE**

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Confort plus Stealth	Standard
<input type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique	Standard

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	PTOINDV3442	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique iLevel de 30 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3773	Standard
<input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5 cm <input type="checkbox"/> 52 cm		



power chairs

RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (sans palette) Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :	RIG120062	Standard
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x 8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") (<i>obligatoire assise > 45cm</i>)	FRMASMB10569	-



Relève-jambes manuel



Repose-pieds séparés

<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€
--	--------------	------

RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparées	RIG130091	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (sans palette) Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754	1600€



<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm <u>Avec contacteur ASL</u> (sans palette) Appui-mollets : <input type="checkbox"/> S (6"x6") <input type="checkbox"/> L (8"x8")	PTOINDV3754-ASL	1990€
---	-----------------	-------

POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
--	-----------	----------




<input type="checkbox"/> Potence 13"- 19" Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm <i>Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG151508	Standard
--	-----------	----------

Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm
(toutes potences centrales n/c largeur < 35cm)

Sélectionner une taille de palettes (*obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale*) :

<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 6"	Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 8"	Standard
<input type="checkbox"/> Palettes 5"x 11"	Standard

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	35€



n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long

<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€



<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)		160€
<input type="checkbox"/> S - RIG133717		
<input type="checkbox"/> L - RIG133719		



<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		280€
<input type="checkbox"/> 5"x8" <input type="checkbox"/> 5"x11" <input type="checkbox"/> 6.5" x 8" <input type="checkbox"/> 7"x 11"		
FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q		



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth Unilink (à l'unité)

270€

UniLink


Gauche	SUIMBK1125 UIPFSI100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm
Droit	SUIMBK1125 UIPFSI100 ULS2510F-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm



Cale-cuisse Stealth Unilink (à l'unité)

270€

UniLink

Gauche	<p><u>Support</u></p> <p>UTT6A1260000 7" (17.78cm) + UT800000-Q</p> 	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
Droit				



Cale-coude Stealth Unilink (à l'unité)

220€

UniLink

Gauche	Support UETB4021FL-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
Droit	Support UETB4021FR-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L



Maintien de coude Stealth (unité)

200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4



Cales latérales de dossier (paire)

CUS122169

Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)

CUS131244

Standard



Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit

225€

Gauche

225€



Plot d'abduction

500€



Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse

Taille des coussins : 8x13cm

MTMD-42

Support réglable en hauteur et profondeur

MTHW-660

escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)



CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5122) M (IFPB5223) L (IFPB5224)



91€



Ceinture de maintien 4 points
(remplace la ceinture standard TB3)
Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)




91€

Harnais classique
Textile dynamique
Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9




Harnais contour
Textile dynamique
Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)



139€

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9




Ceinture d'épaule Y Straps
Textile dynamique
Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)



126€

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6



EMBOUTS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		99€
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge	
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert	
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		99€
<input type="checkbox"/> Vert P005-79		
<input type="checkbox"/> Noir P005-75		
<input type="checkbox"/> Rouge P005-76		
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€



Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier (Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM Fin de série	ACCINDV1102	100€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène (rajouter rail)	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy (rajouter rail)	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet (montage côté opposé manipulateur)	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€



<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC147772	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert (la paire)		
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE124122	200€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD1000060 ST-ARM240-T	450€



PROGRAMMATION

<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC 3 <i>(Obligatoire pour la programmation de la conduite et le SAV)</i>	DWR1111H068	550€
--	-------------	------

ANNEXES

<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage		
---	--	--

REMARQUES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Toute fiche de mesures incomplète ne pourra être traitée. Prix public TTC sous réserve de modification et de faute de frappe.