


Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : commande@quantum-rehab.fr



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle



QTREK VERSION KID

Prix public HT : 12 128 €

Prix public TTC : 12 795 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE,
ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 30,5 à 40,6* cm réglable
- Profondeur d'assise : 30,5 à 40,6 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 44.50 à 49.50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45 à 50 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7.6 cm
- Longueur hors tout : 80 cm
- Largeur hors tout : 61 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse maximum** : jusqu'à 10 km/h
- Autonomie** : jusqu'à 35 km

*Jusqu'à 60cm en version adulte

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175 °
- Inclinaison d'assise électrique à 50°
- Lift électrique de 25cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues avant bandages souple noires 14"
- Roues arrière noires 9" bandages
- Moteurs 200W /1200W
- Batteries 75 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Bluetooth

DESIGNATION

REFERENCE

PP TTC

QTREK KID

4FRONT 3MP-SS

12 795€

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

Red corvette

Electric blue

White satin

Back in black

Pretty in pink

Lime light

Silver bullet



DGN1700109-PRD1

DGN1700109-PBU9

DGN1700109-PWT2

DGN1700109-PBK1

DGN1700109-PPK3

DGN1700109-PGN7

DGN1700109-PSL7

En option :

450€

Yellow blaze

Deep purple

Orange crush

Midnight Blue

Night train

Grey street

Military green



DGN1700109-PYL3

DGN1700109-PPR5

DGN1700109-POR6

DGN1700109-PBU10

DGN1700109-PBK3

DGN1700109-PSL3

DGN1700109-PGN8

MANIPULATEUR PRINCIPAL

Joystick standard Q-LOGIC 3

avec boutons I et II

avec bouton éclairage

(Option kit éclairage à sélectionner page suivante)

Standard

Standard

280€

Infra-rouge sur Joystick standard

Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3

CTL143980

Standard

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)



Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System



PANTOGRAPHES


Pantographe escamotable double sens. Réversible droite/gauche

MEC1801698

Standard

Montage gauche

Montage droit



Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250-3/4FM

149€

iACCESS

Boîtier de commande 4 fonctions d'assise iAccess

interrupteurs à bascule

interrupteurs poussoirs

Montage accoudoir gauche

Montage accoudoir droit

CTL144010

CTL144009

480€



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

Boîtier SCIM

CTL143988

511€

Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3

CTL143979

1380€

(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support

Flexible support contrôle d'environnement

DWR1010D446

100€

Câble adaptateur clic droit et gauche

DWR1265H033

45€



TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

Commande tierce personne Q-LOGIC 3

ELE167862

715€

Montage à gauche Montage à droite



LPPR : 9384670 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE

Déplacement du boîtier principal à l'arrière

350€

Montage à gauche Montage à droite


Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus

LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD

ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€
<input type="checkbox"/> Equipement route sur châssis (n/c avec Fender)	490€
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue (n/c clignotant, contrôle par contacteur)	390€



ROUES

<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques noires 14"	WHL1704059	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière bandages noires 9"		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Couleur insert roue avant identique châssis		Standard

ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
---	-----------------------------	------

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	Standard

REGLAGE DE L'ASSISE ET DU DOSSIER

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TAILLE D'ASSISE

Largeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tailles d'assises >16" utilisez la fiche de mesures QTREK
	12	13	14	16	
Profondeur (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12	13	14	16	


Voir tableau de correspondance pouces/cm

TAILLE DU DOSSIER

Hauteur de coque (en pouces) <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> 11"	Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16"
	<input type="checkbox"/> 13"		Largeur réglable de 14" à 16"

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 4)



INTERFACE D'ADAPTATION DOSSIER - compatible avec la plupart des dossiers du marché -

<input type="checkbox"/> Interface d'adaptation dossier	SSAPTBA	495€
<input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine		
<input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine		

Ajustement en largeur jusqu'à 51cm

Montage au plus près du châssis. Perte de profondeur minime




COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch	Standard
Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou <input type="checkbox"/> Pas de coussin d'assise	



Coussin d'assise STEALTH Solution SPP
ST-SOLSPPXXY

- 10x10 10x12
- 12x10 12x12 12x14
- 14x14 14x16
- 16x16



Standard

Epaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 2,45kg
Capacité de poids : 227kg

Coussin d'assise STEALTH TRU COMFORT 2 SPP
ST-TC2SPPXXYY

- 16x16



Standard

Epaisseur 11,4cm
Poids du coussin : 1,81kg
Capacité de poids : 204kg

D'autres coussins et tailles sont disponibles (délai supplémentaire éventuel à prévoir)
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive.

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

HAUTEUR Standard 16"

CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 14" ALBR14SAQ	<input type="checkbox"/> 14" ALBR14SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q
	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

HAUTEUR Standard 16"

CONTOUR	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 14" AFTBR14SDQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16S6Q
	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16SDQ	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18S6Q

HAUTEUR Tall 18"

CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TDQ

D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

**Dossier ADI Aluminium Series****Dossier ADI Aluminium Flat Top Series**

2,5" = 6,35cm
4" = 10,1cm
6" = 15,2cm

Délai supplémentaire à prévoir
pour les dossiers ADI contour Active

ACCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles (la paire)			Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas			
<input type="checkbox"/> Montage haut			
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)			Standard
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128		
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014		
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€	
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€	
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir <i>(nc réglage en angle de l'accoudoir)</i>			
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Gauche	MEC133331	100€	
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> Droit	ST-ASF6X2C-S-Q	120€	
<input type="checkbox"/> Gauche	ST-ASF6X2C-S-Q	120€	

**APPUI-TETE**

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		Standard
--	--	----------

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	PTOINDV3442	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique de 25 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3773	Standard
<input type="checkbox"/> 44.5 cm <input type="checkbox"/> 47.0 cm <input type="checkbox"/> 49.5 cm		

RELEVÉ-JAMBES

<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB18000	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-jambes séparés pédiatriques Palettes 5"x6"		Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€

RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

Les relève-jambes de cette catégorie sont incompatibles avec les largeurs d'assise <35cm (14")

<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm*	RIG131138	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm* Avec contacteur ASL	RIG131108_FR	1990€




*Sélectionner obligatoirement :

- Appui-mollets : 6"x6" 8"x8"
- Et ci-dessous : potences et palettes

POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 10"- 16" Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm <i>- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin</i> <i>- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur coussin</i>	RIG150203	Standard
--	-----------	----------



Sélectionner une taille de palettes :
(obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale)

<input type="checkbox"/> 5"x 6"	Standard
<input type="checkbox"/> 5"x 8"	Standard
<input type="checkbox"/> 5"x 11"	Standard

<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	35€



<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire) <i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long</i>	RIG152519	35€
--	-----------	-----



<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€



<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	63€
---	----------------	-----

<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)	160€
<input type="checkbox"/> S - 6"x6" RIG133717	
<input type="checkbox"/> M - 8"x8" RIG133719	



Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)	280€
<input type="checkbox"/> 5"x8" <input type="checkbox"/> 5"x11" <input type="checkbox"/> 6.5" x 8" <input type="checkbox"/> 7"x 11"	
FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q	



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth (à l'unité)

270€

UniLink

Gauche	SUIMBK1125 UIPFS100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm
Droit	SUIMBK1125 UIPFS100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm



Cale-cuisse Stealth Unilink (à l'unité)

270€

UniLink

Gauche	Support UTT6A1260000 7" (17.78cm) + UT800000-Q	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100
Droit		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100

Cale-coude Stealth (unité)

220€

UniLink

<input type="checkbox"/> Gauche	Support UETB4021FL-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support UETB4021FR-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L



Maintien de coude Stealth (unité)

200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4



Cales latérales de dossier pédiatrique (paire)

CUS131244

Standard

Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)

CUS122169

Standard

Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4

Droit

225€

Gauche

225€



Plot d'abduction

500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse

Taille des coussins : 8x13cm

MTMD-42

Support réglable en hauteur et profondeur

MTHW-660

escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)



CEINTURES ET HARNAIS

Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5122) M (IFPB5223) L (IFPB5224)



91€



Ceinture de maintien 4 points

(remplace la ceinture standard TB3)

Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)



91€



Harnais classique


Textile dynamique

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9

Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€



Harnais contour


Textile dynamique

Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9



139€



Ceinture d'épaule Y Straps


Textile dynamique

Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6



126€



EMBOUTS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		90€
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge	
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert	
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	150€
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		79€
<input type="checkbox"/> Vert P005-79	<input type="checkbox"/> Rouge P005-76	
<input type="checkbox"/> Noir P005-75		
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	130€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€



Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM Deluxe Nouveau modèle	ACC1905853	145€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC1902104	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€

