

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

QUANTUM[®]
QTREK
Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail

Email : commande@quantum-rehab.fr



Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



QTREK

Prix public HT : 12 128 €

Prix public TTC : 12 795 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202: VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE,
DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

Photo non contractuelle

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 35,5* à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 35,5 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 44.50 à 49.50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45 à 50 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7.6 cm
- Longueur hors tout : 80 cm
- Largeur hors tout : 61 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse maximum** : jusqu'à 10 km/h
- Autonomie** : jusqu'à 35 km

*à partir de 30,5cm en version Kid

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175 °
- Inclinaison d'assise électrique à 50°
- Lift électrique de 25cm
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues avant bandages souple noires 14"
- Roues arrière noires 9" bandages
- Moteurs 200W /1200W
- Batteries 75 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Bluetooth

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> QTREK	4FRONT 3MP-SS	12 795€




COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Red corvette	<input type="checkbox"/> Electric blue	<input type="checkbox"/> White satin	<input type="checkbox"/> Back in black	<input type="checkbox"/> Pretty in pink	<input type="checkbox"/> Lime light	<input type="checkbox"/> Silver bullet
						
DGN1700109-PRD1	DGN1700109-PBU9	DGN1700109-PWT2	DGN1700109-PBK1	DGN1700109-PPK3	DGN1700109-PGN7	DGN1700109-PSL7

En option : 450€


<input type="checkbox"/> Yellow blaze	<input type="checkbox"/> Deep purple	<input type="checkbox"/> Orange crush	<input type="checkbox"/> Midnight Blue	<input type="checkbox"/> Night train	<input type="checkbox"/> Grey street	<input type="checkbox"/> Military green
						
DGN1700109-PYL3	DGN1700109-PPR5	DGN1700109-POR6	DGN1700109-PBU10	DGN1700109-PBK3	DGN1700109-PSL3	DGN1700109-PGN8

MANIPULATEUR PRINCIPAL




<input checked="" type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec touches 1 et 2		Standard	  Q-LOGIC 3 <small>Advanced Drive Control System</small>
<input type="checkbox"/> Joystick standard Q-LOGIC 3 avec éclairage		Standard	
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur Joystick standard		280€	
<input type="checkbox"/> Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3	CTL1143980	Standard	

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)



PANTOGRAPHE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe escamotable double sens. Réversible droite/gauche	MEC1801698	Standard	
<input type="checkbox"/> Montage gauche <input type="checkbox"/> Montage droit			
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250-3/4FM	149€	


iACCESS

<input type="checkbox"/> Boitier d'actions directes, écran LED		480€	  
<input type="checkbox"/> interrupteurs à bascule	CTL144010		
<input type="checkbox"/> interrupteurs poussoirs	CTL144009		
Montage accoudoir :			
<input type="checkbox"/> Gauche			
<input type="checkbox"/> Droit			


INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL


<input type="checkbox"/> Boitier SCIM	CTL143988	511€	
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement infrarouge Q-LOGIC 3 <i>(Montage côté opposé au manipulateur) Choisir le support</i>	CTL143979	1380€	
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	DWR1010D446	100€	
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45€	

TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL

<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715€	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite LPPR : 9384670 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE			
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière		350€	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD			

ACCESSOIRES BASE MOTRICE
KIT ECLAIRAGE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€	
<input type="checkbox"/> Equipement route sur châssis <i>(Incompatible avec Fender)</i>	490€	
<input type="checkbox"/> Eclairage FENDER sur garde-boue <i>(n/c clignotant, contrôle par contacteur)</i>	390€	


ROUES

<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques noires 14"	WHL1704059	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages souples noires 14"	PTOINDV3525	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière bandages noires 9"		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Couleur insert roue avant identique châssis		Standard

ELECTRONIQUE

<input type="checkbox"/> Prise de charge externe <i>(Obligatoire si joystick standalone seul)</i>	HAR144001 + FRMASMB11156	160€
--	-----------------------------	------

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3
FONCTIONS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 175°	PTOINDV3444	Standard

Correspondances pouces/cm pour les tailles d'assises, dossiers et coussins

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

REGLAGE DE L'ASSISE

LARGEUR (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	
PROFONDEUR (En pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	
Réglages possibles	Module 1 : Réglage 12"-16"			Module 2 : Réglage 16"-20"					Module 3 : Réglage 20"-24"				

REGLAGE DU DOSSIER

Hauteur coque <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> Coque 11" <input type="checkbox"/> Coque 13"	<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"						<input type="checkbox"/> Coque 15" Hauteur réglable de 16" à 20"					
		<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"						<input type="checkbox"/> Coque 17" Hauteur réglable de 22" à 25"					
		<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"						<input type="checkbox"/> Coque 19" Hauteur réglable de 24" à 27"					
Largeur (en pouces)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	16	16	17	18	19	20	20	22	24	Coque réglable de 20" à 24"		

Voir tableau de correspondance pouces/cm

Remplacement du dossier TB3 par un dossier ADI (voir page 5)

INTERFACE D'ADAPTATION DOSSIER - compatible avec la plupart des dossiers du marché -

<input type="checkbox"/> Interface d'adaptation dossier	SSAPT B4	495€
<input type="checkbox"/> en plus du dossier d'origine		
<input type="checkbox"/> à la place du dossier d'origine		



Ajustement en largeur jusqu'à 51cm

Montage au plus près du châssis. Perte de profondeur minime.

Coussin de dossier TRU COMFORT 2, revêtement stretch

Standard



Sélectionner un coussin d'assise ci-dessous, ou Pas de coussin d'assise

Coussin d'assise TRU COMFORT 2 SPP

ST-TC2SPPXXYY

Standard

		Largeur (en pouces)					
		16	17	18	19	20	22
Profondeur (en pouces)	14						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	22						



Épaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,36kg
Capacité de poids : 272kg

Coussin d'assise STEALTH Solution SPP

ST-SOLSPPXXYY

290€

(Standard pour largeurs d'assises <16")

		Largeur (en pouces)									
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	10										
	12										
	14										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										



Épaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 2,45kg
Capacité de poids : 227kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Foam SPP

ST-SPCFSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	24											
	26											



Épaisseur 11,4cm
Poids du coussin : 1,81kg
Capacité de poids : 204kg

Coussin d'assise STEALTH Spectrum Gel SPP

ST-SPCGSPXXYY

290€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	24								



Épaisseur 7,6cm
Poids du coussin : 1,60kg
Capacité de poids : 250kg

D'autres tailles sont disponibles sur demande
(Délai supplémentaire éventuel à prévoir)
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive

DOSSIERS ADI

En remplacement du dossier standard

Dossier ADI Aluminium Series

690€

HAUTEUR	Standard 16"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SAQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18SAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16SDQ <input type="checkbox"/> 17" ALBR17SDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16S6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18S6Q
HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16TDQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18TDQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR20TDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16T6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18T6Q <input type="checkbox"/> 20" ALBR20T6Q
HAUTEUR	Extra Tall 20"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XAQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18XAQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR20XAQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16XDQ <input type="checkbox"/> 18" ALBR18XDQ <input type="checkbox"/> 20" ALBR19XDQ	<input type="checkbox"/> 16" ALBR16X6Q <input type="checkbox"/> 18" ALBR18X6Q <input type="checkbox"/> 20" ALBR20X6Q

Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

690€

HAUTEUR	Tall 18"		
CONTOUR	Active 2,5"	Deep 4"	Extra Deep 6"
LARGEUR	<input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TAQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16TDQ <input type="checkbox"/> 18" AFTBR18TDQ	<input type="checkbox"/> 16" AFTBR16T6Q <input type="checkbox"/> 18" AFTBR18T6Q

D'autres tailles sont disponibles sur demande (délai supplémentaire éventuel à prévoir)
Pensez à consulter notre fiche Pack Stealth - Assise modulaire évolutive



Délai supplémentaire à prévoir pour les dossiers ADI contour Active

Dossier ADI Aluminium Series




Dossier ADI Aluminium Flat Top Series



ACCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles. (La paire)		Standard
<input type="checkbox"/> Montage bas		
<input type="checkbox"/> Montage haut		
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128	Standard
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142014	
<input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN1801530	
<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs gel (à l'unité)		
<input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409	120€
<input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136408	120€
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (nc réglage en angle de l'accoudoir)		
<input type="checkbox"/> Droit	MEC133331	100€
<input type="checkbox"/> Gauche	MEC133331	100€



APPUI-TETE

<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Confort plus Stealth	Standard
---	----------

HAUTEURS D'ASSISE ET LIFT

<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)	(Sans lift)	Standard
<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 49.5cm		
<input checked="" type="checkbox"/> Lift électrique de 25 cm (distance sol/plaque)	PTOINDV3775	Standard
<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 47.6 cm <input type="checkbox"/> 50 cm		

RELEVÉ-JAMBES

Relève-jambes manuels FRMASMB18000 Standard



Relève-jambes électriques séparés FRMASMB16339 940€

RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm* RIG131138 1600€



Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm*

Avec contacteur ASL

*Sélectionner obligatoirement :

-Appui-mollets : 6"x6" 8"x8"

-Et ci-dessous : potences et palettes

POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

Potence 10"- 16" RIG150203 Standard

Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm

- Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences

centrales à compensation : 28cm + hauteur coussin

- Réglage UL minimum avec ASL : 37cm + hauteur

coussin

RIG151508



Potence 13"- 19"

Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm

Réglage UL minimum avec RJ électriques à potences

centrales à compensation ou ASL : 37cm + hauteur

coussin

Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm

Sélectionner une taille de palettes : Standard

(Obligatoire pour relève-jambes avec potence centrale)

Palettes 5"x 6"

Palettes 5"x 8"

Palettes 5"x 11"

Extensions latérales de palettes (la paire)

Extensions 8"

RIG152517 35€

Extensions 11"

RIG152518 35€

Extensions de palettes avant (la paire)

RIG152519 35€



n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long

Rebords latéraux externes (la paire)


Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)

RIG152510 35€

Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)

RIG152516 35€

Connecteur de palettes centrales RIGASMB7120023 63€



Housse d'appui mollets DARTEX (la paire) 160€

S - RIG133717

L - RIG133719



Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) 280€

5"x8" 5"x11" 6.5" x 8" 7"x 11"

FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q



POSITIONNEMENT

Cale-tronc Stealth Unilink (à l'unité)

270€ 270€

UniLink

Gauche	SUIMBK125 UIPFSI100 ULS2510F-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm
Droit	SUIMBK125 UIPFSI100 ULS2510F-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5" ULP535050320 7,6cm x 12,7cm	<input type="checkbox"/> Coussinet 4x6" ULP546050320 10.16cm x 15.24cm



Cale-cuisse Stealth Unilink (à l'unité)

UniLink

Gauche	UTT6A126000 0 7" (17.78cm) + UT800000- Q	<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100	220€
Droit		<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" (10x10cm) UTP544056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) UTP548056100	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) UTP54D056100	



Cale-coude Stealth Unilink (à l'unité)

UniLink

<input type="checkbox"/> Gauche	Support UETB4021FL-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support UETB4021FR-Q	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L



Maintien de coude Stealth (unité)

200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4



** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie

Cales latérales de dossier Adule grand modèle (paire)

SET123465

Standard

Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)

CUS122169

Standard

Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)

CUS131244

Standard



Cale genoux (l'unité)

KN1ADD-TRK+KN1ADD4



Droit

225€

Gauche

225€

Plot d'abduction

MTMD-42

500€

Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse

Taille des coussins : 8x13cm

Support réglable en hauteur et profondeur, escamotage sur assise (*compatible repose jambe central*)

MTHW-660



Ceinture à enrouleur boucle auto

ST-IFRB5350

180€

Ceinture de maintien 2 points Stealth Positioning
(Remplace la ceinture standard TB3)



91€



Taille S (IFPB5122) M (IFPB5123) L (IFPB5124)

Ceinture de maintien 4 points Stealth Positioning
(Remplace la ceinture standard TB3)



91€



Taille S (IFPB5242) M (IFPB5243) L (IFPB5244)

Harnais classique Stealth Positioning


Textile dynamique

Taille S (IFPS1102) M (IFPS1103) L (IFPS1104)



139€

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9



Harnais contour Stealth Positioning


Textile dynamique

Taille S (IFPS2102) M (IFPS2103) L (IFPS2104)



139€

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9



Ceinture d'épaule Y Straps Stealth Positioning


Textile dynamique

Taille S (IFYS3102) M (IFYS3103) L (IFYS3104)

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6



126€




EMBOUTS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Balle mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



CONTACTEURS

<input type="checkbox"/> Contacteur Eggs		99€
<input type="checkbox"/> ES-BLK Noir	<input type="checkbox"/> ES-RED Rouge	
<input type="checkbox"/> ES-BLU Bleu	<input type="checkbox"/> ES-GRN Vert	
<input type="checkbox"/> Contacteur microlite	ML210	170€
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister câble long 1m5		99€
<input type="checkbox"/> Vert P005-79		
<input type="checkbox"/> Noir P005-75		
<input type="checkbox"/> Rouge P005-76		
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	150€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€



Consultez nos fiches Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM <i>Nouveau modèle</i>	ACC1905853	145€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	ACC136791	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Boîte range gant sur accoudoir	ACC125011	48€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main		48€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC147774	48€
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC1902104	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	145€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	145€
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€



Poignées de transfert (la paire)

Fixe

ACC123445 240€

Amovible

ACC147773 275€

Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3

ELE124122 200€

Tablette escamotable

ST-SSLXM0100011
ST-SSLXHD1000060
ST-ARM240-T 450€



PROGRAMMATION

Câble de programmation Q-LOGIC 3

DWR1111H068 550€

(Obligatoire pour la programmation de la conduite et le service après-vente)

ANNEXES

Commandes spéciales

Positionnement

Instructions de montage

Pack Stealth - Assise modulaire

REMARQUES

Toute fiche de mesures incomplète ne pourra être traitée.
Prix public TTC sous réserve de modification et de faute de frappe