



Pride Mobility France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
 Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail E-mail : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

SPARKY AA1

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95€

LPPR : 3 487.95€

Code LPPR : 9178219

(LPPR 9178219 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées)



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Electronique évolutive QLogic2
- Profondeur d'assise : 25 à 36 cm
- Hauteur sol/plaque : 43.2 cm à 47.6 cm
- Bluetooth
- Poids max utilisateur : 56.70 kg
- Dossier toile, réglable en tension
- Longueur hors tout : 95.9 cm (avec RP)
- Largeur d'assise : 25 à 36 cm
- Largeur de dossier : 25 à 36 cm
- Largeur hors tout : 61 cm
- Roues avant pneumatiques 8"
- Roues arrière pneumatiques 12"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 40 Amp
- Poids total sans batteries : 59,20kg

COLORIS

Blanc

PP TTC

Standard

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES

Q LOGIC 2 (1) Gauche Droit

PP TTC

Standard

Tierce personne Q LOGIC 2

LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

715€

Déplacement du boitier principal au dossier

LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

250€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2

Contrôle d'environnement (2)

1380€

Flexible support contrôle d'environnement

100€

Boitier SCIM (2)

(Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)

511€

ROUES

Roues avant pneumatiques 8"

PP TTC

Standard

Roues arrière pneumatiques 12"

Standard

APPUI-TÊTE

Stealth Pédiatrique

PP TTC

200€

ACCESSOIRES

Equipement route

PP TTC

490€

Ceinture à enrouleur

180€

ASSISE

Inclinaison réglable manuellement

PP TTC

Standard

Profondeur modulable de 25 à 36cm

Standard

Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur

Standard

Largeur d'assise, (en cm)



Standard

Sélectionner : 25 30 35

HAUTEUR D'ASSISE	PP TTC
Sélectionner <input type="checkbox"/> 43,2cm <input type="checkbox"/> 47,6cm	Standard
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison par vérin à gaz de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier tension réglable revêtement nid d'abeille	Standard
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	280€
PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC	550€
FICHES COMPLEMENTAIRES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage <input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire	

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	CP450 CP250 CP150																					
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>en cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>36</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>	en cm	A	B	C	D	S	14	20	6	-	M	15	25	6	-	L	15	36	6	23		280€
en cm	A	B	C	D																		
S	14	20	6	-																		
M	15	25	6	-																		
L	15	36	6	23																		
CONTACTEURS		PP TTC																				
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert		99€																				
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€																				
<input type="checkbox"/> Mini cup 24	MC210	150€																				
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€																				
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK		PP TTC																				
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q		540€																				
Paire de cales-tronc Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100		540€																				
CHARGEUR USB		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur	ACC1704791	49€																				
<p>Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex</p>																						