



Pride Mobility France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail E-mail : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

SPARKY AA2

Prix Public HT : 3 732.71 €

Prix Public TTC : 3 938.01 €

LPPR : 3 938.01 €

Code LPPR : 9178202

(LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées)



CARACTERISTIQUES STANDARDS

<ul style="list-style-type: none"> • Electronique évolutive QLogic 2 • Largeur d'assise : 25 à 36 cm • Profondeur d'assise : 25 à 36 cm • Hauteur sol/plaque : 43.2 cm à 47.6 cm • Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur de dossier : 25 à 36 cm • Longueur hors tout : 95.9 cm (avec RP) • Largeur hors tout : 61 cm • Poids max utilisateur : 56.70 kg • Dossier toile, réglable en tension 	<ul style="list-style-type: none"> • Roues avant pneumatiques 8" • Roues arrière pneumatiques 12" • Moteurs 2x 350W / 4 pôles • Batteries 2x 40 Amp • Poids total sans batteries : 59,20kg
---	--	---

COLORIS

<input checked="" type="checkbox"/> Blanc	PP TTC
	Standard

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES

<input checked="" type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (1) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	PP TTC
	Standard

Tierce personne Q LOGIC 2

LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€

Déplacement du boitier principal au dossier

LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35.71€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 2

<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement	PP TTC
	1380€

<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
--	------

<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM)	511€
---	------

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8"	PP TTC
	Standard

<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12"	Standard
--	----------

APPUI-TÊTE

<input checked="" type="checkbox"/> Stealth Pédiatrique	PP TTC
	Standard

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Equipement route	PP TTC
	490€

<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	180€
---	------

ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable électriquement	PP TTC
	Standard

<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 25 à 36cm	Standard
---	----------

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
---	----------



<input checked="" type="checkbox"/> Largeur d'assise, en cm	Standard
---	----------

Sélectionner : 25 30 35

HAUTEUR D'ASSISE	PP TTC
Sélectionner : <input type="checkbox"/> 43,2cm <input type="checkbox"/> 47,6cm	Standard
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison par vérin à gaz de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier tension réglable revêtement nid d'abeille	Standard
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC	550€
FICHES COMPLÉMENTAIRES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement <input type="checkbox"/> Instructions de montage <input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise modulaire	

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TÊTE CONFORT PLUS	PP TTC																				
<input type="checkbox"/> S CP450 <input type="checkbox"/> M CP250 <input type="checkbox"/> L CP150																					
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>en cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>36</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>	en cm	A	B	C	D	S	14	20	6	-	M	15	25	6	-	L	15	36	6	23	280€
en cm	A	B	C	D																	
S	14	20	6	-																	
M	15	25	6	-																	
L	15	36	6	23																	
CONTACTEURS	PP TTC																				
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert	99€																				
<input type="checkbox"/> Microlite ML210	170€																				
<input type="checkbox"/> Mini cup 24 MC210	150€																				
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur ES-EXT	15€																				
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK	PP TTC																				
Paire de cales-cuissés Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q																					
Paire de cales-tronc Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFSI100	540€																				
CHARGEUR USB	PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur ACC1704791	49€																				
Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex																					