



Photo non contractuelle

# Stretto TB-Flex

## STRETTO TB FLEX AA1

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95€

LPPR : 3 487.95€ (LPPR 9178219 : : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées)

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

### CARACTERISTIQUES STANDARD

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise TbFlex</li> <li>• Dossier toile réglable en tension</li> <li>• 2 moteurs 200/1200W/ 2 pôles</li> <li>• 2 batteries 40 Ah</li> <li>• Electronique NE+</li> <li>• Vitesse* : jusqu'à 10 km/h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proclive</li> <li>• Garde-boue</li> <li>• Longueur (sans RP) : 82,6cm</li> <li>• Largeur (av. roues motrices 12,5") : 51,9cm</li> <li>• Poids max utilisateur : 136kg</li> <li>• Autonomie : jusqu'à 25,6km*</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur d'assise : 38 à 51 cm</li> <li>• Dégagement au sol : 7,4cm</li> <li>• Rayon de braquage : 53,3cm</li> <li>• Roues motrices 12,5" ou 14" pneumatiques</li> <li>• Roues avant 5" bandages</li> <li>• Roues arrière 6" bandages</li> </ul> |
|---|--|--|

### COLORIS

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) <input type="checkbox"/> Blanc White satin <input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette <input type="checkbox"/> Vert Green machine <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	-€
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) <input type="checkbox"/> Gris Grey street <input type="checkbox"/> Rose Raspberry Beret <input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean <input type="checkbox"/> Orange Evolution <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple <input type="checkbox"/> Jaune Lemon Crush <input type="checkbox"/> Vert Militaire	450€

### MANIPULATEUR & PANTOGRAPHES

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> NE+ (1) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	-€
<input type="checkbox"/> Tierce personne NE+ <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€

### ROUES

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages 5"	-€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière bandages 6"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 12,5"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 12,5"	200€
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	200€

### APPUI-TÊTE

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Stealth Tb Flex (Comprend la barre d'accessoires)	325€

### ACCESSOIRES










	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise	490€
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue	390€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur (Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)	180€

ASSISE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement	-€
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 60 cm	-€
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	-€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)	90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (Non compatibles ceinture à enrouleur)	400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>	
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	<b>SELECTION OBLIGATOIRE</b>
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>	
Préciser la largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : .... cm	Option à 150€ dans <b>DOSSIER</b>
<u>Choix du coussin d'assise :</u>	
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity	-€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP	290€
HAUTEUR D'ASSISE	PP TTC
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Proclive de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 47cm (Proclive de -10° à 20°)	-€
DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle	-€
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension (Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)	-€
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée / en remplacement du dossier toile)	125€
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°	350€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur (En remplacement du dossier toile)	150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm -€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51cm 280€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz (1)	280€
ACCROCHES-TAXI ET PROGRAMMATION	PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (3)	-€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+	550€
FICHES COMPLEMENTAIRES	
<input type="checkbox"/> Positionnement	
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	
<input type="checkbox"/> Fiche Pack Stealth - Assise modulaire	

(1) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (2) Préciser l'UL : ..... cm pour ajustement de la hauteur d'assise (3) non montés

Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

## APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

APPUI-TETE CONFORT PLUS					PP TTC	
<input type="checkbox"/> S				CP450		280€
<input type="checkbox"/> M				CP250		
<input type="checkbox"/> L				CP150		
Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)						
en cm	A	B	C	D		
S	14	20	6	-		
M	15	25	6	-		
L	15	36	6	23		
CONTACTEURS					PP TTC	
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert						90€
<input type="checkbox"/> Microlite				ML210		150€
<input type="checkbox"/> Mini cup 24				MC210		130€
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur				ES-EXT		15€
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire				ARM136408		240€
CALES-CUISSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK					PP TTC	
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100						
<input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100						
Support x2 : UTT6A1260000						
Paire de cales-tronc Stealth Unilink						540€
Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320						
<input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320						
Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100						
CHARGEUR USB					PP TTC	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur				ACC1704791		49€
<a href="#">Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex</a>						