

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]


QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest

Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail

Email : commande@quantum-rehab.fr

Stretto



Photo non contractuelle



TB-Flex

STRETTO TB FLEX AA2 VERSION FULL POWER

Prix Public HT : 7 465,42€

Prix Public TTC : 7 876,00€

LPPR : 3 938,01€

(LPPR 9178202: vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur : _____

Commercial agence + e-mail : _____

Référence de commande : _____

Date de commande : _____

Caractéristiques standards

- Assise TbFlex
- Dossier Synergy Pro
- Moteurs 200/1200W/ 2 pôles
- Batteries 62A
- Appui-tête
- Profondeur d'assise modulable de 38 à 51cm
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Largeur d'assise : 38 à 51 cm
- Roues centrales pneumatiques 12,5"
- Roues avant bandages 5"
- Roues arrière bandages 6"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points
- Vitesse jusqu'à 10 km/h
- Coussin d'assise Stealth Simplicity
- Poids max utilisateur : 136kg
- Poids du fauteuil : 176kg

Fonctions électriques de série :



- Lift électrique 30cm
- Relève-jambes électrique central à compensation
- Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 45°
- Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°

Et également :

- Electronique Q-LOGIC 3
- Kit éclairage Fender sur garde-boue
- Bluetooth

Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System









COLORIS		
<input type="checkbox"/> Noir - Back in black <input type="checkbox"/> Vert - Green machine <input type="checkbox"/> Blanc - White satin <input type="checkbox"/> Bleu - Electric blue <input type="checkbox"/> Rouge - Red corvette		
		
TAILLE D'ASSISE (en cm)		
<input type="checkbox"/> avec dossier galbé Synergy Pro	ou <input type="checkbox"/> dossier ajustable en largeur	<input type="checkbox"/> dossier toile réglable en tension (préciser largeur et profondeur d'assise pour le coussin : x)
Largeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 Profondeur <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 51 <i>(Réglable sur rail)</i>	Largeur <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8 Profondeur (pour coussin) : <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	<i>Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse</i>
HAUTEUR D'ASSISE (en cm)		
<input type="checkbox"/> 45,70 <input type="checkbox"/> 48,2 <input type="checkbox"/> 50,7		
RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		
Longueur segment jambier ajustable de 27 à 42 cm (palette/plaque d'assise) Préciser UL cm Sélectionner : <u>Appui-mollet</u> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <u>Potences</u> <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19" <u>Palettes</u> <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x11"		
MONTAGE MANIPULATEUR		
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite		
OPTIONS PAYANTES		
COLORIS EN OPTION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Noir - Night train <input type="checkbox"/> Gris - Grey sreet <input type="checkbox"/> Rose - Raspberry beret <input type="checkbox"/> Bleu - Blue jean	<input type="checkbox"/> Orange - Evolution orange <input type="checkbox"/> Violet - Deep purple <input type="checkbox"/> Jaune - Lemon crush <input type="checkbox"/> Vert - Military green	 450€
MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Tierce personne Q-LOGIC 3 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35.71€</i>		250€
INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3		PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement	<i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM</i>	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM		511€
ROUES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"		-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandage 12,5"		-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"		200€
ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise <i>(à la place du Fender)</i>		490€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur <i>(Non compatible accoudoirs relevables et amovibles)</i>		180€
ACCESSOIRES D'ASSISE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) <i>(Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)</i>		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles <i>(Non compatibles ceinture à enrouleur)</i>		400€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP <i>(En remplacement du coussin d'assise standard)</i>		290€
REPOSE-PIEDS ET OPTION RELEVÉ-JAMBES CENTRAL		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz (1)	<i>En remplacement du relève-jambes électrique central à compensation</i>	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparé escamotable		-€
<input type="checkbox"/> Réglage électrique en hauteur (ASL) pour le relève-jambes électrique central à compensation de série		400€
ACCROCHES-TAXI ET CABLE DE PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (1)		-€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC <i>Nécessaire pour les réglages et le SAV</i>		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex <input type="checkbox"/> Pack Stealth - Assise Modulaire		

(1) Préciser tailles : appui-mollet / palettes / potences (2) Non montés

Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLEX

IACCESS (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande 4 fonctions d'assise iAccess <input type="checkbox"/> Boutons poussoirs ou <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit ou <input type="checkbox"/> gauche	CTL144009 CTL144010	 480€																				
CAMERA DE REcul (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Camera de recul avec écran LCD		 480€																				
APPUI-TETE CONFORT PLUS		PP TTC																				
En remplacement de l'appui-tête standard <input type="checkbox"/> S CP450 <input type="checkbox"/> M CP250 <input type="checkbox"/> L CP150 <i>Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)</i>		 280€																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>en cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>36</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>	en cm	A	B	C	D	S	14	20	6	-	M	15	25	6	-	L	15	36	6	23		
en cm	A	B	C	D																		
S	14	20	6	-																		
M	15	25	6	-																		
L	15	36	6	23																		
CONTACTEURS		PP TTC																				
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert		99€																				
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	170€																				
<input type="checkbox"/> Mini cup 24	MC210	150€																				
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15€																				
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire	ARM136408	240€																				
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK		PP TTC																				
Paire de cales-cuisses Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 <i>Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q</i>	 540€																					
Paire de cales-tronc Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 <i>Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100 + ST-UIMBK1090</i>	 540€																					
CHARGEUR USB		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur	ACC1704791	49€																				
KIT COMMANDE UN INTERRUPTEUR (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur <i>LPPR : 9384670 soit 714,26€ // Commande Alternative</i>		715€																				
 Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210																						
Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex																						