



Photo non contractuelle

Stretto TB-Flex

STRETTO TB FLEX AA2

Prix Public HT : 3 732.71€

Prix Public TTC : 3 938.01€

LPPR : 3 938.01€ (LPPR 9178202 : vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique)

Nom du distributeur : _____

Commercial agence + e-mail : _____

Référence de commande : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES STANDARDS

<ul style="list-style-type: none"> • Assise TbFlex • Dossier Pro Synergy • 2 moteurs 200/1200W/ 2 pôles • 2 batteries 40 Ah (62Ah avec lift) • Electronique NE+ • Vitesse* : jusqu'à 10 km/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Proclive • Garde-boue • Longueur (sans RP) : 82,6cm • Largeur (av. roues motrices 12,5") : 51,9cm • Poids max utilisateur : 136kg • Autonomie : jusqu'à 25,6km* 	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur d'assise : 38 à 51 cm • Dégagement au sol : 7,4cm • Rayon de braquage : 53,3cm • Roues motrices 12,5" ou 14" pneumatiques • Roues avant 5" bandages • Roues arrière 6" bandages
--	--	--

COLORIS

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) <input type="checkbox"/> Blanc White satin <input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette <input type="checkbox"/> Vert Green machine <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	-€
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) <input type="checkbox"/> Gris Grey street <input type="checkbox"/> Rose Raspberry Beret <input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean <input type="checkbox"/> Orange Evolution <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple <input type="checkbox"/> Jaune Lemon Crush <input type="checkbox"/> Vert Militaire	450€

MANIPULATEUR & PANTOGRAPHE

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> NE+ (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	-€
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 3 Lite (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	550€
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 3 (3) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	980€
<input type="checkbox"/> Tierce personne NE+/Q LOGIC 3 Lite / QLOGIC 3 <i>LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal au dossier <i>LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35.71€</i>	250€

INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (Non compatibles Q-Logic 3 Lite et NE+)

	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boîtier SCIM (1) (Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM)	511€








ROUES

	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandages 5"	-€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière bandages 6"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 12,5"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 12,5"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	-€
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	200€

APPUI-TÊTE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth Tb Flex		-€
ACCESSOIRES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise		490€
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue		390€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur le côté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		450€
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur (Non compatible avec les accoudoirs relevables et amovibles)		180€
ASSISE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (45° avec lift) (Hauteur sol/plaque d'assise 42 cm (réglage en hauteur possible), proclive -5° à -10° possible)		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 60 cm		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur		-€
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (Non compatibles accoudoirs relevables et amovibles)		90€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et amovibles (Non compatibles avec la ceinture à enrouleur)		400€
<u>Taille d'assise (en cm)</u>		
Largeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8		
Profondeur <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 50,8	SELECTION OBLIGATOIRE	
<u>ou assise avec dossier ajustable en largeur :</u>		
Largeur souhaitée (en cm) : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,6 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,7 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,8		Option à 150€ dans DOSSIER
Profondeur à indiquer (pour le coussin d'assise) : cm		
<u>Choix du coussin d'assise :</u>		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Simplicity		-€
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Tru Comfort 2 SPP		290€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT		PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans lift		-€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (Proclive de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 47cm (Proclive de -10° à 20°)		
<input type="checkbox"/> Avec lift (1) (4) (5)		1845€
Hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45,70cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
DOSSIER		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°		-€
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur d'assise sélectionnée)		-€
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (Non compatible avec les accoudoirs relevables et amovibles / barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse)		100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur (En remplacement du dossier Synergy Pro)		150€
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES		PP TTC
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51 cm	-€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41 cm	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (1)	Hauteur palettes/plaque réglable de 36 à 51 cm	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz	Appui-mollets <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	-€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm (1) (2)	Potences : <input type="checkbox"/> 10"-16" <input type="checkbox"/> 13"-19"	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, réglable électriquement en hauteur (ASL) Hauteur palettes/plaque réglable de 27 à 42 cm (1) (2)	Palettes <input type="checkbox"/> 5"x 6" <input type="checkbox"/> 5"x 8" <input type="checkbox"/> 5"x 11" Préciser UL : cm	1950€
ACCROCHES-TAXI ET CABLE DE PROGRAMMATION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise x 2 (6)		-€
<input type="checkbox"/> Câble de programmation NE+/Q LOGIC		550€
FICHES COMPLEMENTAIRES		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement	<input type="checkbox"/> Instructions de montage
<input type="checkbox"/> Fiche Annexe accessoires et options TbFlex	<input type="checkbox"/> Fiche Pack Stealth - Assise modulaire	

(1) Utilisable uniquement avec la QLogic 3 (2) Préciser l'UL : cm pour ajustement de la hauteur d'assise (3) Nécessite l'utilisation d'un câble de programmation pour les réglages et le SAV (4) Avec le lift, la bascule d'assise passe à 45° (5) Avec lift : batteries 62Ah au lieu de 40Ah (6) non montés *résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.
Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil. Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

APPENDIX FICHE DE MESURES TBFLX

IACCESS (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess <input type="checkbox"/> Boutons poussoirs CTL144009 ou <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule CTL144010 Montage accoudoir <input type="checkbox"/> droit ou <input type="checkbox"/> gauche		480€																				
CAMERA DE REcul (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Camera de recul avec écran LCD		480€																				
APPUI-TETE CONFORT PLUS		PP TTC																				
En remplacement de l'appui-tête standard																						
<input type="checkbox"/> S CP450 <input type="checkbox"/> M CP250 <input type="checkbox"/> L CP150 Support d'appui tête fourni : ST-HMO400 (tube carré, réglable en hauteur et profondeur)		280€																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>en cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>15</td> <td>36</td> <td>6</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>	en cm	A	B	C	D	S	14	20	6	-	M	15	25	6	-	L	15	36	6	23		
en cm	A	B	C	D																		
S	14	20	6	-																		
M	15	25	6	-																		
L	15	36	6	23																		
CONTACTEURS		PP TTC																				
Eggs : <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert		99€																				
<input type="checkbox"/> Microlite ML210		170€																				
<input type="checkbox"/> Mini cup 24 MC210		150€																				
<input type="checkbox"/> Extension câble pour contacteur ES-EXT		15€																				
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS GEL		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Manchettes 35cm gel, la paire ARM136408		240€																				
CALES-CUISSSES ET CALES-TRONC STEALTH UNILINK		PP TTC																				
Paire de cales-cuissés Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 4"x4" UTP544056100 <input type="checkbox"/> 4"x8" UTP548056100 Support x2 : UTT6A1260000 + ST-UT800000-Q		540€																				
Paire de cales-tronc Stealth Unilink Taille : <input type="checkbox"/> 3"x5" ULP535050320 <input type="checkbox"/> 4"x6" ULP546050320 Supports : ULS2510F-L, ULS2510F-R + 2 x UIPFS1100		540€																				
CHARGEUR USB		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Chargeur USB sur prise XLR manipulateur ACC1704791		49€																				
KIT COMMANDE UN INTERRUPTEUR (compatible Q-Logic 3 uniquement)		PP TTC																				
<input type="checkbox"/> Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR : 9384670 soit 714,26€ // Commande Alternative		715€																				
 Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.																						
ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210																						
Pour plus d'accessoires et options TBFlex, consultez l'annexe Accessoires et options TBFlex																						