

GO GO ELITE TRAVELLER® 2



Le Go Go Elite Traveller® 2 se distingue par son rayon de giration court, simplifiant les manœuvres dans tous les environnements. Plus maniable que son prédécesseur, il est pensé pour faciliter vos déplacements au quotidien. Offrant un niveau de confort supérieur, il présente une assise repensée avec un dossier rabattable en mesh respirant. Exprimez-vous avec notre large choix de coloris de capots. Du classique au moderne, personnalisez votre Go Go Elite Traveller® 2 selon vos préférences et ajoutez une touche de couleur à votre vie quotidienne. Vous apprécierez en outre ses fonctionnalités de série, comme le démontage rapide, un chargeur USB intégré et plusieurs compartiments de rangement.



Nouveau dossier en Mesh respirant



Manœuvres facilitées grâce à son rayon de giration court



Démontage rapide pour le transport ou le stockage

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Go Go Elite Traveller* 2 (4 roues)
Référence	SC442E
Capacité de poids	136 kg
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 6 km/h
Garde au sol ³	3,5 cm au moteur
Rayon de giration ³	96,5 cm
Longueur hors-tout ³	100,3 cm
Largeur hors-tout ³	49,5 cm
Hauteur de dossier	36,2 cm
Roues	Avant : 2"x 8" Arrière : 2.5"x 8"
Autonomie ^{1,2}	12 Ah: Jusqu'à 9,6 km 18 Ah: Jusqu'à 15,7 km
Poids total sans batteries	36 kg
Pièce la plus lourde du scooter démonté ³	15,4 kg (partie avant)
Assise standard	Type : Rabattable Poids : 10,2 kg Dimensions : 43 x 43 cm
Motorisation	24V
Système de freinage	Régénératif et électromécanique
Battery Requirements ⁴	2 x 12V
Poids des batteries	12 Ah: 8,84 kg (standard) 18 Ah: 13,4 kg
Chargeur de batteries	Externe 2Amp

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de poids : 136kg
- Vitesse maximale : 6km/h
- Rayon de giration optimisé de 96,5cm
- Roues anti-crevaison
- Guidon delta avec poignée de réglage
- Port de charge intégré au guidon
- Démontage facile et rapide en 5 pièces légères
- Stabilité optimale
- Chargement du bloc batterie ou sur le guidon
- Rangement amovible sous le timon
- Panier avant

ACCESSOIRES*

- Bloc batterie 12 Ah
- Chargeur USB XLR
- Support gobelet
- Support oxygène
- Panier arrière
- Porte-canne
- Support béquille
- Rangement sous assise

* Un seul accessoire peut être monté à l'arrière



COLORIS (MATS)



1 Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'ampérage (AH) de la batterie, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de l'état des pneus. Ces spécifications peuvent être sujettes à un écart de (+/- 10%).

2 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximale.

3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou - 3%).

4 Le poids de la batterie peut varier en fonction du fabricant.

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

PRIDE MOBILITY PRODUCTS

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
commande@quantum-rehab.fr - 04 81 65 94 70

FR_SS/GOGOET2/REV0/21FEB24