



Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 SAINT PRIEST
Tel : 04 81 65 94 70
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : order@pridemobility.fr

Pride[®]
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



Prix public HT : 12 275 €

Prix public TTC : 12 950 €

LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 4122757 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

BASCULE D'ASSISE 50° DE SERIE

DOSSIER ELECTRIQUE BIOMECANIQUE DE SERIE

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Profondeur d'assise : 30 à 60 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 45 cm
- Hauteur de dossier modulable : 46 à 68 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25 à 60 cm
- Garde au sol : 7.5 cm
- Passage de trottoir : 9.5 cm
- Rayon de giration : 70 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175° et assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales bandage souples noir 14"
- Roues avant et arrière bandage 8"
- Vitesse maximum : 10 km/h
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 55 A
- Chargeur 8 A
- Electronique : Q-Logic 3
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points

DESIGNATION**REFERENCE****PP TTC** Q6 EDGE 2.0 Xtreme

Q6 EDGE 2.0 3MP-SS

12 925€

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER Red corvette

DGN153201-PRD1

 Electric Blue

DGN153201-PBU9

 White satin

DGN153201-PWT2

 Back in black

DGN153201-PBK1

 Pretty in pink

DGN153201-PPK3

 Lime light

DGN153201-PGN7

En option :**350€** Orange Crush

DGN153201-POR6

 Deep Purple

DGN153201-PPR5

 Silver Bullet

DGN153201-PSL7

 Night Train

bientôt disponible !

 Midnight Blue

DGN153201-PBU10

 Grey Street

DGN153201-PSL3

 Yellow Blaze

DGN153201-PYL3

MANIPULATEUR PRINCIPAL Joystick standard Q-LOGIC 3
Bluetooth de série

CTL167724 (std)

CTL167725 (avec éclairage)

Standard

Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System Joystick Stand-Alone Q-LOGIC 3

CTL1143980

Standard

(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe) Montage gauche Montage droit**PANTOGRAPHE** Pantographe escamotable extérieur. Réversible droite et gauche

Standard

 Montage gauche

ACC142742

 Montage droit

ACC142743

 Pantographe escamotable intérieur/extérieur,
rotation joystick indépendante *(nc joystick standalone)* Montage gauche Montage droit

MEC138860

280€

 Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250T-Q

110€

**iACCESS** Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess *(NC connecteurs jack fx assise)*

480€

 interrupteurs à bascule

CTL144010

 interrupteurs poussoirs

CTL144009

Montage accoudoir : Gauche Droit**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL** Boitier SCIM

CTL168055

511€

 Ecran de contrôle d'environnement infrarouge

CTL143979

1380€

Q-LOGIC 3 *(montage côté opposé au manipulateur)**Choisir le support* Flexible support contrôle d'environnement

DW1201010D446

100€

 Câble adaptateur click droit et gauche

DWR1265H033

45€

**TIERCE PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL** Commande tierce personne Q-LOGIC 3

ELE167862

715€

 Montage à gauche Montage à droite

LPPR : 4339681 SOIT 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE

 Déplacement du boitier principal à l'arrière

120€

 Montage à gauche Montage à droite*(Rajouter rail support MEC125098) LPPR 4308597 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD*

ACCESSOIRES BASE MOTRICE

KIT ECLAIRAGE

Equipement route sur rail d'assise 490€



ROUES

Roues centrales pneumatiques knobby noires 14" WHL147599 Standard

Roues centrales bandages knobby souples noires 14" WH147601 Standard

Roues avant et arrière bandages noires 8" KITASMB1941 Standard

ELECTRONIQUE

Prise de charge externe DWR111H051 99€
(Obligatoire si joystick standalone seul)

Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC 490€
(Uniquement conduite non proportionnelle)

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3

FONCTIONS D'ASSISE

Bascule d'assise 50° à translation électrique Standard

Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180° Standard

REGLAGE DE L'ASSISE

LARGEUR (En cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30	33	35	38	40		40	43	45	48	50		50	53	55	58	60
PROFONDEUR (En cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30	33	35	38	40		40	43	45	48	50		50	53	55	58	60

REGLAGE DU DOSSIER

Hauteur coque <i>(Mesure à partir de la plaque d'assise)</i>	<input type="checkbox"/> Réglable de 46 à 53 cm Coussin de dossier hauteur 33 cm		<input type="checkbox"/> Réglable de 56 à 63 cm Coussin de dossier hauteur 43 cm						<input type="checkbox"/> Réglable de 56 à 63 cm Coussin de dossier hauteur 43 cm		
			<input type="checkbox"/> Réglable de 61 à 68 cm Coussin de dossier hauteur 48 cm						<input type="checkbox"/> Réglable de 61 à 68 cm Coussin de dossier hauteur 48 cm		
Largeur	<input type="checkbox"/> 35 Coque réglable de 25 à 35 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			40	43	45	48	50		50	55	60
			Coque réglable de 40 à 50 cm					Coque réglable de 50 à 60 cm			

COUSSIN D'ASSISE ET DE DOSSIER

Coussin de dossier TRU CONFORT 2, revêtement stretch Standard

Coussin d'assise TRU CONFORT 2, revêtement stretch Standard

Largeur x Profondeur (en cm)



35x35 40x35 40x40 40x45 43x45 45x45 48x50 50x50 50x55 55x55 55x60

Coussin d'assise STEALTH Tru Confort 2 SPP (en cm) 390€

40x35 (TC2SPP1614) 40x40 (TC2SPP1616) 40x45 (TC2SPP1618) 45x45 (TC2SPP1818) 45X50 (TC2SPP1820) 50X45 (TC2SPP2018) 50X50 (TC2SPP2020) 55X55 (TC2SPP2222) 55X60 (TC2SPP2224)



Coussin d'assise STEALTH Tru Confort 2 SPP (en cm) 390€

40x40 (SPCFSP1616) 40x45 (SPCFSP1618) 45x45 (SPCFSP1818) 45X50 (SPCFSP1820) 50X45 (SPCFSP2018) 50X50 (SPCFSP2020) 55X55 (SPCFSP2222) 60X60 (SPCFSP2424)



Coussin d'assise STEALTH Solution SPP (en cm) 390€

40x40 (SOLSPP1616) 40x45 (SOLSPP1618) 45x45 (SOLSPP1818) 45X50 (SOLSPP1820) 50X45 (SOLSPP2018) 50X50 (SOLSPP2020) 55X55 (SOLSPP2222) 60X55 (SOLSPP2422)



DOSSIER ADI

Dossier ADI Aluminium Series

Hauteur 20" Extra Tall (50 cm)

Profondeur 4" Deep (10cm)

Largeur 16" (40.5 cm)
(ALBR16XDQ)

Largeur 18" (46 cm)
(ALBR18XDQ)

Largeur 20"(51 cm)
(ALBR20XDQ)

690€



Profondeur 6" Extra Deep (15cm)

Largeur 16" (40.5 cm)
(ALBR16X6Q)

Largeur 18" (46 cm)
(ALBR18X6Q)

Largeur 20"(51 cm)
(ALBR20X6Q)

690€



Dossier ADI Aluminium Flat Top Series

Hauteur 20" Extra Tall (50 cm)

Profondeur 4" Deep (10cm)

Largeur 16" (40.5 cm)
(AFTBR16XDQ)

Largeur 18" (46 cm)
(AFTBR18XDQ)

Largeur 20"(51 cm)
(AFTBR20XDQ)

690€



Profondeur 6" Extra Deep (15cm)

Largeur 16" (40.5 cm)
(AFTBR16X6Q)

Largeur 18" (46 cm)
(AFTBR18X6Q)

Largeur 20"(51 cm)
(AFTBR20X6Q)




ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteurs réglables en angles. (La paire)

Standard

Montage haut

Montage bas



Manchettes mousse (la paire)

DGN142128

Standard

Longueurs : 25cm 35cm

DGN142014

Manchettes d'accoudoir gel (la paire)

25cm

ARM136416

160€

35cm

ARM136417

240€

Renfort sous accoudoir (nc réglage en angle de l'accoudoir)

Droit


MEC133331

100€

Gauche

MEC133331

100€



Caches latéraux d'accoudoir (la paire)

25cm


ACC124851

20€

35cm

ACC122976

25€



APPUI-TETE

Appui-tête Confort plus Stealth

Standard

Appui-tête Pédiatrique

Standard

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteur d'assise fixe (distance sol/plaque)

Standard

44.5 cm

47.0 cm

49.5 cm

Lift électrique de 25 cm (distance sol/plaque)

1950€

44.5 cm

47.0 cm

49.5 cm

RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels	FRMASMB6483	Standard
Palettes :		
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x8")	FRMASMB4738	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") (obligatoire assise>45cm)	FRMASMB4744	-
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés adulte (sans palette)	RIG120062	180€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques (sans palette)	RIG136481	290€
Palettes réglables en angle avec sangle de maintien :		
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x8")	FRMASMB10567	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") (obligatoire assise>45cm)	FRMASMB10569	-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	FRMASMB16339	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés à compensation		1590€
Réglable de :		
<input type="checkbox"/> 28 à 36cm (sans palette)	FRMASMB11444	-
<input type="checkbox"/> 37 à 46cm (sans palette)	FRMASMB9073	-
Palettes réglables en angle avec sangle de maintien et bumper de protection:		
<input type="checkbox"/> 15x20 cm (6"x8")	FRMASMB7451	-
<input type="checkbox"/> 20x28 cm (8"x11") (obligatoire assise>45cm)	FRMASMB7453	-
Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm		
<i>Ajustement de la hauteur d'assise en fonction de l'UL - (n/c largeur < 35cm)</i>		







RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

<input type="checkbox"/> Repose-pieds central avec palettes séparés	RIG163640	980€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation, ajustable de 25 à 40cm (nc avec largeur d'assise < 35cm)	PTOINDV3754	1600€
Appui-mollet : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur, ajustable de 25 à 40cm (nc avec largeur d'assise < 35cm)	PTOINDV3754-ASL	1950€
Appui-mollet : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		



POTENCE ET PALETTE RELEVÉ-JAMBES CENTRAL

<input type="checkbox"/> Potence 13"-19" avec palettes adulte 5"x11" <i>Tube réglable de 33 cm à 48.2 cm – palettes : 12.7 x 28 cm</i> Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm <i>Ajustement de la hauteur d'assise en fonction de l'UL (n/c largeur < 35cm)</i>	RIG151508	standard
<input type="checkbox"/> Potence 8"-12" avec palettes pédia. 5"x8" <i>Tube réglable de 20.3 cm à 30.4 cm – palettes : 12.7 x 20.3 cm</i> Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm <i>Ajustement de la hauteur d'assise en fonction de l'UL (n/c largeur < 35cm)</i>	RIG152578	standard
<input type="checkbox"/> Potence 10"-16" avec palettes pédia. 5"x8" <i>Tube réglable de 25.4 cm à 40.6 cm – palettes : 12.7 x 20.3 cm</i> Distance palettes/plaque d'assise (UL) :cm <i>Ajustement de la hauteur d'assise en fonction de l'UL (n/c largeur < 35cm)</i>	RIG150203	standard
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes pédiatriques 5"x8"	RIG152517	35€
<input type="checkbox"/> Palettes adultes 5"x11"	RIG152518	35€
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire) <i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur les palettes de 11" de long</i>		
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€
<input type="checkbox"/> Palettes longueurs 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales		
	RIGASMB7120023	63€
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX		
	RIG134673	160€
<input type="checkbox"/> Médium RIG134673		
<input type="checkbox"/> Large RIG134744		



POSITIONNEMENT

Cale-tronc stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBL-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6
Droit	Support TWBL-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X5" (7.6x12.7cm) TWBL-3X5	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X6" (10x15.2cm) TWBL-4X6



Cale-cuisse stealth (unité) 270€

Gauche	Support TWBADD-L	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12
Droit	Support TWBADD-R	<input type="checkbox"/> Coussinet 3X6" (7.6x15.2cm) TWBADD-3X6	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X8" (10x20.3cm) TWBADD-4X8	<input type="checkbox"/> Coussinet 4X12" (10x30.5cm) TWBADD-4X12



** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, 1 platine écrous, la visserie

Cale coude stealth (unité) 220€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet demi-lune ARMSES-3X10L

** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Maintien de coude stealth (unité) 200€

<input type="checkbox"/> Gauche	Support ARMS-ESFTB3-L	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4
<input type="checkbox"/> Droit	Support ARMS-ESFTB3-R	Coussinet carré 4x4" (10x10cm) ARMSES-4x4

** Le prix comprend 1 support, 1 coussinet, la visserie



Cales latérales de dossier (paire) Std

- Petit modèle** SET122294
 Grand modèle SET123465



Cale genoux (l'unité) KN1ADD-TRK+KN1ADD4

- Droit** 225€
 Gauche 225€



EMBOUS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Champignon B	ACCASMB1860	50€
<input type="checkbox"/> Cupule menton C	ACCASMB1861	35€
<input type="checkbox"/> Poignée T D	ACCASMB1858	70€
<input type="checkbox"/> Boule plastique E	ACCASMB1859	35€
<input type="checkbox"/> Bale mousse F	ACCASMB1856	50€
<input type="checkbox"/> Barre G	ACCASMB1857	50€



ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€
<input type="checkbox"/> Sac à dos QUANTUM		100€
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène <i>(rajouter rail)</i>	ACC125006	165€
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy <i>(rajouter rail)</i>	KIT132097	380€
<input type="checkbox"/> Support gobelet <i>(montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125003	37€
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à dos	ACC125008	48€
<input type="checkbox"/> Boite range gants sur accoudoir <i>(Montage côté opposé manipulateur)</i>	ACC125011	48€
<input type="checkbox"/> Kit déflecteur	ACC124670	35€
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de pousser (la paire) <i>(NC respirateur)</i>	ACC147772	Standard
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	95€
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	95€



ACCESSOIRES (suite)

<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert (la paire)		
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA	ELE124122	200€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	SIL-WE.59511 SIL-WE.59099 SIL-WE.59512	300€



PROGRAMMATION

Câble de programmation Q-LOGIC 3 *(obligatoire pour la programmation de la conduite et le service après-vente)*

Nous
consulter

FICHES DE MESURES JOINTES

Commandes spéciales

Positionnement

Instructions de montage

REMARQUES