



## Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : [order@pridemobility.fr](mailto:order@pridemobility.fr)

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France



(Photo non contractuelle)

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :

## SPARKY AA2

Prix Public HT : 3 732.71 €

Prix Public TTC : 3 938.01 €

LPPR : 3 938.01 €

Code LPPR : 4122757

## DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 25 à 36 cm
- Profondeur d'assise : de 25 à 36 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 43.2 cm à 47.6 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47.6 cm
- Largeur de dossier : de 25 à 36 cm (*identique taille d'assise*)
- Garde au sol : 9.5 cm
- Passage de trottoir : 4 cm
- Longueur hors tout : 95.9 cm (avec RP)
- Largeur hors tout : 61 cm
- Rayon de giration : 74.30 cm
- Poids max utilisateur : 56.70 kg

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier toile, réglable en tension
- Roues avant pneumatiques 8"
- Roues arrière pneumatiques 12"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 40 Amp
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Chargeur 5 Amp
- Poids total sans batteries : 59.20 kg

COLORIS CHASSIS		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc		Standard

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE		
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		Standard
<input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		680€
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>		715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i>		120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2		
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)		1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) <i>(indispensable pour commande spéciale)</i>		511€

ROUES		
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 8"		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 12"		Standard

APPUI TETE		
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth pédiatrique		Standard

ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/> Equipement route		490€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIIFT		PP TTC
<input type="checkbox"/> Sans LIFT :		Standard
<input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 47.6cm		
<input type="checkbox"/> Avec LIFT de 30 cm (1), hauteur d'assise 47.6cm		1845€

ASSISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable électriquement		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 25à 36cm		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir réglable en hauteur et profondeur		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> largeur d'assise, en cm <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35		Standard

DOSSIER		
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison par vérin à gaz de 85 à 135°		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier tension réglable revêtement nid d'abeille		Standard

REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS		
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuel		Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables		180€

PROGRAMMATION		
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1		Nous Consulter
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2		

ANNEXE		
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement	
<input type="checkbox"/> Instructions de montage		

- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2  
(2) Uniquement commande non proportionnelle  
(3) Préciser l'UL : .....cm pour ajustement de la hauteur d'assise  
(4) Nécessite l'utilisation de câbles spécifiques pour la programmation et le service après-vente.  
(5) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4122757 soit 3938.01€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique  
LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.  
LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.