

# BOOK DU TECHNICIEN

## REFERENCES

Contactez le SAV pour obtenir vos tarifs

[sav@quantum-rehab.fr](mailto:sav@quantum-rehab.fr)



## **TABLE DES MATIERES**

Repose pieds / Repose jambes	3
Accoudoirs	4
Accessoires d'assises	5
Appui-têtes standards	5
Roues et Pneus fauteuils roulants électriques	6
Roues et Pneus Scooters	7
Moteurs fauteuils roulants électriques QUANTUM	8
Moteurs fauteuils roulants électriques et scooters PRIDE	9
Batteries / Chargeurs	10
Vérins	10
Manipulateurs et accessoires électroniques	11
Clavier fonctions d'assises	12
Pantographes	12
Contrôle d'environnement	12
Modules lumière	13
Modules vérins	13
Modules de puissance (vierges)	13
Accessoires atelier / Matériel du technicien	13
Lien de téléchargement logiciels QLogic	14

## Repose pieds / Repose jambes

### **Reposes jambes séparés escamotables, vérins à gaz manuels TBFlex / TB3 :**

Paire Repose Jambes manuel :	FRMASMB18000
Repose jambe Gauche manuel :	FRMASMB18001
Repose jambe Droit manuel :	FRMASMB18003
Partie haute RPJ Gauche avec vérin gaz :	FRMASMB18002
Partie haute RPJ Droit avec vérin gaz :	FRMASMB18004
Vérin gaz seul :	INDPART2953
Levier déverrouillage vérin complet Gauche	MEC125019
Levier déverrouillage vérin complet Droit	MEC125020
Protection néoprène :	INDPART2865
Partie haute potence droite :	MEC131658
Partie haute potence gauche :	INDPART2860
Levier déverrouillage :	INDPART2868
Caoutchouc B15 :	INDPART2867
Partie Basse RPJ Gauche :	FRMASMB16345
Partie Basse RPJ Droit :	FRMASMB16346

### **Repose jambes séparés escamotables, vérins électriques TBFlex / TB3 :**

Paire Repose jambes élec :	FRMASMB16339
Repose jambe Gauche élec :	FRMASMB16340
Repose jambe Droit élec :	FRMASMB16341
Vérin électrique RPJ élec standard :	ACCACTR1058

### **Reposes pieds séparés escamotables TBFlex :**

Paire reposes pieds escamotables :	FRMASMB16230
Partie haute RP (potence ambidextre G ou D) :	FRMASMB16242
Partie basse RP Gauche :	FRMASMB16243
Partie basse RP Droite :	FRMASMB16244
Anneau guidage plastique A2 :	BRKINDV1224

### **Support RPJ / Reposes pieds TBFlex / TB3 :**

Paire support avec visserie :	RIG150610
Support Gauche seul :	MEC148422
Support Droit seul :	MEC148423

### **Reposes pieds séparés réglable en angle et escamotables TB3 :**

Partie haute reposes pieds escamotables (la paire) :	RIG120062
Partie haute repose pied escamotable gauche :	FRMASMB17558
Partie haute repose pied escamotable droit :	FRMASMB17559
Partie basse 13" - 16,5" :	FRMASMB7844
Partie basse 15,5" - 19,5" :	FRMASMB7845
Palette 7,25" x 6" (la paire) :	FRMASMB7847
Palette 8,5" x 6" (la paire) :	FRMASMB7848
Sangle talonnière :	FRMAMSB7878

### **Support Reposes pieds TB3 :**

Support repose pied TB3 (unité) :	MEC132306
Visserie (unité) :	SCRHHCS1322

### **Repose pieds séparés Sparky :**

Paire de repose pieds :	FRMASMB17563
Partie haute potence ambidextre :	FRMASMB17565
Partie basse ambidextre :	FRMASMB17566

**Repose jambes séparés Sparky :**

Paire de repose jambes :	FRMASMB17564
Repose jambe gauche :	FRMASMB17567
Repose jambe droit :	FRMASMB17568
Partie basse gauche :	FRMASMB17569
Partie basse droite :	FRMASMB17570

Paire Support repose pied / RPJ SPARKY : FRMASMB17560

**Support RPJ ION :**

Paire support RPJ avec visserie :	FRMASMB16128
Support RPJ Gauche avec visserie :	FRMASMB16271
Support RPJ Droit avec visserie :	FRMASMB16272

<b>Accoudoirs</b>
-------------------

Manchette accoudoir ION Droite	SETLRAM1198
Manchette accoudoir ION Gauche	SETLRAM1199
Manchette accoudoir ION Droite + vis :	UPSASMB1032
Manchette accoudoir ION Gauche + vis :	UPSASMB1033
Paire manchette ION G et D + vis :	UPSASMB1031

Accoudoir complet TBFlex G ou D :	MEC152331
Manchette seule accoudoirs TBFlex G ou D :	DGN142014
Levier de verrouillage M6 x 20 :	HDW1714232
Elargisseur accoudoir TBFlex (unité) :	MEC1701630
Fixation support accoudoir sur rail TBFlex :	ACC123024

Accoudoirs Gauche relevable TB Flex :	FRMASMB7062
Accoudoirs Droit relevable TB Flex :	FRMASMB7063

Armature Accoudoir 25cm TB3 G	MEC143469
Armature Accoudoir 25cm TB3 D	MEC143470
Armature Accoudoir 35cm TB3 G	MEC143459
Armature Accoudoir 35cm TB3 D	MEC143460
Manchette seule TB3 25cm	DGN142128
Manchette seule TB3 35cm	DGN142014

Armature pour manchette + rail TB4 G	MEC166472
Armature pour manchette + rail TB4 D	MEC1610914
Manchette + rail TB4 25cm	ARM1807650
Manchette + rail TB4 35cm	ARM1807652
Manchette + rail TB4 45cm	ARM1807653
Manchette seule TB4 25cm	DGN1801407
Manchette seule TB4 35cm	DGN1801411
Manchette seule TB4 45cm	DGN1801530

Manchette gel 25cm	ARM136409
Manchette gel 35cm	ARM136408

### Accessoires d'assises

Ceinture standard :	ACCBELT1000
Kit montage ceinture standard :	HDW130230
Ceinture enrouleuse :	ST-IFRB5350
Kit montage ceinture enrouleur :	HDW1714576
Barre accessoire dossier TBFlex	MEC143975
Barre accessoire dossier TB3	MEC125098
Ecrou carré de 6mm pour barre accessoire	MEC131114
Tablette 56cm	ST-SSLXM010001171
Armature escamotable tablette	ST-SSLXHD10000060
Support sous accoudoir pour assise TB3	ST-ARM240-T
Ou	
Support sous accoudoir réglable pour assise TB3	ST-ARM250-3/4"FM
Ou	
Support sous accoudoir pour assise TBFlex	MEC154629
Pince verrouillage TBFlex	ACC123525
Rétroviseur à adapter pur TBFlex	LGTRMIR1003
Rétroviseur pour accoudoir TB3	ACC155833

### Appui-têtes standards

Coussin Appui Tête TBFlex + housse	FRMASMB15721
Barre Appui Tête TBFlex	HDWASMB1168
Support fixé au dossier	SET150326
Coussin Appui Tête TB3 STD CP250 + housse	ST-CP250
Housse appui tête CP250 seule	ST-CP200-D
Support Appui Tête TB3 STD	ST-TWB485-1
Rallonge	ST-TWB-LINK
Support fixé au dossier	SET150326
Molette blocage hauteur appui tête	DWR1306C005
Appui tête complet + support fixation ION	FRMASMB16245
Coussin appui tête + housse	SETHEAD1076
Support Fixé au dossier	HDWASMB1176
Coussin Appui Tête SPARKY Confort Plus	FRMASMB15670
Support Appui Tête SPARKY	HDWASMB1168
Boule 1 pouce STEALTH amovible	ST-TWB-1BK
Boule 17mm STEALTH amovible	ST-TWB-17MMBK

## Roues et Pneus fauteuils roulants électriques

Petites roues 5' noires :	WHL140383
Petites roues 6' noires :	WHLASMB7110039
Petites roues 6' grises :	WHLASMB2130
Grandes roues 8' grises :	WHLASMB7110037
Roue complète 9' grise pneumatique :	WHLASMB1824
Pneu gris 9' 2.80/2.50-4 :	TIRPNEU1085
Chambre à air 9' 2.80/2.50-4 :	TUBSTND1011
Roue complète 9' grise bandage :	WHLASMB1823
Bandage gris 9' 2.80/2.50-4 :	TIRSOLI1034
Roue complète 9' 2.80/2.50-4 noire bandage :	WHL1703592
Roue complète 10' grise pneumatique :	WHLASMB2244
Pneu Gris 10' 3.00-4 :	TIRPNEU1026
Chambre à air 10' 3.00-4 :	TUBSTND1009
Roue complète 14' grise pneumatique :	WHLASMB2122
Pneu gris 14' 3.00-8 :	TIRPNEU1004
Chambre à air 14' 3.00-8 :	TUBSTND1002
Roue complète 14' noire pneumatique :	WHL1704507
Pneu noir 14' 3.00-8 :	TIR8110026
Chambre à air 14' 3.00-8 :	TUBSTND1002
Rous complète 14' grise bandage :	WHLASMB2093
Bandage gris 14' 3.00-8 :	TIRSOLI1075
Roue complète 14' noire bandage :	WHL1703588
Bandage noir 14' 3.00-8 :	TIR8110024
Roue complète bandage large Knobby 14" :	WHL147601
Roue complète pneumatique large Knobby 14" :	WHL147599
Pneumatique large Knobby14' :	TIRPNEU1058
Chambre à air large 14" :	TUBSTND1043
Roue AV bandage noire complète SPARKY :	WHL122280
Roue AV pneumatique noire complète SPARKY :	WHLASMB2228
Pneu AV noir avec chambre à air SPARKY :	TIRPNEU1090
Roue AR bandage 4.00-5 complète SPARKY :	WHL123669
Bandage AR 4.00-5 noir :	WHL122301
Roue AR pneumatique 4.00-5 noire complète SPARKY :	WHLASMB2229
Pneu AR 4.00-5 noir SPARKY :	TIRPNEU1091
Chambre à air 4.00-5 AR SPARKY :	TUBSTND1014

**Quest :**

Roue AV gonflable complète :	HW-94332027R
Pneu AV noir + chambre à air 200x50 :	TIRPNEU1090
Roue AR gonflable complète :	HW-94332028R
Pneu AR noir 2.80/2.50-4 :	HW-74013070R

**GoGo Elite traveller :**

Roue AV pneu noir (3 roues)	WHLASMB1844
Roue AV pneu noir (4 roues)	WHLASMB1841
Roue AR pneu noir	WHLASMB1838

**Victory LX :**

Roue AV 10" bandage complète	WHL138552
Roue AR 10" bandage complète	WHL138622
Roue AV 10" gonflable complète	WHL144489-A
Pneu AV 10"	WHL144437-SBK1
Roue AR 10" gonflable complète	WHL144490-A
Pneu AR 10"	WHL144436-SBK1
Chambre à air 10"	TUBSTND1012

**Victory ES10 – DX 10 :**

Roue AV 10" bandage complète (3 roues)	WHLASMB1781
Roue AV 10" bandage complète (4 roues) 10.4x3.6	WHLASMB1778
Roue AR 10" bandage complète 10.75x3.6	WHLASMB1784
Roue AV 10" gonflable complète	WHL124554
Pneu AV 10" 3.00-4	WHL124534
Roue AR 10" gonflable complète	WHL124551
Pneu AR 10" 3.00-4	WHL123522
Chambre à air 10"	TUBSTND1012

**Victory ES9 - DX 9 :**

Roue AV 9" bandage complète (3 roues)	WHLASMB1806
Roue AV 9" bandage complète (4 roues)	WHLASMB1819
Roue AR 9"bandage complète	WHLASMB1803

**Raptor :**

Roue AV complète	WHL1702884
Roue AR complète	WHL1702885

**Victory XL 130 – 140 Profil bas :**

Roue AV/AR 13" bandage complète	WHLASMB1998
Roue AV/AR 13" gonflable complète	WHLASMB2216
Pneu AV/AR 13"	TIRPNEU1088
Chambre à air 13" 4.00-8	TUBSTND1055

**Victory XL 130 – 140 Profil haut :**

Roue AV/AR 13" gonflable complète	WHLASMB2115
Pneu AV/AR 13"	DWR1203E047
Chambre à air 13" 3.00-8	TUBSTND1002

**NE+ - QLogic2 – Qlogic3 Stretto – 2 Pôles, 200-1200W :**

Moteur Gauche Stretto 14" HUB 5 :	MOT1809963-01
Moteur Droit Partner 14" HUB 5 :	MOT1809962-01
Moteur Gauche Stretto 12,5" HUB 3 :	MOT1809963-05
Moteur Droit Partner 12,5" HUB 3 :	MOT1809962-05

**QLogic2 Partner – 4 Pôles, 350W :**

Moteur Gauche Partner QL2 :	MOT131092-07
Moteur Droit Partner QL2 :	MOT131093-07

**QLogic2 Partner ACCU TRAC – 4 Pôles, 350W :**

Moteur Gauche Partner QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2232
Moteur Droit Partner QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2231

**QLogic2 Q4 – 4 Pôles, 350W**

Moteur Gauche Q4 QL2 :	MOT131093-07
Moteur Droit Q4 QL2 :	MOT131092-07

**QLogic2 Q4 ACCU TRAC – 4 Pôles, 350W :**

Moteur Gauche Q4 QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2231
Moteur Droit Q4 QL2 ACCU TRAC :	DRVASMB2232

**QLogic2 Aspen – 2 Pôles, 200-1200W**

Moteur Gauche Aspen QL2 :	MOT160146-01
Moteur Droit Aspen QL2 :	MOT160147-01

**Vr2 Partner – 4 Pôles, 350W :**

Moteur Gauche Partner VR2 :	MOT131092-11
Moteur Droit Partner VR2 :	MOT131093-11

**Vr2 Q4 – 4 Pôles, 350W :**

Moteur Gauche Q4 VR2 :	MOT131093-11
Moteur Droit Q4 VR2 :	MOT131092-11

**Vr2 Aspen – 2 Pôles, 200-1200W :**

Moteur Gauche Aspen VR2 :	MOT160146-03
Moteur Droit Aspen VR2 :	MOT160147-03

**QLogic 2-3, Edge 2.0 – 2 Pôles, 200-1200W :**

Moteur Gauche Edge 2 QL2-3 :	MOT154323-01
Moteur Droit Edge 2 QL2-3 :	MOT154324-01

**QLogic 3 Edge 3 – 2 Pôles, 200-1200W :**

Moteur Gauche Edge 3 QL3 :	MOT154323-01
Moteur Droit Edge 3 QL3 :	MOT154324-01

**QLogic 3 QTrek – 2 Pôles, 200-1200W :**

Moteur Gauche Qtrek QL3 :	MOT1703686-01
Moteur Droit Qtrek QL3 :	MOT1703685-01

**QLogic 3 EdgeZ – 4 Pôles, 275-1000W :**

Moteur Gauche Edge Z QL3 :	DRVASMB1905
Moteur Droit Edge Z QL3 :	DRVASMB1906

**Les pépites du technicien :**

Le moteur droit du Q4 est le moteur gauche du PARTNER, et vice versa !



## Moteurs fauteuils roulants électriques et scooters Pride

### **QLogic2 Sparky – 450W :**

Moteur Gauche Sparky QL2 : DRVASMB2450  
Moteur Droit Sparky QL2 : DRVASMB2451

### **VR2 Sparky – 450W :**

Moteur Gauche Sparky VR2 : DRVASMB2445  
Moteur Droit Sparky VR2 : DRVASMB2446

### **Moteurs Jazzy Air 1 :**

Gauche avec bras MEC155351  
Droit avec bras MEC155350

### **Moteurs Jazzy Air 2 :**

Gauche MEC1706670  
Droit MEC1706671

### **Moteurs GoChair :**

Gauche MOT154821  
Droit MOT154826

### **Moteurs iGo :**

Gauche INN-YLH-A0301L  
Droit INN-YLH-A0301R

### **Elite Traveller :**

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB1920  
Réducteur DRVASMB1977  
Moteur + électrofrein DRVASMB1976

### **Victory 10 DX :**

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2134  
Réducteur DRVASMB2049  
Moteur + électrofrein DRVASMB2135

### **Victory 10 DX 2.0 :**

Complet Moteur + Réducteur  
Réducteur  
Moteur + électrofrein

### **XL 130 :**

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2101  
Moteur + électrofrein DRVASMB2102

### **XL 140 15KM/H :**

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2142  
Réducteur DRVASMB2146  
Moteur + électrofrein DRVASMB2139

### **XL 140 20KM/H – RAPTOR :**

Complet Moteur + Réducteur DRVASMB2143  
Réducteur DRVASMB2145  
Moteur + électrofrein DRVASMB2140

**Pursuit 36V :**

Complet Moteur + Réducteur	MOT123850
Réducteur	MOT123840
Moteur	MOT123851

**Batteries / Chargeurs****Batteries:**

Partner, Edge Z, Ultra, Q1450, QTreK – 79AH :	BAT1707083
Q4, Aspen, Edge 3, Edge 2, Fusion – 62AH :	BAT1705505
Sparky, Jazzy Air – 40 AH :	BATT40
GoChair (17-18 amp) :	BATLIQ1000
GoChair (12amp) :	BATLIQ1013

**Chargeurs :**

Chargeur 8A 24V :	ELE1803442
Chargeur 5A 24V :	ELE1803478
Chargeur 2A 24V :	ELEASMB5355
Chargeur 8A 36V :	ELE141311
Chargeur USB sur prise XLR manipulateur	ACC1704791
Chargeur USB QL2	ELE124122
Chargeur USB QL3	ELE168070

**Vérins**

Vérin électrique de dossier TB Flex :	MOT148180
Vérin électrique bascule TB Flex :	DWR1501D044
Rallonge vérin bascule TB Flex :	DWR1265H045
Vérin dossier Sparky :	ACCACTR1060
Vérin électrique Bascule TB3 :	MOT144284
Vérin électrique Lift TB3 25cm :	MOT153430
Vérin électrique Lift TB3 30cm :	MOT155545
Vérin électrique Dossier TB3 :	ACT8120001
Vérin gaz RPJ central:	MEC163611
Vérin gaz RPJ central Pédiatrique :	MEC164242
Vérin gaz Repose Jambes Séparés :	INDPART2953
Vérin électrique Repose Jambes Séparés :	ACCACTR1058
Vérin électrique RPJ élec compensation :	ACCACTR1025
Vérin inclinaison RPJ Central	ACT8110005
Vérin de compensation/allongement RPJ Central	ACCACTR1062
Contacteur au sol ASL :	HMO-1DM1

**Les pépites du technicien :**

Attention lorsqu'un fauteuil TB FLEX est équipé d'un lift, il bénéficie de l'interface TB3 au niveau de l'assise

**VR2 :**

Manipulateur VR2 4 boutons :	CTLDC1463
Manipulateur VR2 6 boutons :	CTLDC1498
Manipulateur VR2 9 boutons :	CTLDC1505
Câble BUS Manip VR2 pour 4 et 6 boutons :	PG-SA79238
Câble BUS VR2 rallonge 40cm :	DWR1010H128
Membrane 4 bouton :	PG-P77909
Membrane 6 boutons :	PG-P77910
Membrane 9 boutons :	PG-P78437
Soufflet joystick :	PG-P77597
SWITCH / Boitier 4 fonctions VR2 :	ELEASMB7157
Commande Tierce VR2 :	CTLDC1597
Plaque support Tierce VR2 :	DWR1000C257
Support sur poignée de poussée :	FRMASMB4059
Câble rallonge VR2 2m :	ELE1800022
Kit Lumière avec module	ELEASMB7430

**QLogic 2 :**

Manipulateur QLogic 2 :	CTL123217
Manipulateur QLogic 2 (kit route-feux) :	CTL124653
Molette de vitesse droite :	DGN124309
Bouton ON/OFF :	DGN151482
Coque inf manipualteur (cable bus inclus) :	ELE124313
Joystick seul :	ELE124312
Soufflet Joystick QL2 :	DGN1802987
Manipulateur standalone QL2 :	CTL137635
Commande Tierce QL2:	CTL137822
Support Tierce QL2 TBFlex :	DWR1010D298
Vis (x2) :	SCRPPH1163
Support sur poignée :	FRMASMB4059
HUB QL2 (si besoin selon configuration) :	DWR1111H053
SCIM QL2	CTL137626

**QLOGIC 3 :**

Manipulateur QLogic 3 :	CTL143976
Manipulateur QLogic 3 (kit route-feux) :	CTL143977
Molette de vitesse droite QL3 :	DGN124309
Coque inf manipulateur QL3 (cable bus inclus) :	ELE144006
Joystick seul QL3 :	ELE124312
Soufflet Joystick QL3 :	DGN1802985
Manipulateur standalone QL3 :	CTL143980
Commande Tierce QL3:	CTL143981
Support Tierce TB3 :	MEC125270
HUB QL3 (si besoin selon configuration):	HAR144003
SCIM QL3	CTL143988

**QLogic 1 :**

Manipulateur QLogic 1	CTLDC1467
Manipulateur QLogic 1 (kit route-feux)	CTLDC1468
Joystick Knob / Embout QL3 :	DGN154742
Joystick Knob / Embout VR2 / QL 1 et 2	DGN124308

**Les pépites du technicien :**

> Pour différencier la commande tierce personne de la commande standalone, il suffit de regarder le câble bus : lisse pour la standalone, torsade pour la tierce personne.

> Pour différencier l'électronique QLogic 2 et QLogic 3 il suffit de regarder le câble BUS : connectique blanche pour la QLogic 2, connectique grise pour la QLogic 3.

### Clavier fonctions d'assises

iAccess boutons poussoirs QL3 :	CTL144009
iAccess boutons bascules QL3 :	CTL144010
Kit Membrane Poussoir et Bascule iAccess :	KIT1910429
Boitier de commande 4 fonctions QL2 :	CTL123218
Support clavier fonction assise :	MEC136981

### Pantographes

TBFlex à Gauche avec offset	ACC142686
TBFlex à Droite avec offset	ACC142687
Support pantographe TBFlex	MEC154629
+ Pince pantographe TBFlex	ACC123525
+ Vis M6 x 16 (x2)	HDW134387
TB3 à Gauche	ACC124921 ou MEC1712217
TB3 à Droite	ACC131586 ou MEC1712220
Pince pantographe TB3	ACC123525
Pantographe Gauche / Droite réversible	MEC1801698
ION (et Sparky) à Gauche	FRMASMB16151
ION (et Sparky) à Droite	FRMASMB 16152
Support pantographe ION	FRMASMB16127

### Contrôle d'environnement

Module IR sur manip QL3 :	DGN1712095
Ecran contrôle environnement QL3 :	CTL143979
Ecran contrôle environnement QL2 :	CTL134180
Flexible support :	DWR1010D446
Plaque support écran :	MEC143421
Vis de fixation plaque/flexible :	SCRASBH1014
Vis de fixation écran (x2) :	SCRPPH1383

### Modules lumière

Module lumière VR2 :	CTLDC1300
Module lumière QL2 sans vérin :	ELEASMB6213
Module lumière QL2 2 vérins :	ELE120931
Module lumière QL3 sans vérin :	CTL143986
Module lumière QL3 2 vérins :	CTL143985

### Modules vérins

QL2 :	5 vérins	CTLDC1472
QL3 :	5 vérins	CTL143982

### Modules de puissance (VIERGE)

Module de puissance QLogic 3 :	CTL143978
Module de puissance QLogic 2 :	CTLDC1466
VR2 40A 1 Vérin (Jazzy Air 2) :	CTL1807519
VR2 70A sans vérin :	CTLDC1465
VR2 70A 1 vérin (SPARKY) :	ELEASMB7328
VR2 70A 2 vérins :	CTLDC1514
VR2 90A sans vérin :	CTLDC1632
VR2 90A 2 vérins :	CTLDC1633

#### Les pépites du technicien :

> Un remplacement de module de puissance VR2 nécessite une reprogrammation du FRE afin de lui injecter le programme sauvegarde de l'ancien module. Préciser lors de la commande si besoin de vous l'envoyer déjà programme.

> Un remplacement de module de puissance QL2 nécessite une reprogrammation du FRE afin de lui injecter le programme sauvegarde de l'ancien module. Préciser lors de la commande si besoin de vous l'envoyer déjà programme.

> Un remplacement de module de puissance QL3 ne nécessite pas une reprogrammation s'il est le seul élément remplacé sur le FRE, il récupère le programme dans la mémoire du manipulateur. Il est cependant préférable de sauvegarder le programme avant tout remplacement afin de pouvoir l'injecter dans le nouveau module de puissance si nécessaire.

### Accessoires atelier / Matériel du technicien

Élévateur FRE Atelier (non remisable)	KIT1707056
Console prog PP1	CTLDC1388
Câble de prog QLogic	DWR1111H068
Câble de prog Scooter	CU-SA78233
Adaptateur câble de prog Scooter	CU-63.57.001

## Téléchargement logiciels QLogic

https://www.prideprovider.com

User Name : EUROPE

Password : castricum



[Home](#) | [Resources](#) | [Tech Service](#) | [News](#)

Tech Service

1-800-800-8586

✓ Saved Items



### ORDERING WARRANTY PARTS

To order parts that are under warranty please contact the Technical Service department at 800 800 8586

**Need Help?**  
Click here to watch  
our how-to videos.  
Best viewed in Google Chrome

**Q-LOGIC**  
Resource Center

✓ **Warranty**  
Registration