


## BATTERIES / CHARGEURS

### REFERENCES

Fauteuils	Article n°	Remarques Amp - dim 1x2x3
PARTNER - Q6 ULTRA - Q6 EDGE Z - QTREK	BAT1707083	2 x 75AH - 26x17x21
FUSION - Q4 - Q6 EDGE 2 et 3 - ASPEN	BAT1705505	2 x 62AH - 23x14x21
SPARKY - JAZZY AIR	BATT40	2 x 40AH - 19x16x17
GO CHAIR	BATLIQ1000	2 x 18AH - 18x8x17

Scooters	Article n°	Remarques Amp - dim 1x2x3
VICTORY 10 DX	BATT40	2 x 40AH - 19x16x17
VICTORY XL130	BAT1705505	2 x 62AH - 23x14x21
VICTORY XL140	BAT1707083	2 x 75AH - 26x17x21
ZERO TURN	BAT167588	2 x 22AH - 18x8x17
GOGO ELITE 3 et 4 roues 12amp	BATLIQ1013	2 x 12AH - 16x10x10
GOGO ELITE 3 et 4 roues 17amp	BATLIQ1000	2 x 18AH - 18x8x17
PURSUIT 36V	BAT1705505	3 x 62AH - 23x14x21
IGO	INN-YLH-A0401	2 blocs bat Li 6.6AH
IGO+	BAT1708123	1 bloc bat Li 18.2AH
QUEST	BAT150066	1 bloc bat Li 11.5AH

Chargeurs	Article n°	Remarques
Chargeur 8A 24V	ELE1803442	AGM / GEL
Chargeur 5A 24V	ELE1803478	AGM / GEL
Chargeur 2A 24V	ELEASMB5355	AGM
Chargeur 8A 36V	ELE141311	AGM
Chargeur I-GO	INN-YLH-A0501	Lithium Ion
Chargeur I-GO +	ELE1711695	Lithium Ion
Chargeur QUEST	ELE150030	Lithium Ion



Pour obtenir vos prix d'achat : [sav@quantum-rehab.fr](mailto:sav@quantum-rehab.fr)