

SIMPLE, FIABLE ET ROBUSTE



Electronique VR2



Roues motrices pneumatiques



Suspension arrière

FUSION^e

Le Fusion E est un fauteuil roulant électrique à propulsion, économique doté de bonnes performances de franchissement et offrant une conduite en douceur. La Fusion E est un fauteuil polyvalent qui répondra aux exigences des utilisateurs les plus actifs.

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



Spécifications

Fauteuil roulant électrique

Capacité de poids	150 kg
Poids total sans batterie	86kg
Vitesse maximale ¹	8 km/h
Garde au sol ²	40 mm au châssis
Rayon de giration ^{2,3}	641.5 mm
Dimensions hors-tout ^{2,3}	Longueur : 1050 mm avec repose-pieds Largeur : 630 mm
Capacité de franchissement maximale	60 mm
Taille d'assise	15"W x 15"D à 22"W x 23"D
Electronique	VR2
Angle de dossier ajustable	- 5° à 35°

Roues

Roues arrière	14" pneumatiques
Roues avant	10" pneumatiques
Roulettes anti-bascule	50.8 mm (2")
Suspension	Suspension arrière indépendante
Motorisation	2 moteurs 350w
Freins	Freins magnétiques automatiques
Batteries ⁴	2 x 40 Ah à décharge profonde
Chargeur	5-Amp, externe

Autres caractéristiques

Design polyvalent, assise facilement ajustable pour évoluer avec l'utilisateur

Repose-pieds escamotable

Accoudoirs réglables en hauteur

1) La vitesse varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries, et la pression des pneus

2) Sans repose-pieds

3) Toutes les mesures sont sujettes à des variations de +/- 3mm et ont été prises avec une assise fixe 18" x 18", une capacité de poids de 136kg et des roues bandages (ajouter 9,5mm avec des roues pneumatiques). Les largeurs peuvent accroître la hauteur sol/siège. Les mesures listées sont prises dans la position la plus basse et ne comprennent pas le système d'élévateur d'assise sauf si spécifié

4) Le poids des batteries peut varier selon le fabricant

Coloris



Noir



Electronique VR2

Propulsion

Jusqu'à 8 km/h



Polyvalent

Petit prix



SS Fusion E FR / 26/09/2023

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Pride Mobility Products
26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
contact@quantum-rehab.fr | 04 81 65 94 70 | pridemobility.fr