

REFERENCES BATTERIES & CHARGEURS 2023

Fauteuils	Article n°	Remarques Amp - dim 1x2x3
PARTNER - Q6 ULTRA - Q6 EDGE Z - QTREK	HRCL1270 Carbon	2 x 76AH - 26x17x21
STRETTO FP / TB3 - FUSION - Q4 - ASPEN - Q6 EDGE 2 et 3	HRCL1260 Carbon	2 x 68AH - 23x14x21
STRETTO TBFlex AA2	HRCL1246 Carbon	2 x 46AH - 20x17x17
SPARKY - JAZZY AIR	HRCL1240 Carbon	2 x 38AH - 19x13x17
GO CHAIR	LDCL1224 Carbon	2 x 24AH - 18x8x17

Scooters	Article n°	Remarques Amp - dim 1x2x3
VICTORY 10 DX - ZT10	HRCL1240 Carbon	2 x 37AH - 19x16x17
VICTORY XL130	HRCL1260 Carbon	2 x 68AH - 23x14x21
VICTORY XL140	HRCL1270 Carbon	2 x 76AH - 26x17x21
ZERO TURN (ZT8)	LDCL1224 Carbon	2 x 24AH - 18x8x17
RANGER - WRANGLER	HRCL1270 Carbon	2 x 76AH - 26x17x21
APEX LITE - GOGO ELITE 3 et 4 roues 12amp	LPC12-13 DEEP CYCLE AGM	2 x 14Ah - 15x10x10
GOGO ELITE 3 et 4 roues 17amp	LDCL1224 Carbon	2 x 24AH - 18x8x17
PURSUIT 36V	HRCL1260 Carbon	3 x 68AH - 23x14x21

Chargeurs	Article n°	Remarques
Chargeur 8A 24V	ELEASMB5671	AGM / GEL
Chargeur 5A 24V	ELE1803478	AGM / GEL
Chargeur 3,5A 24V	ELEASMB6656	AGM
Chargeur 2A 24V	ELEASMB5355	AGM
Chargeur 8A 36V	ELE141311	AGM

