

VivaLIFT!®

POWER RECLINER COLLECTION

À COUP SÛR
LE FAUTEUIL RELEVEUR
LE PLUS CONFORTABLE
DU MONDE

Appui-tête électrique

Dossier électrique

Support lombaire réglable

Fonction massage par poches et mouvements d'oscillation

Télécommande avec bouton à bascule de conception ergonomique et mémoire de position

Batteries de secours au Lithium



Coussinets chauffants pour les épaules, les lombaires et l'assise

Boutons massage et chauffage

Support gobelet

Chargeur à induction

Relève-jambes électrique

Bascule d'assise VivaLift!



Conception ergonomique, simplicité d'utilisation grâce à la mémoire de position programmable, et port USB pour recharger vos appareils

Bascule d'assise VivaLift!



Boutons de chauffage et de massage facilement accessibles à l'intérieur de l'accoudoir gauche

5 MOTEURS POUR ENCORE PLUS DE CONFORT
FONCTION MASSAGE
MÉMOIRE DE POSITION
SIÈGE CHAUFFANT

VIVALIFT!® ULTRA

Lorsque vous avez besoin d'évacuer le stress de votre journée, le VivaLift! Ultra est votre compagnon idéal ! Sa fonction bascule d'assise disponible à tout moment vous permet d'atteindre la position zéro gravité pour un confort extrême. Pour encore plus de détente, la fonction massage avec ses 3 niveaux d'intensité prend le relais. Sentez l'oscillation au niveau de vos lombaires, fermez les yeux, profitez.

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

VIVALIFT!® ULTRA


VivaLIFT!
POWER RECLINER COLLECTION 1

COLLECTION	ULTRA	ULTRA	ULTRA
MODÈLE	PLR-4955S	PLR-4955M	PLR-4955L
POSITION	Position zéro gravité	Position zéro gravité	Position zéro gravité
TAILLE	Small	Medium	Large
CAPACITÉ DE POIDS	181 kg	181 kg	181 kg
HAUTEUR SOL/SIÈGE	45,7 cm	49,5 cm	54,6 cm
(AJUSTABLE EN HAUTEUR AVEC LES PIEDS DU RELEVEUR +2CM SI NÉCESSAIRE)			
PROFONDEUR D'ASSISE	45,7 cm	53,3 cm	55,9 cm
LARGEUR D'ASSISE	50,8 cm	57,1 cm	58,4 cm
HAUTEUR DU DOSSIER	63,5 cm	71,1 cm	76,2 cm
FAUTEUIL ENTIÈREMENT REMBOURRÉ	Oui	Oui	Oui
RALLONGE EXTENSION DES JAMBES (7cm)	Standard	Standard	Standard
HAUTEUR DU FAUTEUIL	104,1 cm	109,2 cm	119,4 cm
DISTANCE DU MUR	38,1 cm	38,1 cm	54,6 cm
LARGEUR HORS-TOUT	93,9 cm	99 cm	99 cm
POIDS DU FAUTEUIL	71,6 kg	71,6 kg	71,6 kg

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

1. La bascule d'assise VivaLift!® est une innovation. Elle permet de relever vos genoux au dessus du niveau de votre coeur, vous procurant une sensation d'apesanteur.
2. Système de massage avancé déclenché par une simple pression d'un bouton, qui exerce une légère pression sur les lombaires pour un massage apaisant avec trois niveaux d'intensité.
3. Télécommande optimisée :
 - Facile à utiliser avec un bouton central permettant de basculer rapidement de l'avant vers l'arrière.
 - Bouton mémoire pour retrouver votre position préférée en un clin d'oeil.
 - Bouton d'inclinaison.
 - Conception optimisée pour un contrôle du fauteuil sans effort.
 - Chargeur USB.
4. Boutons de chauffage et de massage facilement accessibles à l'intérieur de l'accoudoir gauche.
5. Trois poches chauffantes localisées au niveau des épaules, des lombaires et de l'assise.
6. La position True-infinite permet au dossier et au relève-jambes de bouger indépendamment pour atteindre la position idéale de chacun.
7. Chargeur à induction en bout d'accoudoir (support coulissant pour le ranger dans l'accoudoir lorsqu'il n'est pas utilisé).
8. Support gobelet pour garder votre boisson à portée de main (support coulissant pour le ranger dans l'accoudoir lorsqu'il n'est pas utilisé).
9. Personnalisation du confort grâce à l'ajustement du support lombaire.
10. Détente totale grâce au relève-jambes.
11. Batteries de secours au Lithium.

TISSU STANDARD : CAPRICCIO



SMOKE

DOVE

Note: Les mesures peuvent varier de +/- 1".

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Pride Mobility Products - 26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
04 81 65 94 70 - pridemobility.fr

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®