

Passez au confort et à la technologie 2.0

La nouvelle télécommande permet de simplifier l'utilisation du fauteuil en proposant des options supplémentaires comme la fonction mémoires de positions.

Le bouton poussoir au centre permet une préhension plus aisée.



Technologie optimisée pour aller toujours plus loin dans la recherche du confort. Inclinaison de dossier accrue, mécanisme de repose-jambes permettant une meilleure circulation sanguine au niveau des jambes.

Le Viva 2.0 est équipé d'une nouvelle télécommande avec une maniabilité optimisée, et l'accès aux mémoires de positions.

VIVALIFT! VIVA 2.0

VivaLIFT!
POWER RECLINER COLLECTION

SPÉCIFICATIONS

	VIVA 2.0
MOTEURS	4
POIDS MAX UTILISATEUR	160 kg
ASSISE (largeur x profondeur)	54,5 x 52cm
LARGEUR HORS-TOUT	89 cm
PROFONDEUR HORS-TOUT	104 cm
LONGUEUR TOTALE INCLINÉ	182 cm
HAUTEUR SOL/ SIÈGE	49,5 cm (Ajustable en hauteur, soit +2cm si beson)
LONGUEUR TOTALE DU BAS DU DOSSIER AU BOUT DU RJ AVEC RALLONGE EN EXTENSION	99 cm (Rallonge = 7cm)

CARACTÉRISTIQUES

- S'allonge quasiment à plat
- Appui-tête électrique : évite les maux de nuque et maintient la tête pendant la sieste, aide à garder un champ visuel en position de confort
- Soutien lombaires électrique : pratique pour compenser la cambrure et apporter du confort
- Carré metal et structure en bois de qualité mobilier
- Rallonge d'assise
- 4 moteurs, Plus d'inclinaison + Mémoires de positions
- Le mécanisme permet d'aller plus loin dans l'inclinaison du dossier, et de monter le repose-jambes plus haut que sur les autres Vivalift! pour favoriser la circulation du sang
- Port de charge USB

COLORIS



STONEWASH GUNMETAL

FOCUS TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande permet de simplifier l'utilisation du fauteuil en proposant des options supplémentaires y compris les mémoires de positions ;
 - Le bouton poussoir au centre permet une préhension plus aisée ;
 - Mémoires de positions (2 boutons *mémoire* sur la télécommande) :
- Le même bouton que l'on pousse vers l'arrière sert de raccourci pour incliner le dossier mais aussi remonter le repose-jambes au même moment
- A l'inverse, ce même bouton poussoir quand il est poussé vers l'avant permet de refermer tous les moteurs et de revenir en position assise ou releveur.

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol peuvent être sujets à des variations.

Photos non contractuelles.