

SIXI HYBRID



**La liberté d'un manuel,
La puissance d'un électrique.**



SIXI HYBRID

L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À PORTÉE DE MAIN

Le SIXI HYBRID transforme un fauteuil manuel pliant en fauteuil électrique grâce à sa motorisation intégrée et son joystick intuitif. Démontable, transportable et entièrement modulable, il offre autonomie, sécurité en pente et confort sur mesure. Configurable et évolutif, c'est le fauteuil pensé pour vous accompagner longtemps, partout.



RUPIANI

Caractéristiques

MODELE	SIXI HYBRID
Poids max utilisateur	125 Kg
Poids de transport	Elément le plus lourd 11 kg
Largeur d'assise	40 - 45 - 50
Profondeur d'assise	40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
Hauteur de dossier	5 positions : 45 - 51
Dossier réglable en angle	80° 110° avec outils
Roues AR	22" 3-batons pneumatiques
Roues AV	6" de série
Longueur hors tout	77 cm (P. assise 46cm)
Largeur hors tout	(L45) 71 cm
Hauteur d'assise	45 cm / 48 cm
Rayon de giration	90 cm
Batterie	Lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
Electronique	VR2
Moteur	24V Brushless
Autonomie*	Jusqu'à 17 km
Vitesse max*	8 km/h

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.



Un fauteuil électrique pensé pour la mobilité

Le SIXI HYBRID allie performance électrique et praticité au quotidien. Ses roues motorisées sont démontables et son châssis pliable permet un encombrement minimal une fois replié. Un fois démonté, le poids maximum est de seulement 11 kg pour la pièce la plus lourde, il se transporte facilement dans un coffre de voiture. Avec le SIXI HYBRID, profitez d'un fauteuil électrique léger, compact et vraiment mobile.



Je veux essayer

Configuration standard

• 2-moteurs brushless • Roues avant 6" bandages • Roues arrières 22" pneumatiques • Mains courantes ergonomiques • Support de joystick fixe • Accoudoir ajustable en hauteur et profondeur • Coussin d'assise • Sangle d'assise ajustable • Dossier réglable en tension • Repose-pieds • Dossier réglable en angle • Manipulateur VR2 •

Options

• Chargeur USB • Accoudoirs gouttières • Demi-tablette • Coussin d'assise stealth • Dossier ADL • Appui-têtes • Repose-jambes •

Couleur



Châssis



Fourches

Joystick VR2 – Une conduite sur mesure.

Le joystick VR2 du SIXI HYBRID permet une programmation personnalisée pour adapter finement la maniabilité du fauteuil à chaque utilisateur. Sensibilité, accélération, vitesse ou réponse au virage : tout peut être ajusté pour offrir une expérience de conduite fluide, confortable et parfaitement adaptée aux besoins de chacun.



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
France
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr



PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

www.pridemobility.fr

FR_SS_SIXIHYBRID/Rev0/13may2025