



## **PARTNER**

Le Partner est un fauteuil à roues motrices arrières avec une grande manœuvrabilité.  
Ses suspensions et le design de son châssis lui permettent de franchir les obstacles en douceur.  
Il dispose également d'un caisson coulissant pour un accès rapide aux batteries.  
Le Partner est disponible avec la nouvelle assise TB Flex et toutes les électroniques  
que nous proposons.

# Spécifications

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ROUES ARRIÈRE :</b>                  | 14" pneumatique/bandage                   |
| <b>ROUES AVANT :</b>                    | 9" - 10" pneumatique/bandage              |
| <b>SUSPENSION :</b>                     | Suspensions ATX avec système Active-Trac® |
| <b>PASSAGE DE TROTTOIRS :</b>           | 7 cm                                      |
| <b>RAYON DE GIRATION<sup>2</sup> :</b>  | 75,56 cm                                  |
| <b>GARDE AU SOL :</b>                   | 10,16 cm                                  |
| <b>LARGEUR HORS TOUT<sup>2</sup> :</b>  | 63,5 cm                                   |
| <b>LONGUEUR HORS TOUT<sup>2</sup> :</b> | 91 cm <sup>4</sup>                        |
| <b>HAUTEUR SOL / PLAQUE D'ASSISE :</b>  | 42 cm minimum                             |
| <b>LARGEUR D'ASSISE :</b>               | 40 à 51 cm                                |
| <b>PROFONDEUR D'ASSISE :</b>            | Modulable de 40 à 51 cm                   |
| <b>VITESSE<sup>1</sup> :</b>            | 10 km/h                                   |
| <b>MOTORISATIONS :</b>                  | 2 X 350 W 4 pôles                         |
| <b>CHARGEUR :</b>                       | Externe, 8 A                              |
| <b>BATTERIES :</b>                      | MK 75 Amps, bac batteries sur glissière   |
| <b>ELECTRONIQUE :</b>                   | VR2 (en standard), Q-Logic 2 (en option)  |
| <b>ACCROCHES TAXI :</b>                 | 4 en standard                             |
| <b>AUTONOMIE<sup>1,3</sup> :</b>        | jusqu'à 26,57 km                          |
| <b>POIDS MAX UTILISATEUR :</b>          | 136 kg                                    |
| <b>ELEVATEUR ELECTRIQUE D'ASSISE :</b>  | 30 cm                                     |
| <b>GARANTIE :</b>                       | 2 ans, 1 an sur les batteries             |

## Nouveaux Coloris



Bleu  
électrique



Blanc  
satiné



Rouge  
Corvette



Vert  
Citron

### FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%
- 4) Sans repose pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.



Manipulateur  
évolutif Q-Logic



Contrôle  
d'environnement  
Infrarouge



Electronique  
VR2

**TB-flex**



**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

**Pride Mobility Products France**

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



**Q**  
QUANTUM