

V180101

<p>Pride Mobility France</p> <p>26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par email Email : order@pridemobility.fr</p>	<p align="center">Fauteuil roulant électrique de Voyage</p> <p>Prix public HT : 2 561.90€ Prix public TTC : 2 702.81€ LPPR : 2 702.81€ Code LPP : 4111854</p>	<p>Date et cachet du distributeur :</p> <p>Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.</p> <hr/> <p>Nom utilisateur : Cliquez ou appuyez</p>
---	--	---

DESIGNATION	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> I.GO	2702.81€	
Coloris châssis : <input checked="" type="checkbox"/> Gris argent		
Coté de la commande : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		
Electronique VR2		
Assise : Largeur 47 cm x Profondeur 41 cm	Standard	
Châssis pliable	Standard	
Accoudoirs relevables	Standard	
Dossier toile	Standard	
Toile d'assise et coussin mousse	Standard	
Compartment de rangement sous assise	Standard	
Palette repose pieds monobloc	Standard	
Roues arrière motrices bandages 8"	Standard	
Roues avant pivotantes bandages 6"	Standard	
Absorbeur de choc roue avant	Standard	
Moteurs 120w	Standard	
Batteries lithium 24v 6Ah x2	Standard	



Dimensions :
Déplié : 900x590x880 (en mm)
Plié : 580x310x755 (en mm)

