



ASPEN TB-FLEX

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : order@pridemobility.fr

Pride[®]
Mobility Products France



(Photo non contractuelle)

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 43 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 9.10 cm au point le plus bas du châssis
- Franchissement : 6 cm
- Longueur hors tout : 85 cm (sans RJ) – 107cm
- Largeur hors tout : 58 cm
- Rayon de giration : 64 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :

ASPEN AA1 TB FLEX

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95 €

LPPR : 3 487.95 €

Code LPPR : 4130136

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier toile, réglable en tension
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant bandage 8"
- Moteurs 200-1200W / 2 pôles
- Batteries 2x 55 Amp (2x18 kg)
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Autonomie, jusqu'à 25.2 km
- Poids total (sans batteries) : 130 kg
- Chargeur 8 Amp

COLORIS CHASSIS	PP TTC
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Noir 	Standard
COLORIS SPECIAL	
<input type="checkbox"/> Coloris personnalisé RAL n° : <i>(Sous réserve de faisabilité)</i>	450€

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i>	120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) (indispensable pour commande spéciale)	511€

ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandage 8"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant gonflable 9"	100€
<input type="checkbox"/> Roues avant bandage 9"	100€

APPUI TETE	
<input type="checkbox"/> STEALTH TB FLEX (comprend la barre d'accessoires)	325€

ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 44cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 45.70cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 50cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	1845€

ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> coussin STEALTH Sitrite Premiere, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50	Standard
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30°	420€
Coussin assise STEALTH Synergy Pro, en cm <input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48	125€
Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 (TC2SPP1618) <input type="checkbox"/> 45x45 (TC2SPP1818) <input type="checkbox"/> 45x50 (TC2SPP1820) <input type="checkbox"/> 50x50 (TC2SPP2020)	390€
Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 (SPCFSP1618) <input type="checkbox"/> 45x45 (SPCFSP1818) <input type="checkbox"/> 45x50 (SPCFSP1820) <input type="checkbox"/> 50x50 (SPCFSP2020)	390€
Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 (SOLSPP1618) <input type="checkbox"/> 45x45 (SOLSPP1818) <input type="checkbox"/> 45x50 (SOLSPP1820) <input type="checkbox"/> 50x50 (SOLSPP2020)	390€

DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension (Non compatible avec accoudoirs relevables)	Standard
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°	350€
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	125€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7.5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€

<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series : Hauteur 20"(50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	690€
--	------



<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series : Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15 cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16X64) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18X64) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20X64)	690€
--	------



REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (VR2)	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Compensation mécanique (1)(3) Longueur segment jambier (palette/plaque d'assise) <input type="checkbox"/> court de 28 à 36 cm <input type="checkbox"/> moyen de 37 à 46 cm	1590€

PROGRAMMATION	
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	Nous Consulter
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	

ANNEXES	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	



- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles spécifiques pour la programmation et le service après-vente.

LPPR 4130136 soit 3487.95€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées
LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.
LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.