



ASPEN

TB-Flex

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : order@pridemobility.fr

Pride[®]
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



(Photo non contractuelle)

ASPEN AA2 TB FLEX

Prix Public HT : 3 732.71 €

Prix Public TTC : 3 938.01 €

LPPR : 3 938.01 €

Code LPPR : 4122757

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant bandage 8"
- Moteurs 200-1200W / 2 pôles
- Batteries 2x 55 Amp (2x18 kg)
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Autonomie, jusqu'à 25.2 km
- Poids total (sans batteries) : 130 kg
- Chargeur 8 Amp

COLORIS CHASSIS	PP TTC
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Noir   	Standard
COLORIS SPECIAL	450€
<input type="checkbox"/> Coloris personnalisé RAL n° : <i>(Sous réserve de faisabilité)</i>	

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHES	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	Standard
<input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i>	715€
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i>	120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1)	511€

ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant bandage 8"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant gonflable 9"	100€
<input type="checkbox"/> Roues avant bandage 9"	100€

APPUI TETE	
<input checked="" type="checkbox"/> STEALTH TB FLEX	Standard

ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 44cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 45.70cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm (réduit la bascule de -5° à 25°) <input type="checkbox"/> 50cm (réduit la bascule de -10° à 20°)	1845€

ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° (Hauteur sol/plaque d'assise 43cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin STEALTH Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm <input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48	125€
Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618)	390€
Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)	390€
Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 (SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)	390€

DOSSIER	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (nc avec accoudoirs relevables) barre d'accessoires pour montage appui-tête incluse	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc STEALTH (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)	690€



<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series. Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16X64) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18X64) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20X64)	690€
--	------



REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Compensation mécanique (1)(3) Longueur segment jambier (palette/plaque d'assise) <input type="checkbox"/> court de 28 à 36 cm <input type="checkbox"/> moyen de 37 à 46 cm	1590€

PROGRAMMATION	
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	Nous Consulter
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	

ANNEXE
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales <input type="checkbox"/> Positionnement
<input type="checkbox"/> Instructions de montage



- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles spécifiques pour la programmation et le service après-vente.

LPPR 4122757 soit 3938.01€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
 LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.
 LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.