



Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : order@pridemobility.fr

Pride[®]
Mobility Products France



(Photo non contractuelle)

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :

PARTNER AA1 TB FLEX

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95 €

LPPR : 3 487.95 €

Code LPPR : 4130136

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier toile, réglable en tension
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 75 Amp
- Electronique VR2

COLORIS CHASSIS

Bleu

Blanc

Rouge

Vert



COLORIS SPECIAL

Coloris personnalisé

RAL n° :

(sous réserve de faisabilité)

450€

PP TTC

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE

VR2 (4)

Gauche Droit

PP TTC

Standard

Q LOGIC 2 (4)

Gauche Droit

680€

Tierce personne VR2/Q LOGIC 2

LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€

715€

Déplacement du boitier principal au dossier

LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€

120€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2		PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)		1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement		100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) <i>(indispensable avec une commande spéciale)</i>		511€

ROUES		
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"		Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"		Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"		100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"		Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"		100€

APPUI TETE		
<input type="checkbox"/> Stealth TB FLEX		325€

ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg		Standard
<input type="checkbox"/> Equipement route		490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)		850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté :		373€
<input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables		400€

HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT		
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise :		Standard
<input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 45.70cm		
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise :		1845€
<input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm <input type="checkbox"/> 50cm		

ASSISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38à 50cm		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur		Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)		90€
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30°		420€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin Stealth Sitrite Première, en cm		Standard
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50		
<input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm		125€
<input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48		
Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm		390€
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45		
<i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618)</i>		
Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm		390€
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50		
<i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)</i>		
Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm		390€
<input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50		
<i>(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)</i>		

DOSSIER		
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle		Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension		Standard
<i>Non compatible avec accoudoirs relevables</i>		
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135°		350€
<input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)		125€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur		150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc stealth (la paire)		540€
<input type="checkbox"/> 7.5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm		

DOSSIER (suite)		PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series :		690€
Hauteur 20" (50cm) x profondeur 4" (10cm)		
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4)	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4)	<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4)

DOSSIER (suite)		PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series :		690€
Hauteur 20" (50cm) x profondeur 6" (15cm)		
<input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16X64)	<input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18X64)	<input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20X64)

REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES		
-------------------------------	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables		Standard
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz		180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes		450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (VR2)		940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Compensation mécanique (1)(3)		1590€
Longueur segment jambier (palette/plaque d'assise)		
<input type="checkbox"/> court de 28 à 36 cm <input type="checkbox"/> moyen de 37 à 46 cm		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation		1600€
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5)		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur		1950€
Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5)		
Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large		
<input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX		160€
<input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large		

PROGRAMMATION		
---------------	--	--

<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1		Nous Consulter
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2		

ANNEXE	
--------	--

<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	



- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câble de programmation et le SAV
- (5) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4130136 soit 3487.95€/vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées

LPPR 408597 soit 35.71€/vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.

LPPR 4339681 soit 714.26€/vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.