


TB-flex

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

 Email : order@pridemobility.fr

 Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



(Photo non contractuelle)

PARTNER AA2 TB FLEX

Prix Public HT : 3 732.71 €

Prix Public TTC : 3 938.01 €

LPPR : 3 938.01 €

Code LPPR : 4122757

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 10.16 cm
- Passage de trottoir : 7 cm
- Longueur hors tout : 91 cm
- Largeur hors tout : 63.5 cm
- Rayon de giration : 75.56 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier PRO SYNERGY
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 75 Amp
- Electronique VR2

COLORIS CHASSIS

PP TTC

 Bleu

 Blanc

 Rouge

 Vert


COLORIS SPECIAL

 Coloris personnalisé

RAL n° :

(Sous réserve de faisabilité)

450€

MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE

PP TTC

 VR2 (4) Gauche Droit

Standard

 Q LOGIC 2 (4) Gauche Droit

680€

 Tierce personne VR2/Q LOGIC 2

715€

LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€

 Déplacement du boitier principal au dossier

120€

LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€

INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2	PP TTC
<input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1)	1380€
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement	100€
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) <i>(indispensable pour commande spéciale)</i>	511€
ROUES	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"	100€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 14"	Standard
<input type="checkbox"/> Roues arrière bandage 14"	100€
APPUI TETE	
<input checked="" type="checkbox"/> Stealth TB FLEX	Standard
ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Poids d'utilisateur >100kg	Standard
<input type="checkbox"/> Equipement route	490€
<input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2)	850€
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté : <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit	373€
<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables	400€
HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT	
<input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 45.70cm	Standard
<input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 45.70cm <input type="checkbox"/> 46.40cm <input type="checkbox"/> 50cm	1845€
ASSISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise de 0 à 30° <i>(Hauteur sol/plaque d'assise 42cm (réglage en hauteur possible), proclive -10° à 20° possible)</i>	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38 à 50cm	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur	Standard
<input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	90€
<input checked="" type="checkbox"/> Coussins Stealth Sitrite Première, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45 x 50 <input type="checkbox"/> 50 x 50	Standard
<input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm <input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48	125€
Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)</i>	390€
Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SPCFSP1618) (SPCFSP1818) (SPCFSP1820) (SPCFSP2020)</i>	390€
<input type="checkbox"/> Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 <i>(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)</i>	390€

DOSSIER	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison électrique du dossier de 85 à 135°	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie)	Standard
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension <i>(nc avec accoudoirs relevables) barre d'accessoires pour montage appui-tête</i>	100€
<input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur	150€
<input type="checkbox"/> Cale tronc stealth (la paire) <input type="checkbox"/> 7,5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm	540€

DOSSIER (suite)	PP TTC
<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) <i>(ALBR16XD4) (ALBR18XD4) (ALBR20XD4)</i>	690€



<input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series. Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) <i>(ALBR16X64) (ALBR18X64) (ALBR20X64)</i>	690€
--	------



REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	Standard
<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	180€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes	450€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (VR2)	940€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Compensation mécanique (1)(3) Longueur segment jambier (palette/plaque d'assise) <input type="checkbox"/> court de 28 à 36 cm <input type="checkbox"/> moyen de 37 à 46 cm	1590€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5) Appui-mollet <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large	1600€
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5) Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	1950€
<input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large	160€

PROGRAMMATION	
<input type="checkbox"/> Console de programmation PP1	Nous Consulter
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2	

ANNEXE	
<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> Positionnement
<input type="checkbox"/> Instructions de montage	



- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles de programmation et le SAV
- (5) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4122757 soit 3938.01€/vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique
 LPPR 408597 soit 35.71€/vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.
 LPPR 4339681 soit 714.26€/vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.