



Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel

69800 SAINT PRIEST

Tel : 04 81 65 94 70

Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par email

Email : order@pridemobility.fr

Pride[®]
Mobility Products France

Date et cachet du distributeur :

Nom utilisateur :



(Photo non contractuelle)

Q4 AA1 TB FLEX

Prix Public HT : 3 306.11€

Prix Public TTC : 3 487.95 €

LPPR : 3 487.95 €

Code LPPR : 4130136

DIMENSIONS

- Largeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Profondeur d'assise : de 40 à 51 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : de 42 à 45.70 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : de 45.70 à 50 cm
- Largeur de dossier : modulable de 40 à 51 cm (identique taille d'assise)
- Garde au sol : 7.60 cm
- Passage de trottoir : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.17 cm (hors RP)
- Largeur hors tout : 61 cm
- Rayon de giration : 50.80 cm
- Poids max utilisateur : 136 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier toile, réglable en tension
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues arrière et avant bandage 6"
- Moteurs 2x 350W / 4 pôles
- Batteries 2x 55 Amp
- Electronique VR2
- Vitesse, jusqu'à 10 km/h
- Chargeur 8 Amp


| COLORIS CHASSIS | PP TTC |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Rouge  | Standard |
| COLORIS SPECIAL | |
| <input type="checkbox"/> Coloris personnalisé RAL n° : <i>(Sous réserve de faisabilité)</i> | 450€ |

| MANIPULATEUR + PANTOGRAPHE | PP TTC |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VR2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Q LOGIC 2 (4) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | Standard |
| <input type="checkbox"/> Tierce personne VR2/Q LOGIC 2 <i>LPPR 4339681 : Boitier de commande personnalisé, 714.26€</i> | 715€ |
| <input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal au dossier <i>LPPR 4308597 : Déplacement du boitier de commande standard, 35.91€</i> | 120€ |

| INTERFACE COMPATIBLE Q-LOGIC 2 | | PP TTC |
|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Contrôle d'environnement (1) | | 1380€ |
| <input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement | | 100€ |
| <input type="checkbox"/> Boitier SCIM (1) <i>(indispensable pour commande spéciale)</i> | | 511€ |
| ROUES | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roues centrale pneumatiques 14" | | Standard |
| <input type="checkbox"/> Roues centrale bandage 14" | | 100€ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roues avant et arrière 6" | | Standard |
| APPUI TETE | | |
| <input type="checkbox"/> Stealth TB FLEX <i>(comprend la barre d'accessoires)</i> | | 325€ |
| ACCESSOIRES | | |
| <input type="checkbox"/> Equipement route | | 490€ |
| <input type="checkbox"/> ACCU TRAC contrôleur de trajectoire (1)(2) | | 850€ |
| <input type="checkbox"/> Tablette escamotable sur coté : | | 373€ |
| <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche | | |
| <input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables | | 400€ |
| HAUTEUR D'ASSISE ET LIFT | | |
| <input type="checkbox"/> Sans lift, hauteur d'assise : | | Standard |
| <input type="checkbox"/> 42cm | | |
| <input type="checkbox"/> 44cm <i>(réduit la bascule de -5° à 25°)</i> | | |
| <input type="checkbox"/> 45.70cm <i>(réduit la bascule de -10° à 20°)</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Lift 30cm (1), hauteur d'assise : | | 1845€ |
| <input type="checkbox"/> 45.70cm | | |
| <input type="checkbox"/> 46.40cm <i>(réduit la bascule de -5° à 25°)</i> | | |
| <input type="checkbox"/> 50cm <i>(réduit la bascule de -10° à 20°)</i> | | |
| ASSISE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison réglable en angle manuellement | | Standard |
| <input checked="" type="checkbox"/> Profondeur modulable de 38à 50cm | | Standard |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur | | Standard |
| <input type="checkbox"/> Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) | | 90€ |
| <input checked="" type="checkbox"/> coussin STEALTH Sitrite Première, en cm | | Standard |
| <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 | | |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0 à 30° | | 420€ |
| <input type="checkbox"/> Coussin assise Synergy Pro, en cm | | 125€ |
| <input type="checkbox"/> 40x48 <input type="checkbox"/> 44x48 <input type="checkbox"/> 48x48 | | |
| Coussin assise STEALTH Tru Comfort 2 SPP, en cm | | 390€ |
| <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 40x45 | | |
| <i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618) (TC2SPP1618)</i> | | |
| Coussin assise STEALTH Spectrum Foam SPP, en cm | | 390€ |
| <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 | | |
| <i>(TC2SPP1618) (TC2SPP1818) (TC2SPP1820) (TC2SPP2020)</i> | | |
| Coussin assise STEALTH Solution SPP, en cm | | 390€ |
| <input type="checkbox"/> 40x45 <input type="checkbox"/> 45x45 <input type="checkbox"/> 45x50 <input type="checkbox"/> 50x50 | | |
| <i>(SOLSPP1618) (SOLSPP1818) (SOLSPP1820) (SOLSPP2020)</i> | | |
| DOSSIER | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison manuelle | | Standard |
| <input checked="" type="checkbox"/> Toile réglable en tension | | Standard |
| <i>Non compatible avec accoudoirs relevables</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 85 à 135° | | 350€ |
| <input type="checkbox"/> Dossier Synergy Pro (idem largeur assise choisie) | | 125€ |
| <input type="checkbox"/> Dossier ajustable en largeur | | 150€ |
| <input type="checkbox"/> Cale tronc stealth (la paire) | | 540€ |
| <input type="checkbox"/> 7.5x10cm <input type="checkbox"/> 10x15cm | | |

| DOSSIER (suite) | | | PP TTC |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series | | | 690€ |
| Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 4" (10cm) | | | |
| <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XD4) | <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XD4) | <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XD4) |  |
| <input type="checkbox"/> Dossier ADI Aluminium Series. | | | 690€ |
| Hauteur 20" (50 cm) x Profondeur 6" (15cm) | | | |
| <input type="checkbox"/> largeur 16" (40.5 cm) (ALBR16XG4) | <input type="checkbox"/> largeur 18" (46 cm) (ALBR18XG4) | <input type="checkbox"/> largeur 20" (51 cm) (ALBR20XG4) |  |

| REPOSE-PIEDS ET RELEVÉ-JAMBES | |
|--|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables | Standard |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz | 180€ |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes manuel central, bi-palettes | 450€ |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés (VR2) | 940€ |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés Compensation mécanique (1)(3) | 1590€ |
| Longueur segment jambier (palette/plaque d'assise) | |
| <input type="checkbox"/> court de 28 à 36 cm <input type="checkbox"/> moyen de 37 à 46 cm | |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation | 1600€ |
| Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5) | |
| Appui-mollet <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large | |
| <input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation Et réglable électriquement en hauteur | 1950€ |
| Longueur segment jambier ajustable de 25 à 40 cm (Palette/plaque d'assise) (1)(3)(5) | |
| Appui-mollet <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large | |
| <input type="checkbox"/> Coussin appui mollets DARTEX | 160€ |
| <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large | |
| PROGRAMMATION | |
| <input type="checkbox"/> Console de programmation PP1 | Nous Consulter |
| <input type="checkbox"/> Câble de programmation Q LOGIC 2 | |

| ANNEXE | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Commandes spéciales | <input type="checkbox"/> Positionnement |
| <input type="checkbox"/> Instructions de montage | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |

- (1) Utilisable uniquement avec la Q logic 2
- (2) Uniquement commande non proportionnelle
- (3) Préciser l'UL :cm pour ajustement de la hauteur d'assise
- (4) Nécessite l'utilisation de câbles de programmation et le SAV
- (5) Compatible uniquement avec roues avant 9"

LPPR 4130136 soit 3487.95€/ / vhp, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées
LPPR 408597 soit 35.71€/ / vhp, propulsion électrique, déplacement du boitier de commande standard.
LPPR 4339681 soit 714.26€/ / vhp, propulsion électrique, boitier de commande personnalisé.